

# BIOFLOAT™

Powierzchnie antyadhezyjne do  
hodowli sferoidów

Przetestuj  
bezpłatnie  
i bez  
zobowiązań!




[biofloat.sarstedt.com](http://biofloat.sarstedt.com)



**SARSTEDT**

# ZALETY HODOWLI SFEROIDÓW

- ✓ Zwiększony kontakt międzykomórkowy
- ✓ Wyraźnie zaznaczona macierz zewnątrzkomórkowa
- ✓ Ulepszony model *in vitro*



W wielu obszarach badań biomedycznych niezbędne są modele *in vitro*. Najbardziej konwencjonalną formą jest dwuwymiarowa hodowla komórek. Podczas przenoszenia wyników na cały organizm nierzadko pojawiają się rozbieżności. Dlatego celem trójwymiarowej hodowli komórek jest zamknięcie luki między sytuacją *in vitro* i *in vivo*.

Prostym i ekonomicznym wariantem hodowli komórek 3D są hodowle sferoidów. W tym przypadku komórki tworzą trójwymiarowy zespół komórek z wyraźnie zaznaczonymi kontaktami komórka-komórka i komórka-matryca.

Nowa powierzchnia hodowli komórkowej BIOFLOAT™ daje

możliwość wytworzenia szybkiego i powtarzalnie doskonałego sferoidu.


Powierzchnia BIOFLOAT™ jest wykorzystywana w różnych obszarach, takich jak badania nad nowotworami i komórkami macierzystymi, w fazie przedklinicznej badań nad lekami oraz w badaniach toksykologicznych. Hodowle sferoidów zwiększają wydajność i niezawodność przedklinicznych modeli komórkowych.



**Ryc. 1:** Komórki linii komórkowej fibroblastów (3T3) zostały wysiane w różnej liczbie na płytce do hodowli komórkowej z powierzchnią BIOFLOAT™. Jako kontrola służy płytka niepowlekaną. Uzyskane wyniki zostały udokumentowane mikroskopowo po trzech dniach. Można wyraźnie zobaczyć, że dzięki BIOFLOAT™ zostały skutecznie wytworzone sferoidy. Ponadto można wpływać na wielkość sferoidów przez liczbę komórek przypadających na dołek. Z kolei na powierzchni niepowlekaną może dochodzić do adhezji fibroblastów i nie powstają sferoidy.

# Dzięki powierzchni BIOFLOAT™ stawiasz czoła swoim wyzwaniom w zakresie hodowli sferoidów


Dzięki zastosowaniu powierzchni do hodowli komórkowej BIOFLOAT™ udało się już utworzyć niektóre wymagające hodowle sferoidalne (np. sferoidy z hepatocytów pierwotnych). Listę linii komórkowych, które dały dobre wyniki w testach z powierzchnią BIOFLOAT™, można znaleźć na stronie 6.





# DLACZEGO BIOFLOAT™?

- ✓ Wytrzymała powierzchnia
- ✓ Zdefiniowany skład
- ✓ Prostota rozmieszczania
- ✓ Szybkie wyniki
- ✓ Wysoka powtarzalność wyników




Warstwa polimerowa BIOFLOAT™ w prosty sposób modyfikuje powierzchnię z tworzywa sztucznego. Ta inercyjna warstwa zawiera cząsteczki, które zakotwiczą się dzięki silnym fizycznym interakcjom i samoorganizacji na powierzchni z polistyrolu. Dzięki temu uzyskuje się szczególnie równomierne rozmieszczenie.

Powierzchnię BIOFLOAT™ wyróżniają wysokojakościowe właściwości antyadhezyjne. Umożliwiają to hodowanym komórkom przylegającym wytworzenie głównie kontaktu międzykomórkowego, bez przylegania do powierzchni naczynia – powstaje powłoka zapobiegająca przywieraniu.

Sferoidy hodowane przy użyciu powierzchni BIOFLOAT™ cechują się szczególnie równomiernym okrągłym kształtem. Zwykle uzyskuje się obraz dokładnie jednego sferoidu na dołek. Obydwie te cechy przyczyniają się do dużej odtwarzalności wyników. Z tego względu BIOFLOAT™ świetnie nadaje się do wysoce efektywnych analiz, w przypadku których zależy nam przede wszystkim na tym, aby zbadać dokładnie jeden symetryczny sferoid na dołek.

Wytrzymałość powierzchni BIOFLOAT™ znacznie ułatwia codzienną pracę. Same wielokrotne etapy płukania lub mechaniczne oddziaływanie przez wierzchołek pipety nie zmniejszają efektywności powierzchni do hodowli komórkowej BIOFLOAT™ (zob. ryc. 2).



**Ryc. 2:** Dno dołka zostało lekko zarysowane (pojedynczym ruchem okrężnym z umiarkowanym naciskiem) i mocno zarysowane (30 s z silnym naciskiem) przy użyciu standardowej końcówki pipety. Następnie do każdego dołka wysiano 200 µl zawiesiny komórek 3T3 o stężeniu 30 000 komórek/ml (co odpowiada 6 000 komórek/dołek).


# Powierzchnia BIOFLOAT™ umożliwia powstawanie kultur sferoidalnych – szybko, jednolicie i niezawodnie



## Szybkie powstawanie sferoidów

Powierzchnia BIOFLOAT™ umożliwia szybkie powstawanie sferoidów. Zależnie od linii komórkowej lub typu komórek formowanie sferoidu na powierzchni BIOFLOAT™ trwa od 2 do 24 godzin. Dowiedzono, że pojedyncze sferoidy powstają na niej szybciej niż na większości powierzchni antyadhezyjnych, odpychających komórki (ryc. 3).


**Ryc. 3:** Do każdego dołka wysianych zostało 200 µl zawiesiny komórek 3T3 o stężeniu 30 000 komórek/ml (co odpowiada 6 000 komórek/dołek). Dołki z dokładnie jednym sferoidem zostały wyznaczone i przedstawione jako wartość procentowa w zależności od czasu inkubacji.



## Wysoka powtarzalność wyników

Sferoidy uformowane przy użyciu powierzchni BIOFLOAT™ wykazują dużą kulistość, która umożliwia dużą spójność danych (ryc. 4). Nie tworzą się osady, agregaty satelitarne ani agregaty nieregularne, co zapewnia wysoką powtarzalność.


**Ryc. 4:** Następnie do każdego dołka wysiano 200 µl zawiesiny komórek 3T3 o stężeniu 30 000 komórek/ml (co odpowiada 6 000 komórek/dołek). Względna okrągłość utworzonych sferoidów została wyznaczona i przedstawiona w zależności od czasu. Im wyższa wartość, tym sferoid jest bardziej okrągły. Wartość 1 odpowiada idealnemu okręgowi.



## Niezawodna hodowla sferoidów


Niezawodna jakość powierzchni do hodowli komórkowej BIOFLOAT™ umożliwia tworzenie się perfekcyjnych sferoidów nawet z trudnych komórek. Zaliczają się do nich także komórki, które nie tworzą sferoidu na dostępnych na rynku produktach.

**Ryc. 5:** Do każdego dołka wysiano 100 µl zawiesiny pierwotnych hepatocytów ludzkich o stężeniu 25 000 komórek/ml (co odpowiada 2 500 komórek/dołek). Po uformowaniu sferoidów co 48-72 godziny wymieniano 50 µl podłoża.





Powierzchnia BIOFLOAT™ umożliwia niezawodne powstawanie poprawnych sferoidów nawet w przypadku trudnych komórek



Niżej wymienione komórki zostały skutecznie przetestowane pod kątem hodowli sferoidów umożliwianej przez powierzchnię BIOFLOAT™.

Nazwa	Opis
3T3	Fibroblasty ( <i>M. musculus</i> )
A431	Linia komórkowa raka nabłonka okrywającego ( <i>H. sapiens</i> )
B16	Linia komórkowa czerniaka ( <i>M. musculus</i> )
CaCo-2	Linia komórkowa raka jelita grubego ( <i>H. sapiens</i> , rasa kaukaska)
Capan-1	Linia komórkowa gruczolaka trzustki ( <i>H. sapiens</i> )
CHO	Linia komórkowa jajnika ( <i>C. griseus</i> )
D492	Linia komórkowa raka tkanki nabłonkowej gruczołu sutkowego (podobna do komórek macierzystych) ( <i>H. sapiens</i> )
D492HER	Linia rakotwórczych komórek macierzystych nabłonka gruczołu piersiowego z komórek D492 ( <i>H. sapiens</i> )
DAN-G	Linia komórkowa raka trzustki ( <i>H. sapiens</i> )
ESCs	Embrionalne komórki macierzyste ( <i>S. scrofa domestica</i> )
FAMPAC	Linia komórkowa gruczolaka trzustki ( <i>H. sapiens</i> )
H1975	Linia komórkowa gruczolaka płuc ( <i>H. sapiens</i> )
H2228	Linia komórkowa gruczolaka płuc ( <i>H. sapiens</i> )
H3122	Linia komórkowa gruczolaka płuc ( <i>H. sapiens</i> )
HCC1433	Linia komórkowa raka gruczołu sutkowego ( <i>H. sapiens</i> )
HCT-116	Linia komórkowa raka jelita grubego ( <i>H. sapiens</i> )
hDPSC	Pierwotne komórki macierzyste miazgi zębowej ( <i>H. sapiens</i> )
hDPSC+Panc1	Linia komórkowa raka trzustki ( <i>H. sapiens</i> )
HEK293	Embrionalne komórki nerek ( <i>H. sapiens</i> )
HepG2	Linia komórkowa raka wątroby ( <i>H. sapiens</i> )

Nazwa	Opis
HT-29	Linia komórkowa gruczolaka jelita grubego ( <i>H. sapiens</i> , rasa kaukaska)
huARLT	Unieśmiertelnione komórki nabłonka (z komórek HUVEC) ( <i>H. sapiens</i> )
HuOB	Unieśmiertelnione osteoblasty ( <i>H. sapiens</i> )
huVEC	Komórki śródbłonka żył ( <i>H. sapiens</i> )
iPSC-Gata6	Hepatocyty wyhodowane z komórek iPSC
MCF10A	Linia komórkowa raka gruczołu sutkowego ( <i>H. sapiens</i> )
MCF-7	Linia komórkowa raka gruczołu sutkowego ( <i>H. sapiens</i> )
MDA-MB231	Linia komórkowa raka gruczołu sutkowego ( <i>H. sapiens</i> )
Mia-Paca	Linia komórkowa trzustki ( <i>H. sapiens</i> )
Panc1	Linia komórkowa trzustki ( <i>H. sapiens</i> )
Panc39	Linia komórkowa trzustki ( <i>H. sapiens</i> )
PRH with RHSteC	Wątrobowe komórki gwiaździste / komórki Ito ( <i>R. norvegicus</i> )
PRH+ HHSteC	Wątrobowe komórki gwiaździste / komórki Ito ( <i>H. sapiens</i> )
RPMI	Linie komórkowe limfocytów B od pacjentów ze stwardnieniem rozsianym ( <i>H. sapiens</i> )
SFFV2	Unieśmiertelnione astrocyty ( <i>H. sapiens</i> )
-	Zróżnicowane organoidy komórek tłuszczowych z pluripotencjalnych komórek macierzystych
-	Organoidy błony śluzowej macicy z oddzielonych komórek pierwotnych (mały nieczłekokształtne)
-	Komórki prekursorowe fibroblastów ( <i>M. cerebralis</i> )
-	Kardiomiocyty wyhodowane z komórek iPSC ( <i>H. sapiens</i> )
-	Organoidy wątroby (zróżnicowane) ( <i>M. musculus</i> )
-	Neuronalne komórki macierzyste (zróżnicowane z HN9)
-	Hepatocyty pierwotne ( <i>H. sapiens</i> , <i>M. musculus</i> , <i>M. fascicularis</i> , <i>C. lupus familiaris</i> )

Płytkę SARSTEDT BIOFLOAT™ otrzymuje się pojedynczo sterylnie zapakowaną w worku aluminiowym. Jest ona także wolna od endotoksyn i niecytotoksyczna.

#### Szczegóły zamówienia

Nr zamówienia	Oznaczenie	Liczba dołków	Kształt dna	Opakowanie
83.3925.400	Płytkę do hodowli komórkowych. 96 dołków, powierzchnia: BIOFLOAT™, okrągła podstawa	96	U	1 szt. / worek aluminiowy 4 szt. / karton wewnętrzny 24 szt. / karton zewnętrzny



## SARSTEDT Sp. z o.o.

ul. Warszawska 25  
Blizne Łaszczyńskiego  
05-082 Stare Babice

Tel: +48 22 722 05 43

Fax: +48 22 722 07 95

info.pl@sarstedt.com

www.sarstedt.com

W przypadku pytań:  
Chętnie służymy Państwu dalszą pomocą!

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

BIOFLOAT™ –  faCellitate technologia