

Αιμοληψία με το S-Monovette®

Ο δρόμος για το τέλει αποτέλεσμα



1. Προετοιμασία

Τοποθέτηση γραμμωτού κώδικα

Γραμμή γραμμωτού κώδικα

Απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες υγιεινής του εργαστηρίου

Φλεβική στάση <1 min

Απολύμανση

Πλάτος μιας παλάμης πάνω από το σημείο παρακέντησης

Προτεινόμενη σειρά λήψης

Βάσει Gurr ¹ :	Βάσει CLSI ² :
Αιμοκαλλιέργεια	Αιμοκαλλιέργεια
<ul style="list-style-type: none"> □ Ορός /Ορός-γέλη ■ Κιτρικό ■ Ηπαρίνη /Ηπαρίνη-γέλη ■ EDTA ■ Φθόριο / Κιτρικό φθόριο (S-Monovette® GlucoEXACT) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Κιτρικό □ Ορός /Ορός-γέλη ■ Ηπαρίνη /Ηπαρίνη-γέλη ■ EDTA ■ Φθόριο / Κιτρικό φθόριο (S-Monovette® GlucoEXACT)

¹ Gurr et al "Musterstandardarbeitsanweisung Präanalytik" J Lab Med 2011
² CLSI GP41 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture, Approved Guideline

2. Αιμοληψία

Τεχνική αναρρόφησης – Η απαλή αιμοληψία

Πριν από τη φλεβοκέντηση: Προειδοποιήστε τον ασθενή

Τεχνική κενού³ – Αιμοληψία με φρέσκο κενό

Κατ' αρχήν η SARSTEDT συνιστά τη χρήση του πρώτου S-Monovette® με την τεχνική της αναρρόφησης, για να αρχίσετε με αυτόν τον τρόπο απαλά την αιμοληψία.

3. Χειρισμός δειγμάτων και απόρριψη

Γεμίστε ΣΩΣΤΑ για ακριβή αποτελέσματα

- Κιτρικό
- ΤΚΕ
- EDTA
- Κιτρικό φθόριο (S-Monovette® GlucoEXACT)

Ανακινήστε προσεκτικά πολλές φορές

- Κιτρικό, CTAD
- PFA
- ΤΚΕ
- Ηπαρίνη
- EDTA
- ThromboExact
- Φθόριο, CPDA₁
- Κιτρικό φθόριο (S-Monovette® GlucoEXACT)

Αποθηκεύστε και μεταφέρετε σωστά

Μετά από την αιμοληψία: Τοποθετήστε τον ορό/ορό-γέλη του S-Monovette® για 30 λ. σε όρθια θέση και έπειτα μεταφέρετε σε όρθια θέση

Ενεργοποίηση με το ένα χέρι

Κλικ⁴

ή

Κλικ

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα θέματα που καλύπτονται εδώ («Αιμοληψία με το S-Monovette®») έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τις ιατρικές, επιστημονικές ή τεχνικές συμβουλές.

³ Εάν πρέπει να ληφθεί πρώτα ένα σωληνάριο κιτρικού άλατος, συνιστάται η εκ των προτέρων λήψη ενός κενού σωληναρίου.
 Κατ' αρχήν η SARSTEDT συνιστά τη χρήση του πρώτου S-Monovette® με την τεχνική της αναρρόφησης, για να αρχίσετε με αυτόν τον τρόπο απαλά την αιμοληψία. Στη συνέχεια είναι δυνατή η συνέχιση της λήψης με την τεχνική κενού.
⁴ Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το προστατευτικό της βελόνας με τον δείκτη του χεριού σας. Για την ασφαλή λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι αυτό συμβαίνει στο κάτω μέρος του προστατευτικού.

BRO_7.5_644_0300_2820_EU Η παρούσα δημοσίευση μπορεί να περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα τα οποία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Υπό την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων