

HENm/HENm Cart

Etiquetado específico de S-Monovette® antes de la extracción de sangre



Etiquetadora de tubos HENm (aparato de sobremesa) y HENm Cart (versión móvil)

- Dispensación de S-Monovette® etiquetadas específicamente para cada paciente según la información del HIS o SIL
- 1 kit por paciente con etiquetas adicionales e impresión de informe
- Etiquetado siempre correcto, sin falta de tubos
- Seguridad en los procesos del laboratorio, gracias a la perfecta colocación de las etiquetas

Seguridad desde la extracción de sangre hasta el laboratorio

El etiquetado manual de los tubos de extracción de sangre constituye una fuente de errores. Las etiquetas se pueden colocar mal, de forma que interfieran en los análisis de laboratorio. Asimismo, las etiquetas pueden aplicarse al tubo equivocado (codificación de material erróneo) o se pueden olvidar tubos, lo que obliga a una solicitud adicional que conlleva a una pérdida de tiempo valioso.

HENm y HENm Cart proporcionan kits de paciente completos con S-Monovette® perfectamente etiquetadas. La utilización en el hospital o en los centros de atención primaria puede llevarse a cabo en una ubicación central o móvil directamente en el paciente. La información del HIS (sistema de información hospitalaria) o del LIS (sistema de información de laboratorio) determina qué S-Monovette® son necesarias. También se pueden imprimir etiquetas para otros recipientes de muestras, p. ej., vasos de orina, hisopos, etc., y adjuntarlas sueltas en el kit. Un informe impreso resume la información y concluye el procedimiento.

Con el mezclador de rodillos integrado, HENm Cart garantiza la alta calidad del material de muestra. Los tubos se mezclan inmediatamente después de la extracción de sangre. La batería integrada alimenta sin riesgos el HENm, el mezclador de rodillos y el PC durante el recorrido por la estación.



Bandeja con kit de paciente



Mezclador de rodillos en el HENm Cart



Impresión de informe

Datos técnicos

	Etiquetador de tubos HENm	Etiquetador de tubos HENm Cart (versión móvil)
REF. SARSTEDT	90.191.450	90.191.451
Rendimiento	hasta 1.400 tubos/h; aprox. 900/h en funcionamiento de rutina	hasta 1.400 tubos/h; aprox. 900/h en funcionamiento de rutina
Tipos de S-Monovette®	Diámetro: 11–16 mm Longitud: 75–129 mm (incl. tapón y varilla del émbolo)	Diámetro: 11–16 mm Longitud: 75–129 mm (incl. tapón y varilla del émbolo)
Número de tipos de S-Monovette®	máx. 14	máx. 14
Capacidad del cargador	máx. 140	máx. 140
Suministro de tubos	horizontales en la bandeja, alineados	horizontales en la bandeja, alineados
Entrega del kit	bandeja abierta	bandeja abierta
Método de impresión	Thermodirekt	Thermodirekt
Tamaño de etiquetas	45x30 mm	45x30 mm
Tipo de código de barras	todos los habituales 1-D, Data Matrix	todos los habituales 1-D, Data Matrix
Impresora complementaria (integrada)	para etiquetas adicionales	para etiquetas adicionales
Reconocimiento del tipo de tubo	sí	sí
Reconocimiento del tipo de etiqueta principal	sí	sí
Batería recargable para la alimentación eléctrica independiente de la red	no	sí – 13h en modo de espera
Mezclador integrado	no	sí – mezclador de rodillos para 4 tubos; 24 rev/min
Dimensiones L x A x H	199x599x396 mm	599x845x920 mm
Peso	20 kg	55 kg

SARSTEDT S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoríolf
08430 La Roca del Vallès
Tel: +34 93 846 41 03
Fax: +34 93 846 39 78
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com