

S-Monovette® cfDNA Exact

액체 생검 검체의 분석 전 단계(pre-analytics) 표준화용



검사 전

S-Monovette® cfDNA Exact의 장점:


- 흡인 또는 진공 기술을 사용한 채혈 가능
- 고온에서도 적은 용혈
- 유핵 세포에서 gDNA 유입 없음
- 다양한 follow-up analyses 와 호환 가능

바이오마커 cell-free DNA (cfDNA) 는 이식 거부, 조기 발견, 비침습적 산전 검사, 종양 질환의 치료 모니터링과 분자 특성화에서 그 역할이 커지고 있습니다. 우수한 cfDNA 검체 품질을 위한 중요한 분석 전 요인은 cfDNA의 degradation 방지와 유핵 혈액 세포에서 genomic DNA(gDNA) 방출 방지입니다.

혁신적인 S-Monovette® cfDNA Exact는 6 - 37°C에서 14 일 동안 보장된 안정화 성능으로 탁월한 검체 품질과 정확한 결과를 제공합니다.

보관된 혈액 검체의 Fragment 크기 분석

경쟁사 제품과 달리 S-Monovette® cfDNA Exact의 혁신적인 제품은 유핵 세포에서 gDNA의 유입되는것을 방지합니다.



결론

S-Monovette® cfDNA Exact는 일관된 안정화 성능을 보이는 반면, 경쟁사 제품은 보관 기간 동안 gDNA 유입이 증가하는 것을 확인할 수 있으며 이로 인해 후속 분석에 검체를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

Lowest haemolysis values

용혈은 세포 스트레스의 척도이며 검체 채취 중 혈액 세포의 파괴를 나타냅니다. 검체 채취 시 혈액 세포의 용해는 유핵 세포의 gDNA가 혈액 검체로 유입되는 데 직접적인 영향을 미칩니다. 검체 채취 중에 파괴된 세포의 gDNA에서 기인한 체외 용혈은 높은 혈장 cfDNA 농도와 연관이 있을 수 있다는 사실이 이미 밝혀졌습니다. (El Messaoudi S, Rolet F, Mouliere F, Thierry AR. Circulating cell free DNA: Preanalytical considerations. Clin Chim Acta. 2013; 424:222-30. <https://doi.org/10.1016/j.cca.2013.05.022>).

따라서 모든 cfDNA 후속 분석에서는 용혈을 방지하는 것이 중요합니다. S-Monovette® cfDNA Exact를 사용하여 검체를 채취할 때 세심한 흡인 기술을 사용하면 용혈을 최소화할 수 있습니다. 다음에서는 특정 안정화 시간 동안 시중에서 판매되는 다른 cfDNA 안정화 경쟁사 제품과 비교하여 S-Monovette® cfDNA Exact의 용혈 값을 제시합니다.




그림 2: 검체 샘플은 분석 전에 0-14일 동안 37°C, 25°C, 6°C에서 보관되었습니다(라벨 참조). 혈장 내 유리 헤모글로빈은 광도계로 측정되었습니다 (sodium carbonate 기반). 경쟁 제품 2의 더 짧은 보관 기간은 cfDNA 안정화 성능에 관한 제한된 제품 사양을 기반으로 합니다.

결론

S-Monovette® cfDNA Exact를 사용한 검체는 잠재적 용혈과 관련하여 테스트된 다른 모든 경쟁사 제품보다 우수합니다.

Analysed reference genes

분리 후 S-Monovette® cfDNA Exact 안정화된 cfDNA는 모든 분석 방법(예: NGS 및 qPCR)과 호환됩니다. 건강한 공여자의 cfDNA 혈장 농도는 낮기 때문에(1.8 – 44ng/mL), 복제수가 적은 유전자도 장기간 보관한 후에 감지될 수 있다는 사실을 확인하기 위해서 single-copy genes ERV-3 및 MSTN

을 qPCR을 사용해서 검사하였습니다. 우수한 검체 품질을 위해서는 cfDNA 함량이 보관 기간 동안 최대한 일정하게 유지되어야 합니다.




그림 3: 타사 제품과 비교한 S-Monovette® cfDNA Exact에서 안정화된 검체의 ERV-3 & MSTN 실시간 PCR 분석. 모든 검체는 InviMag® Free Circulating DNA Kit/IG 및 InviGenius® PLUS 장치(Invitex Molecular)를 사용하여 분리되었습니다. RT-qPCR은 Mastercycler ep realplex 4S(Eppendorf) 또는 qTOWER®(Analytic Jena)에서 Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix(Thermo Fisher Scientific)를 사용하여 수행되었습니다. 제시된 delta C_T 값은 검사 시점의 C_T 값과 새로 처리된 0일차 검체 간의 차이입니다. 통계는 이원분산분석(ANOVA)을 사용하여 산출되었습니다: * < 0.05, ** < 0.01, *** < 0.001 & **** < 0.0001

결론

S-Monovette® cfDNA Exact는 6-37°C에서 14일 동안 일관된 안정화 성능을 보이는 반면, 일부 경쟁사 제품은 보관 기간 동안 gDNA 방출이 증가하는 것으로 확인되었습니다.


사양

검체 용량:	9.2ml(혈액 8.4ml 포함)
주입 전 보관 온도:	상온



혈장 분리

다음과 같이 단계적으로 원심분리를 진행하여 cfDNA를 얻기 위한 혈장을 분리합니다.



분리 시스템 선택의 유연성



S-Monovette® cfDNA Exact와 함께 사용할 수 있는 호환 가능한 cfDNA 분리 시스템

1. 수동 분리 시스템

- NucleoSnap® DNA Plasma-Kit, Macherey-Nagel, REF 740300.50
- NucleoMag® cfDNA-Kit, Macherey-Nagel, REF 744550.4
- NucleoSpin Dx Blood, Macherey-Nagel, REF 740899.50
- QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit, Qiagen, REF 55114
- MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit, ThermoFisher Scientific, REF A293192
- Quick-cfDNA Serum & Plasma Kit, Zymo, REF D4076

2. 자동 분리 시스템

- NucleoMag® cfDNA-Kit, Macherey-Nagel, REF 744550.4
- NextPrep-Mag cfDNA Isolation Kit, Fa. Revvity chemagen Technologie GmbH, REF NOVA-3825-03
- Chemagic cfNA 5k Kit special H24, Fa. Revvity chemagen Technologie GmbH, REF CMG-1104
- Maxwell® RSC ccfDNA LV Plasma Kit, Promega, REF AS1840
- MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit, ThermoFisher Scientific, REF A293192

주문 정보

명칭	포장	주문 번호
S-Monovette® cfDNA Exact*	내부 상자당 20개 / 외부 상자당 80개	01.2040.001

* = 원심분리 캡은 제품 구성에 포함되어 있습니다.

액세서리

명칭	포장	주문 번호
스크류 캡, Ø 15.3mm 튜브에 적합	내부 상자당 100개 / 외부 상자당 5,000개	65.729.100
Safety Multifly® 캐놀라 21G, 200mm 호스 및 장착된 멀티 어댑터 포함	내부 상자당 120개 / 외부 상자당 480개	85.1638.235
Safety Multifly® 캐놀라 23G, 200mm 호스 및 장착된 멀티 어댑터 포함	내부 상자당 120개 / 외부 상자당 480개	85.1640.235
Safety Multifly® 캐놀라 25G, 200mm 호스 및 장착된 멀티 어댑터 포함	내부 상자당 120개 / 외부 상자당 480개	85.1642.235
일회용 지혈대 tournistrip®	외부 상자당 200개	95.1006
보호 용기 126 x 30mm, 흡수성 패드 포함, 마개 없음	내부 상자당 50개 / 외부 상자당 250개	78.898
보호 용기 126 x 30mm용 스크류 캡	내부 상자당 50개 / 외부 상자당 250개	65.679
배송 상자 소형 198 x 107 x 38mm	외부 상자당 50개	95.900
배송 상자 198 x 107 x 50mm	외부 상자당 50개	95.901
배송 상자 대형 220 x 170 x 40mm	외부 상자당 50개	95.902


PCR(PCR 플레이트, 스트립 및 단일 튜브), 피펫 팁 및 반응 튜브용 추가 소모품은 www.sarstedt.com에서 확인할 수 있습니다.

문의 사항이 있으신 경우:
언제든지 연락주십시오!

당사 웹사이트도 방문해 보십시오.
www.sarstedt.com

SARSTEDT 분자 진단 워크플로우

당사의 상호 조정된 소모품의 장점을 누리보십시오!



SARSTEDT International GmbH Representation Office South Korea

Samhwan Hypex Building A 301-2,
240 Pangyoyeok-ro, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 13493

Tel: +82 31 602 9612

Fax: +82 31 624 4912

info.kr@sarstedt.com

www.sarstedt.com



자세한 정보, 동영상, 상담:
sarstedt.com

분자 진단
워크플로우
온라인



[molecular-workflow
sarstedt.com](http://molecular-workflow.sarstedt.com)