


Proben-Handling

Komplettlösungen für Probenbearbeitung und Rückstellung



Röhren mit Zwischenboden – Die optimale Lösung für die Laborautomation



NEU Ergänzend zum bisherigen Ø 15 mm jetzt neu auch mit Ø 13 mm

- Für die Direktadaption abdekantierter Serum-/Plasmaproben
- Erhältlich auch mit abgerundetem Boden zur vereinfachten Bestückung des Probenträgers

Einhängegefäße



- Besonders empfehlenswert bei kleinen Volumina und Direktadaptionen in Analysern
- Keine Probenverwechslung durch Sekundärgefäße, da die Identifikation des Primärgefäßes weiterhin genutzt werden kann

Röhren in Stapelpackung



- Vorteilhafte, kompakte Stapelpackung
- 40 % Platzersparnis gegenüber Röhren „geschüttet im Beutel“
- Einfache Zuführung von Sekundärgefäßen bei der Laborautomation

Blockständer – Für die rationelle Probenlagerung




NEU Blockständer mit Bohrungs-Ø 13 mm

- Für die platzsparende Probenrückstellung
- Bis zu 9 Farben bieten die Möglichkeit zur Farbcodierung
- Wahlweise mit und ohne Griff
- Geeignet für die Spülmaschine, autoklavierbar
- Auch als Doppel-Blockständer D17 mit 100 Bohrungen erhältlich (längs- oder stirnseitig verbunden)

Verdunstungsschutz – Hygienisch & praktisch



NEU Universal-Stopfen:
Geeignet für S-Monovette®
Ø 13 mm und Röhren mit
Ø 12 bis 16 mm durch beidseitige
Verwendung des Stopfens



NEU Universal-Verdunstungs-
schutzstopfen: Geeignet
für alle gängigen Blutent-
nahmesysteme oder Röhren
mit Ø 13 bis 16 mm



• Verdunstungsschutzkappen
für S-Monovette® Ø 15 mm



NEU Abdeckhaube
Die optimale Abdeckung von ge-
öffneten Röhren während der Pro-
benrückstellung für Blockständer
D17

Röhren mit rundem Boden in Stapelpackung (ohne Stopfen)

Volumen	Bestell-Nr.	Material	Länge	Ø	Stk./Innenkarton	Stk./Karton
5 ml	55.475	PS	75 mm	13,0 mm	500	2.000
5 ml	55.525	PS	75 mm	13,0 mm	500	2.000
5 ml	55.476	PS	75 mm	12,0 mm	500	2.000
5 ml	55.526	PS	75 mm	12,0 mm	500	4.000
8 ml	55.467	PS	100 mm	13,0 mm	500	2.000
11,5 ml	55.466	PS	100 mm	15,7 mm	250	1.000
11,5 ml	55.539.250	PS	100 mm	15,7 mm	250	1.000

Röhren mit Zwischenboden

- Röhren aus PP, Schraubverschluss aus HD-PE, verpackt zu 100/Beutel, zu 1.000/Karton
- Die Ausführung mit Aufdruck enthält ein Schriftdfeld, eine Skalierung und eine Barcode-Linie

Volumen	Bestell-Nr.	Länge / Ø	Ausführung	Bodenform
3,5 ml	60.617.010	92/13 mm	ohne Verschluss, ohne Aufdruck	round
3,5 ml	62.617	92/13 mm	Verschluss montiert, mit Aufdruck	round
3,5 ml	60.613.010	92/13 mm	ohne Verschluss, ohne Aufdruck	flat
3,5 ml	62.613	92/13 mm	Verschluss montiert, mit Aufdruck	flat
5 ml	60.612.010	92/15,3 mm	ohne Verschluss, ohne Aufdruck	round
5 ml	62.612	92/15,3 mm	Verschluss montiert, mit Aufdruck	round
5 ml	60.611.011	92/15,3 mm	ohne Verschluss, ohne Aufdruck, braun eingefärbt	flat
5 ml	60.611.010	92/15,3 mm	ohne Verschluss, ohne Aufdruck	flat
5 ml	62.611	92/15,3 mm	Verschluss montiert, mit Aufdruck	flat

Einhängegefäße

Bestell-Nr.	Beschreibung	Geeignet für..	Verpackung
73.1051	Einhängegefäß Länge 23,5 mm	S-Monovette® Ø 13 mm	2.000 Stk./Karton
73.1052	Einhängegefäß Länge 23,5 mm	S-Monovette® und Röhren Ø 15 mm	2.000 Stk./Karton
73.1053	Einhängegefäß Länge 23,5 mm	S-Monovette® und Röhren Ø 15 mm	2.000 Stk./Karton
73.1052.001	Einhängegefäß Länge 32,0 mm	S-Monovette® Ø 15 mm	2.000 Stk./Karton

Verdunstungsschutz

Bestell-Nr.	Beschreibung	Verpackung
65.648	Verdunstungsschutzkappe für S-Monovette® Ø 13 mm	5.000 Stk./Karton
65.1379	Universal-Stopfen für Röhren Ø 12 bis 16 mm (weitere Farben auf Anfrage erhältlich)	10.000 Stk./Karton
65.647	Archivierungs-Stopfen für Röhren Ø 13 bis 16 mm	5.000 Stk./Karton
93.857	Abdeckhaube für Blockständer D17, hellgrau	25 Stk./Karton

Block rack with 50 apertures

Bohrungs-Ø	Ausführung ohne Griffe, grau		Ausführung mit Griffen, grau	
	Bestell-Nr.	Stk./Karton	Bestell-Nr.	Stk./Karton
12.0 mm	93.854	20		
13.0 mm	93.853	16	93.855	12
17.0 mm	93.852	20	93.851	12

SARSTEDT AG & Co.
 Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
 Telefon (+49) 0 22 93 30 50
 Telefax (+49) 0 22 93 305-282
☎ Service 0800 (Deutschland)
 Telefon (0800) 0 83 30 50
 info@sarstedt.com
 www.sarstedt.com