

# Συσκευή παλλινδρόμησης σωλήνα ασκών αίματος AST-2




Αυτόματη και γρήγορη παλλινδρόμηση του περιεχομένου εύκαμπτου σωλήνα ασκών αίματος

- Συσκευή παλλινδρόμησης εύκαμπτου σωλήνα με μοτέρ υψηλής απόδοσης
- Λειτουργία με τάση δικτύου ή μπαταρία
- Μοντέλα με ή χωρίς λειτουργία αυτόματης διακοπής
- Μοντέλο πάγκου με λειτουργία αυτόματης διακοπής και ποδοδιακόπτη

# Συσκευή παλλινδρόμησης σωλήνα ασκών αίματος AST-2

## Βασικό μοντέλο AST-2

Συσκευή παλλινδρόμησης σωλήνα για την εύκολη και βολική αφαίρεση του περιεχομένου των εύκαμπτων σωλήνων ασκών αίματος




## AST-2S με λειτουργία αυτόματης διακοπής

Όπως το βασικό μοντέλο, αλλά με αυτόματη διακοπή του μοτέρ στον ασκό αίματος



## AST-2F συσκευή πάγκου

Όπως το βασικό μοντέλο, αλλά με λειτουργία αυτόματης διακοπής, επιτραπέζια βάση και λειτουργία με ποδοδιακόπτη



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	AST-2	AST-2S	AST-2F
Αρ. παραγγελίας	87.7709.029	87.7709.025	87.7709.035
Για δεξιόχειρα ή αριστερόχειρα χρήστη	✓	να προσδιορίζεται με την παραγγελία	-
Προστασία από υπερφόρτωση	✓	✓	✓
Κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω	✓	✓	✓
Λειτουργία διακοπής	-	✓	✓
Ποδοδιακόπτης	-	-	✓
Λειτουργία με τάση δικτύου	✓	✓	✓
Λειτουργία με μπαταρία	✓	✓	✓
Βάρος	690 g	690 g	1.480 g
Μοτέρ υψηλής απόδοσης	9V 20 W	9V 20 W	9 V 20 W
Διαστάσεις συσκευής με τροφοδοτικό (Μ x Π x Υ σε mm)	225x39x62	225x47x62	250x140x71
Βαλίτσα μεταφοράς	✓	✓	-
<b>Απαιτούμενα παρελκόμενα</b>	<b>AST-2, AST-2S, AST-2F</b>		
Τροφοδοτικό γενικής χρήσης ΕΙΣΟΔΟΣ: 100 V - 240 V AC +/- 10%, 50-60 Hz, 700 mA ΕΞΟΔΟΣ: 7,5 V DC 3,3 A		87.7709.033	
ή/και πακέτο μπαταρίας NiMh 7,2 V 700 mA		87.7709.031	
Φορτιστής γενικής χρήσης PRI: 100 V - 240 V AC, 50-60 Hz 17 VA SEC: 4,8 V - 12 V DC μέγ. 800 mA 9,6 VA		87.7709.032	

SARSTEDT M.E.Π.Ε.  
Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου  
190 04 Σπάτα Αττικής  
Τηλ. +30 210 6038274  
Fax +30 210 6038276  
info.gr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com