








Informace k sortimentu odběrových krevních systémů











Preparace	Objem	Délka / Ø	Obj. č., bez etikety	Obj. č. s barevnou papírovou etiketou	Barevný kód zátka/etiketa
 Sérum	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1601	01.1601.001	
	5,5 ml	75 mm x 15 mm	03.1397	03.1397.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1934	04.1934.001	
	4,5 ml	92 mm x 11 mm	05.1104	05.1104.001	
	4,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1924		
	2,7 ml	75 mm x 13 mm		04.1943.001	
	2,7 ml	66 mm x 11 mm	05.1557	05.1557.001	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1904	04.1904.001	
	1,2 ml	66 mm x 8 mm		06.1663.001	

Preparace	Objem	Délka / Ø	Obj. č., bez etikety	Obj. č. s barevnou papírovou etiketou	Barevný kód zátka/etiketa
 Sérum-gel	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1602	01.1602.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1935	04.1935.001	
	4,7 ml	75 mm x 15 mm	03.1524	03.1524.001	
	4,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1925	04.1925.001	
	2,7 ml	75 mm x 13 mm		04.1923.001	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1905	04.1905.001	
	1,1 ml	66 mm x 8 mm		06.1667.001	

Preparace	Objem	Délka / Ø	Obj. č., bez etikety	Obj. č. s barevnou papírovou etiketou	Barevný kód zátka/etiketa
 Li-Heparin	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1604	01.1604.001	
	5,5 ml	75 mm x 15 mm	03.1628	03.1628.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1936	04.1936.001	
	4,5 ml	92 mm x 11 mm	05.1106	05.1106.001	
	4,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1920		
	2,7 ml	75 mm x 13 mm	04.1929	04.1929.001	
	2,7 ml	66 mm x 11 mm	05.1553	05.1553.001	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1906	04.1906.001	
	1,2 ml	66 mm x 8 mm		06.1666.001	







Preparace	Objem	Délka / Ø	Obj. č., bez etikety	Obj. č. s barevnou papírovou etiketou	Barevný kód zátka/etiketa
Li-Heparin tekutý	7,5 ml	92 mm x 15 mm		01.1608.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm		04.1939.001	







Preparace	Objem	Délka / Ø	Obj. č., bez etikety	Obj. č. s barevnou papírovou etiketou	Barevný kód zátka/etiketa
 Li-Heparin-gel	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1634		
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1940	04.1940.001	
	4,7 ml	75 mm x 15 mm	03.1631	03.1631.001	
	4,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1927	04.1927.001	
	2,7 ml	75 mm x 13 mm	04.1928	04.1928.001	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1907		
	1,1 ml	66 mm x 8 mm		06.1669.001	






Preparace	Objem	Délka / Ø	Obj. č., bez etikety	Obj. č. s barevnou papírovou etiketou	Barevný kód zátka/etiketa
 Li-Heparin-gel*	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1954	04.1954.001	
	4,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1953	04.1953.001	
	2,7 ml	75 mm x 13 mm	04.1952	04.1952.001	








* na vyžádání
Uvedená délka S-Monovette je bez pistu a šroubovacího víčka. S příloženým šroubovacím víčkem je délka S-Monovette o 16 mm větší.

Balení: Všechny výše uvedené S-Monovette jsou sterilně zabaleny po 50 kusech v boxu a 500 kusech v kartonu.
S-Monovette, jednotlivě balené, sterilní, jsou k dispozici v minimálním objednacím množství po 20000 kusech.


Preparace	Objem	Délka / Ø	Obj. č., bez etikety	Obj. č. s barevnou papírovou etiketou	Barevný kód zátka/etiketa
 Na-Heparin*	7,5 ml	92 mm x 15 mm		01.1613.100	
	7,5 ml	92 mm x 15 mm		01.1614.100	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm		04.1913.100	
 NH4-Heparin	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1603		
	4,5 ml	92 mm x 11 mm	05.1105		

Preparace	Objem	Délka / Ø	Obj. č., bez etikety	Obj. č. s barevnou papírovou etiketou	Barevný kód zátka/etiketa
 K ₃ EDTA	7,5 ml	92 mm x 15 mm		01.1605.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1931	04.1931.001	
	4,0 ml	75 mm x 15 mm	03.1068	03.1068.001	
	3,4 ml	65 mm x 13 mm	04.1914	04.1914.001	
	2,7 ml	75 mm x 13 mm	04.1917	04.1917.001	
	2,7 ml	66 mm x 11 mm	05.1167	05.1167.001	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1901	04.1901.001	
	1,8 ml	65 mm x 13 mm	04.1951	04.1951.001	
	1,6 ml	66 mm x 11 mm	05.1081	05.1081.001	
	1,2 ml	66 mm x 8 mm		06.1664.001	
	 K ₂ EDTA-Gel	7,5 ml	92 mm x 15 mm		01.1621.001
4,9 ml		90 mm x 13 mm		04.1932.001	

Preparace	Objem	Délka / Ø	Obj. č., bez etikety	Obj. č. s barevnou papírovou etiketou	Barevný kód zátka/etiketa
 Glukóza fluorid	2,7 ml	75 mm x 13 mm	04.1918	04.1918.001	
	2,7 ml	66 mm x 11 mm	05.1073	05.1073.001	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1903	04.1903.001	
	1,2 ml	66 mm x 8 mm		06.1665.001	

Preparace	Objem	Délka / Ø	Obj. č., bez etikety	Obj. č. s barevnou papírovou etiketou	Barevný kód zátka/etiketa
 Citrát	8,2 ml	92 mm x 15 mm		01.1606.001	
	5,0 ml	92 mm x 11 mm	05.1071	05.1071.001	
	4,3 ml	75 mm x 13 mm	04.1922	04.1922.001	
	3,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1919	04.1919.001	
	3,0 ml	66 mm x 11 mm	05.1165	05.1165.001	
	2,9 ml	65 mm x 13 mm	04.1902	04.1902.001	
	1,8 ml	75 mm x 13 mm	04.1955	04.1955.001	
	1,4 ml	66 mm x 8 mm		06.1668.001	

S-Monovette® neutrální

Preparace	Objem	Délka / Ø	Obj. č. s barevnou papírovou etiketou	Barevný kód zátka/etiketa
 bez preparace	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1728.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1926.001	
	4,5 ml	92 mm x 11 mm	05.1727.001	
	2,7 ml	66 mm x 11 mm	05.1729.001	

* Brzy k dostání s hnědým víčkem podle ISO 6710.

Speciální zkumavky S-Monovette®


Preparace	Objednací číslo	Objem	Délka / Ø	Karton/balení
S-Monovette® s EDTA K ₂ gelem	01.1621.001	7,5 ml	92 mm x 15 mm	500 kusů/50 kusů
S-Monovette® s EDTA K ₂ gelem	04.1932.001	4,9 ml	90 mm x 13 mm	500 kusů/50 kusů
S-Monovette® s citrátovým pufrem	04.1910.001	3,8 ml	65 mm x 13 mm	50 kusů/50 kusů
S-Monovette® s CPDA ₁	01.1610.001	8,5 ml	92 mm x 15 mm	500 kusů/50 kusů
S-Monovette® s CPDA ₁	04.1938.001	5,6 ml	90 mm x 13 mm	500 kusů/50 kusů
S-Monovette® GlucoEXACT, s citrátem, fluoridem*	05.1074.001	3,1 ml	66 mm x 11 mm	500 kusů/50 kusů
S-Monovette® GlucoEXACT, s citrátem, fluoridem*	04.1945.001	3,1 ml	75 mm x 13 mm	500 kusů/50 kusů
S-Monovette® pro analýzu obsahu kovů**	01.1604.400	7,5 ml	92 mm x 15 mm	50 kusů/50 kusů
S-Monovette® HCY-Z gel, pro stanovení homocystein	04.1908.001	2,7 ml	75 mm x 13 mm	50 kusů/50 kusů
S-Monovette® s heparinem sodným	04.1959.001	1,6 ml	75 mm x 13 mm	50 kusů/50 kusů
S-Monovette® ThromboExact	05.1168.001	2,7 ml	66 mm x 11 mm	50 kusů/50 kusů
S-Monovette® pro přípravu séra, etiketa krevní banka	01.1601.014	7,5 ml	92 mm x 15 mm	500 kusů/50 kusů
S-Monovette® s CTAD	04.1909.001	2,9 ml	65 mm x 13 mm	500 kusů/50 kusů
S-Monovette® s DNA Exact	04.1948.001	2,7 ml	75 mm x 13 mm	500 kusů/50 kusů
S-Monovette® s RNA Exact	01.2048.001	≤ 2,4 ml	10 mm x 15 mm	20 kusů/20 kusů

* Brzy k dostání s růžovým víčkem podle ISO 6710 (obj. č.: 05.1074.201, 04.1945.201).


** Brzy k dostání s modrým víčkem podle ISO 6710 (obj. č.: 01.1609.201).

Sedimentace krve


S-Sedivette® citrát 1:5

Preparace	Objednací číslo	Objem	Délka / Ø	Karton/balení
	06.1690.001	3,5 ml	130 mm x 8 mm	500 kusů/50 kusů





Sedimentační stojan na zkumavky S-Sedivette®

Obrázek	Objednací číslo	Název	Karton/balení
	90.1090	Sedimentační stojan se zadní stěnou se stupnicí	1 kus/1 kus




























S-Monovette® BSG s citrátem 1:5

Preparace	Objednací číslo	Objem	Délka / Ø	Karton/balení
	05.1079	2,0 ml	66 mm x 11 mm	500 kusů/50 kusů
	05.1079.001	2,0 ml (s papírovou etiketou)	66 mm x 11 mm	500 kusů/50 kusů

Sedimentační stojany a pipety Sediplus®

Obrázek	Objednací číslo	Název	Karton/balení
	86.1996	Sedimentační pipeta se značkou 0	1 000 kusů/100 kusů
	86.1996.062	Sedimentační pipeta s natištěnou stupnicí	1 000 kusů/100 kusů
	90.1060	Sedimentační stojan se stupnicí na zadní stěně	1 kus/1 kus
	90.1060.062	Sedimentační stojan bez zadní stěny	1 kus/1 kus

Jehla Safety-Multifly® ke zkumavce S-Monovette®

Obrázek	Objednací číslo	Ø/délka	Provedení	Barevný kód	Délka hadičky	Balení
	85.1637.235	0,9 mm/19 mm	20G x 3/4", č. 1		200 mm	480/karton 120/vnitřní karton, jednotlivě sterilně baleno
	85.1638.235	0,8 mm/19 mm	21G x 3/4", č. 2		200 mm	
	85.1640.235	0,6 mm/19 mm	23G x 3/4", č. 16		200 mm	
	85.1642.235	0,5 mm/19 mm	25G x 3/4", č. 18		200 mm	
	85.1637.205	0,9 mm/19 mm	20G x 3/4", č. 1		80 mm	480/karton 120/vnitřní karton, jednotlivě sterilně baleno
	85.1638.205	0,8 mm/19 mm	21G x 3/4", č. 2		80 mm	
	85.1640.205	0,6 mm/19 mm	23G x 3/4", č. 16		80 mm	
	85.1642.205	0,5 mm/19 mm	25G x 3/4", č. 18		80 mm	
	85.1637.203	0,9 mm/19 mm	20G x 3/4", bez multiadaptéru, č. 1		80 mm	480/karton 120/vnitřní karton, jednotlivě sterilně baleno
	85.1638.203	0,8 mm/19 mm	21G x 3/4", bez multiadaptéru, č. 2		80 mm	
	85.1640.203	0,6 mm/19 mm	23G x 3/4", bez multiadaptéru, č. 16		80 mm	
	85.1637.201	0,9 mm/19 mm	20G x 3/4", bez multiadaptéru, č. 1		240 mm	480/karton 120/vnitřní karton, jednotlivě sterilně baleno
	85.1638.201	0,8 mm/19 mm	21G x 3/4", bez multiadaptéru, č. 2		240 mm	
	85.1640.201	0,6 mm/19 mm	23G x 3/4", bez multiadaptéru, č. 16		240 mm	
	85.1642.201	0,5 mm/19 mm	25G x 3/4", bez multiadaptéru, č. 18		240 mm	
	85.1638.200	0,8 mm/19 mm	21G x 3/4", odšroubovatelné vodící pouzdro, č. 2		200 mm	480/karton 120/vnitřní karton, jednotlivě sterilně baleno


S-Monovette® Jehla Safety

Obrázek	Objednáací číslo	Ø/délka	Provedení	Barevný kód	Balení
	85.1372.200	0,9 mm/25 mm	20G x 1"		500/karton • 50/vnitřní karton, jednotlivě sterilně baleno
	85.1373.200	0,8 mm/25 mm	21G x 1"		500/karton • 50/vnitřní karton, jednotlivě sterilně baleno
	85.1441.200	0,7 mm/25 mm	22G x 1"		500/karton • 50/vnitřní karton, jednotlivě sterilně baleno
	85.1160.200	0,9 mm/38 mm	20G x 1½"		500/karton • 50/vnitřní karton, jednotlivě sterilně baleno
	85.1162.200	0,8 mm/38 mm	21G x 1½"		500/karton • 50/vnitřní karton, jednotlivě sterilně baleno
	85.1440.200	0,7 mm/38 mm	22G x 1½"		500/karton • 50/vnitřní karton, jednotlivě sterilně baleno

Adaptér

Obrázek	Objednáací číslo	Název	Karton/balení	
	1	14.1112	Membránový adaptér	1 000 kusů/100 kusů, jednotlivě sterilně baleno
	2	14.1205	Multiadaptér Luer	1 000 kusů/100 kusů, jednotlivě sterilně baleno
	3	14.1205.100	Multiadaptér Luer-Lock	1 000 kusů/100 kusů, jednotlivě sterilně baleno
	4	14.1207	Adaptér na krevní kulturu LongNeck	2500 kusů/50 kusů, jednotlivě sterilně baleno
	5	14.1209	Adaptér na krevní kulturu Universal	100 kusů/20 kusů, jednotlivě sterilně baleno
	6+5	51.1638.945	Safety-Multifly® 21G sada s adaptérem na krevní kulturu	50 kusů, jednotlivě sterilně baleno
	6+5	51.1640.945	Safety-Multifly® 23G sada s adaptérem na krevní kulturu	50 kusů, jednotlivě sterilně baleno




Šroubovací zátky pro archivaci zkumavek S-Monovette

Obrázek	Objednáací číslo	Vnější Ø zkumavky	Ø šroubovací zátky, vnější	Délka zkumavky se šroubovací zátkou	Délka zkumavky bez zátky	Karton/balení
	65.176	16 mm	19 mm	108 mm	92 mm	5 000 kusů/1 000 kusů
	65.729	15 mm	18 mm	108 mm	92 mm	5 000 kusů/1 000 kusů
		15 mm	18 mm	91 mm	75 mm	
	65.728	13 mm	16 mm	106 mm	90 mm	5 000 kusů/1 000 kusů
		13 mm	16 mm	91 mm	75 mm	
		13 mm	16 mm	81 mm	65 mm	
	65.1121	11 mm	13 mm	108 mm	92 mm	5 000 kusů/1 000 kusů
		11 mm	13 mm	82 mm	66 mm	
		8 mm	13 mm	146 mm	130 mm	
		8 mm	13 mm	82 mm	66 mm	

Příslušenství

Obrázek	Objednací číslo	Název	Karton/balení
	14.1218	Haemo-Diff® s nátěrovou hranou	2 000 kusů/500 kusů
	55.1570	Pouzdro s rovným dnem ke zkumavce S-Monovette® o Ø 8 mm, pro úpravu na vnější rozměry 66 x 11 mm	1 000 kusů/250 kusů
	55.1570.002	viz 55.1570, barva: hnědá	
	55.1572	Pouzdro s kulatým dnem ke zkumavce S-Monovette® o Ø 8 mm, pro úpravu na vnější rozměry 65 x 13 mm	1 000 kusů/250 kusů
	55.1571	Pouzdro s kulatým dnem ke zkumavce S-Monovette® o Ø 8 mm, pro úpravu na vnější rozměry 75 x 13 mm	1 000 kusů/250 kusů
	55.1571.051	viz 55.1571, barva: světle modrá	
	53.677	Seraplas® V11, vhodné pro S-Monovette® o Ø 11 mm	5 000 kusů/500 kusů
	53.419	Seraplas® V13, vhodné pro S-Monovette® o Ø 13 mm	1 000 kusů/100 kusů
	53.428	Seraplas® V15, vhodné pro S-Monovette® o Ø 15 mm	1 000 kusů/100 kusů
	53.420	Seraplas® V16, vhodné pro S-Monovette® o Ø 16 mm	1 000 kusů/100 kusů
	14.1513	Kódovací víčko, neonově červené	1 000 kusů/100 kusů
	14.1513.001	Kódovací víčko, modré	
	14.1513.002	Kódovací víčko, žluté	
	14.1513.005	Kódovací víčko, neonově zelené	
	14.1513.008	Kódovací víčko, šedé	
	95.1006	Jednorázové škrtidlo	4 800 kusů/200 kusů
	95.1008	škrtidlo na použití jedním pacientem	500 kusů/25 kusů
	95.1007	Škrtidlo	200 kusů/1 kus
	95.1007.001	Škrtidlo, bez latexu	

Mikrožehly

Obrázek	Objednací číslo	Název	Ø/délka	Barevný kód	Karton/balení
	85.921	Mikrožehla, 21 G x 3/4", č. 2	0,8 mm/36 mm	zelená	50 kusů/50 kusů
	85.923	Mikrožehla, 23 G x 3/4", č. 16	0,6 mm/36 mm	modrá	50 kusů/50 kusů
	85.925	Mikrožehla, 25 G x 3/4", č. 18	0,5 mm/36 mm	oranžová	50 kusů/50 kusů

Mikrozkumavky s připojenou zatlačovací zátkou a transparentní etiketou

Obrázek	Objednací číslo	Preparace	Objem	Ø/délka	Barevný kód	Karton/balení
	41.1501.005*	Sérum, aktivátor srážení	1,3 ml	10,8 mm/40 mm	bílá	1 000 kusů/100 kusů
	41.1500.005*	Sérum-gel, aktivátor srážení	1,1 ml	10,8 mm/40 mm	hnědá	1 000 kusů/100 kusů
	41.1503.005*	Plazma, Li-Heparin	1,3 ml	10,8 mm/40 mm	oranžová	1 000 kusů/100 kusů
	41.1504.005*	Hematologie EDTA K	1,3 ml	10,8 mm/40 mm	červená	1 000 kusů/100 kusů
	41.1505.005*	Glukóza fluorid	1,3 ml	10,8 mm/40 mm	žlutá	1 000 kusů/100 kusů
	41.1506.005	Koagulace citrát	1,3 ml	10,8 mm/40 mm	zelená	1 000 kusů/100 kusů
	41.1506		1,0 ml			
	41.1506.002	0,5 ml				

* K dostání také provedení s papírovou etiketou: koncové číslo .015



Mikrozkumavky se šroubovací zátkou a papírovou etiketou

Obrázek	Objednací číslo	Preparace	Objem	Ø/délka	Barevný kód	Karton/balení
	41.1392.005	Sérum aktivátor srážení	1,3 ml	10,8 mm/45 mm	bílá	1 000 kusů/100 kusů
	41.1378.005	Sérum-gel aktivátor srážení	1,1 ml	10,8 mm/45 mm	hnědá	1 000 kusů/100 kusů
	41.1393.005	Plazma, Li-Heparin	1,3 ml	10,8 mm/45 mm	oranžová	1 000 kusů/100 kusů
	41.1395.005	Hematologie EDTA K	1,3 ml	10,8 mm/45 mm	červená	1 000 kusů/100 kusů
	41.3395.005	Šroubovací zátká s membránou pro přímou adaptaci kalium EDTA	1,3 ml	10,8 mm/45 mm	červená	1 000 kusů/100 kusů
	41.1394.005	Glukóza fluorid	1,3 ml	10,8 mm/45 mm	žlutá	1 000 kusů/100 kusů
	41.1350.005	Koagulace citrát	1,3 ml	10,8 mm/45 mm	zelená	1 000 kusů/100 kusů


Pouzdro na zkumavky Microvette® a mikrozkumavky

Obrázek	Objednací číslo	Název	Karton/balení
	55.525.003	Pouzdro s kulatým dnem, uzavřené, na zkumavky Microvette®, mikrozkumavky, Ø 13 mm, délka 75 mm	2 000/karton 250/sáček
	55.525.002	viz 55.525.003, barva: hnědá (ochrana proti světlu)	2 000/karton 250/sáček
	55.1571	Pouzdro s kulatým dnem na zkumavky Microvette®, mikrozkumavky, Ø 13 mm, délka 64 mm	1 000/karton 250/sáček
	55.1571.051	viz 55.1571, barva: světle modrá	1 000/karton 250/sáček
	55.1577	Pouzdro s rovným dnem na zkumavky Multivette® Ø 11,5 mm, délka 60 mm	1 000/karton 250/sáček
	55.1577.002	viz 55.1577, barva: hnědá (ochrana proti světlu)	1 000/karton 250/sáček




Microvette® 100 s kónickou vnitřní zkumavkou

Obrázek	Objednáací číslo	Preparace	Objem	Karton/balení
	20.1280	Sérum aktivátor srážení	100 µl	1 000 kusů/100 kusů
	20.1282	Plazma, Li-Heparin	100 µl	1 000 kusů/100 kusů



Microvette® 100 s válcovou vnitřní zkumavkou a kulatým dnem

Obrázek	Objednáací číslo	Preparace	Objem	Karton/balení
	20.1278	Hematologie EDTA K	100 µl	1 000 kusů/100 kusů




Microvette® 200 s kónickou vnitřní zkumavkou

Obrázek	Objednáací číslo	Preparace	Objem	Karton/balení
	20.1290	Sérum aktivátor srážení	200 µl	1 000 kusů/100 kusů
	20.1292	Plazma, Li-Heparin	200 µl	1 000 kusů/100 kusů
	20.1289	Glukóza fluorid	200 µl	1 000 kusů/100 kusů






Microvette® 200 s válcovou vnitřní zkumavkou a kulatým dnem

Obrázek	Objednáací číslo	Preparace	Objem	Karton/balení
	20.1291	Sérum - gel aktivátor srážení	200 µl	1 000 kusů/100 kusů
	20.1288	Hematologie EDTA K	200 µl	1 000 kusů/100 kusů


Microvette® 300 s kónickou vnitřní zkumavkou

Obrázek	Objednáací číslo	Preparace	Objem	Karton/balení
	20.1308	Sérum aktivátor srážení	300 µl	1 000 kusů/100 kusů
	20.1309	Plazma, Li-Heparin	300 µl	1 000 kusů/100 kusů
	20.1307	Glukóza fluorid	300 µl	1 000 kusů/100 kusů


Microvette® 500 s válcovou vnitřní zkumavkou a kulatým dnem

Obrázek	Objednáací číslo	Preparace	Objem	Karton/balení
	20.1343	Sérum aktivátor srážení	500 µl	1 000 kusů/100 kusů
	20.1344	Sérum - gel aktivátor srážení	500 µl	1 000 kusů/100 kusů
	20.1345	Plazma, Li-Heparin	500 µl	1 000 kusů/100 kusů
	20.1346	Plazma-gel Li-Heparin	500 µl	1 000 kusů/100 kusů
	20.1341	Hematologie EDTA K	500 µl	1 000 kusů/100 kusů

Microvette® CB 200 BSG

Obrázek	Objednáací číslo	Objem	Karton/balení
	18.1325	200 µl	500 kusů/50 kusů

Sedimentační stojan na zkumavky Microvette® CB 200 BSG

Obrázek	Objednáací číslo	Název	Karton/balení
	90.1091	Sedimentační stojan se stupnicí na zadní stěně	1 kus/1 kus


Multivette® 600

Obrázek	Objednací číslo	Preparace	Objem	Karton/balení
	15.1670	Sérum aktivátor srážení	600 µl	1 000 kusů/100 kusů
	15.1674	Sérum - gel aktivátor srážení	600 µl	1 000 kusů/100 kusů
	15.1673	Plazma, Li-Heparin	600 µl	1 000 kusů/100 kusů
	15.1675	Plazma-gel Li-Heparin	600 µl	1 000 kusů/100 kusů
	15.1671	Hematologie EDTA K	600 µl	1 000 kusů/100 kusů
	15.1672	Glukóza fluorid	600 µl	1 000 kusů/100 kusů

Safety lanceta

Obrázek	Objednací číslo	Název	Velikost jehly	Hloubka vpichu	Karton/balení
	85.1015	Safety lanceta Mini	28 G	1,6 mm	1 200 kusů/200 kusů
	85.1016	Safety lanceta Normal	21 G	1,8 mm	1 200 kusů/200 kusů
	85.1017	Safety lanceta Extra	18 G	1,8 mm	1 200 kusů/200 kusů
	85.1018	Safety lanceta Super	Čepel 1,5 mm	1,6 mm	1 200 kusů/200 kusů
	85.1019	Safety lanceta Neonatal	Čepel 1,5 mm	1,2 mm	1 200 kusů/200 kusů

Incizní lanceta - Safety-Heel®

Obrázek	Objednací číslo	Oblast použití	Hloubka vpichu	Délka řezu	Balení
	85.1025	Nedonošenci	0,85 mm	1,75 mm	50/vnitřní karton 200/karton
	85.1026	Novorozenci	1,0 mm	2,5 mm	

Monovette® pro analýzu krevních plynů

Obrázek	Objednací číslo	Název	Karton/balení
	05.1146	Monovette® pro analýzu krevních plynů 1 ml	500 kusů/50 kusů
	05.1146.020	Monovette® pro analýzu krevních plynů 1 ml	500 kusů/100 kusů, po jednom kusu sterilně
	05.1147	Monovette® pro analýzu krevních plynů 2 ml	500 kusů/50 kusů
	05.1147.020	Monovette® pro analýzu krevních plynů 2 ml	500 kusů/100 kusů, po jednom kusu sterilně
	05.1147.028	Monovette® pro analýzu krevních plynů 2 ml, s membránovým adaptérem	500 kusů/100 kusů, po jednom kusu sterilně
	05.1147.048	Monovette® pro analýzu krevních plynů 2 ml, s odvěšovací komůrkou	500 kusů/100 kusů, po jednom kusu sterilně
	14.1148	Odvzdušňovací komůrka	1 000 kusů/500 kusů


Plastové kapiláry na stanovení krevních plynů

Obrázek	Objednací číslo	Název	Ø/délka v mm	Prodejní jednotka
	19.930.100	Plastové kapiláry na stanovení krevních plynů 100 µl	2,05/100	250 kusů
	19.930.125	Plastové kapiláry na stanovení krevních plynů 125 µl	2,05/110	250 kusů
	19.930.140	Plastové kapiláry na stanovení krevních plynů 140 µl	2,3/75	200 kusů
	19.930.175	Plastové kapiláry na stanovení krevních plynů 175 µl	2,3/100	200 kusů

Sady plastových kapilár na stanovení krevních plynů

Obrázek	Objednací číslo	Název	Prodejní jednotka
	51.931.100	Sada kapilár na krevní plyny 100 µl, zátka a míchací tyčinky	1 000 kusů
	51.931.125	Sada kapilár na krevní plyny 125 µl, zátka a míchací tyčinky	1 000 kusů
	51.931.140	Sada kapilár na krevní plyny 140 µl, zátka a míchací tyčinky	800 kusů
	51.931.175	Sada kapilár na krevní plyny 175 µl, zátka a míchací tyčinky	800 kusů

Příslušenství

Obrázek	Objednací číslo	Název	Prodejní jednotka
	65.935.205	Bílá zátka pro kapiláru na krevní plyny s vnějším Ø 2,05 mm	500 kusů
	65.935.230	Modrá zátka pro kapiláru na krevní plyny s vnějším Ø 2,3 mm	400 kusů
	95.936	Míchací tyčinka, Ø 1 mm, délka 9 mm	250 kusů
	95.937	Kuželový magnet, červený	10 kusů

Máte-li dotazy:
Neváhejte
a obraťte se na nás!



56_615_0300_1100

Tato publikace může obsahovat informace o produktech, které nemusí být dostupné v každém státě

Technické změny vyhrazeny

SARSTEDT spol. s r.o.
Pod Pekárnami 338/12
190 00 Praha 9
Tel: +420 281 021 491
Fax: +420 281 021 495
info.cz@sarstedt.com
www.sarstedt.com

