

Κτηνιατρική

Ολοκληρωμένες λύσεις για τη δειγματοληψία στην κτηνιατρική





Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε μικρά ζώα όπως ο σκύλος και η γάτα είναι σήμερα κάτι το αυτονόητο στην κτηνιατρική πρακτική. Είτε πρόκειται για μικρόσωμους είτε για μεγάλωσωμους ασθενείς, η Sarstedt προσφέρει για όλα τα θέματα μια ιδανική λύση, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών.

Για την ήπια δειγματοληψία φλεβικού αίματος σε μεγάλωσωμους σκύλους, το S-Monovette®, για παράδειγμα, αποτελεί την τέλεια λύση.

Εναλλακτικά, έχετε επίσης τη δυνατότητα να συλλέξετε αίμα στάζοντας σε παρασκευασμένα φιαλίδια δείγματος.





Οι εργαστηριακές εξετάσεις στα μεγαλόσωμα ζώα και στα ζώα εκτροφής έχουν καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Η ήπια αιμοληψία με το S-Monovette® ή το Monovette® Luer εγγυάται τη βέλτιστη ποιότητα του δείγματος.

Υπάρχουν κατάλληλες λύσεις για άλογα και για ζώα εκτροφής – ακίνδυνες και ασφαλείς στη λήψη και καθαρές στον χειρισμό.

Για επίσημους ελέγχους στον τομέα των ζώων εκτροφής, αναπτύχθηκε το Monovette® VetMed με διπλό γραμμωτό κώδικα για σίγουρη και γρήγορη αναγνώριση.

Το βελτιστοποιημένο για κτηνιατρική χρήση High Speed Sorter διασφαλίζει τη γρήγορη προετοιμασία του δείγματος και τη μετέπειτα αρχειοθέτηση.





Η σωστή επιλογή και για τους μικρότερους ασθενείς: Η Sarstedt προσφέρει πολλές λύσεις για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κατά την αιμοληψία από μικρά θηλαστικά, πτηνά και ερπετά:

- Microvette® επίσης σε συνδυασμό με μικροκάνουλα
- Multivette® 600 για εύκολη δειγματοληψία φλεβικού αίματος μέσω αυτο-πλήρωσης
- Προετοιμασμένο μικροφιαλίδιο δείγματος σε συνδυασμό με μικροκάνουλα





Πρακτικά δοχεία συλλογής επιτρέπουν την εύκολη συλλογή επαρκούς ποσότητας κοπράνων.



Για τις διαφορετικές απαιτήσεις της ανάλυσης ούρων, εκτός από το Monovette® ούρων για στοχευμένη και υγιεινή συλλογή ούρων, το οποίο χρησιμεύει και για τη λήψη ιζήματος, επίσης το Monovette® ούρων με σταθεροποιητή για βακτηριολογική ανάλυση ούρων.

Κλασικά προϊόντα, όπως κωνικά σωληνάρια ούρων και δοχεία συλλογής ούρων, συμπληρώνουν την γκάμα προϊόντων.





Ειδικό υλικό δειγματος όπως παρακέντημα και εγκεφαλονωτιαίο υγρό απαιτεί κατάλληλα φιαλίδια δειγματος, τα οποία εξασφαλίζουν βέλτιστα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Ολοκληρωμένες λύσεις για απόρριψη, εξορθολογισμένη φύλαξη, απόθεμα και αποστολή δειγμάτων.



S-Monovette®

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Προετοιμασία	Όγκοι	Μήκος/Ø*	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
	01.1601	Ενεργοποιητής πήξης, ορός	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	03.1397		5,5 ml	75 mm x 15 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1934		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1924		4,0 ml	75 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1904		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	05.1557.001		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	01.1602	Ενεργοποιητής πήξης, ορός-γέλη	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	03.1524		4,7 ml	75 mm x 15 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1935		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1925		4,0 ml	75 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1905		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	06.1663.001		1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	01.1604	Ηπαρίνη λιθίου, πλάσμα	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	03.1628		5,5 ml	75 mm x 15 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1936		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1929.001		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1906		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	05.1106		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	01.1634	Ηπαρίνη λιθίου-γέλη, πλάσμα-γέλη	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	03.1631.001		4,7 ml	75 mm x 15 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1940		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1928		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1907		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	06.1669.001		1,1 ml	66 mm x 8 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	01.1605.001	EDTA, Αιματολογία	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	03.1068		4,0 ml	75 mm x 15 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1931		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1914		3,4 ml	65 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1917		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1901		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	05.1167	Φθοριούχο, γλυκόζη	2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1918		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1903		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	05.1073		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	01.1606.001	Κίτρινο, πήξη	8,2 ml	92 mm x 15 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1919		3,0 ml	75 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1922		4,3 ml	75 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	04.1902		2,9 ml	65 mm x 13 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	05.1071		5,0 ml	92 mm x 11 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	05.1165		3,0 ml	66 mm x 11 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
06.1668.001	1,4 ml	66 mm x 8 mm	50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.			

Ειδικό S-Monovette®

	01.1604.400**	Ανάλυση μεταλλικών στοιχείων	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	05.1168.001	ThromboExact	2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.

* Για σωληνάρια Ø 8 mm: Προσαρμογή στον αυτοματισμό εργαστηρίου με σωληνάρια υποστήριξης 55.1570, 55.1572, 55.1571.

** Συνιστάται μόνο σε συνδυασμό με την κάνουλα ασφαλείας 85.1162.600.

Monovette® Luer

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Προετοιμασία	Όγκοι	Μήκος/Ø	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
	02.263	Ενεργοποιητής πήξης, ορός	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	05.274		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	02.261	Ενεργοποιητής πήξης, ορός-γέλη	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	09.315.001		25,0 ml	97 mm x 25 mm		42/δοχ. • 210/εξ.συσκ.
	02.265	Ηπαρίνη λιθίου, πλάσμα	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	05.276.001		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	02.267.001	EDTA, αιματολογία	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	05.319		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	05.318	Κίτρινο, πήξη χωρίς	3,0 ml	66 mm x 11 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	09.225		25,0 ml	97 mm x 25 mm		50/σσκ. • 250/εξ.συσκ.

Monovette® VetMed με ετικέτα διπλού γραμμωτού κώδικα, τύπος 128

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Προετοιμασία	Όγκοι	Μήκος/Ø	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
	09.207.xxx	Ενεργοποιητής πήξης, ορός	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	09.208.xxx	EDTA, αιματολογία	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.

S-Sedivette® για ESR

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Προετοιμασία	Όγκοι	Μήκος/Ø	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
	06.1690.001	Κίτρινο, ESR	3,5 ml	130 mm x 8 mm		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.

Στατώ καθίζησης για S-Sedivette®

Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Συσκευασία
90.1090	Στατώ καθίζησης με οπίσθιο τοίχωμα με διαβαθμίσεις	1/εσ.συσκ. • 1/εξ.συσκ.

Monovette® αερίων αίματος, Luer

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Προετοιμασία	Όγκοι	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
	05.1146	Ca ²⁺ ισορροπημένη ηπαρίνη, αέρια αίματος	1 ml		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	05.1146.020	Ca ²⁺ ισορροπημένη ηπαρίνη, αέρια αίματος	1 ml		100/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα
	05.1147	Ca ²⁺ ισορροπημένη ηπαρίνη, αέρια αίματος	2 ml		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	05.1147.020	Ca ²⁺ ισορροπημένη ηπαρίνη, αέρια αίματος	2 ml		100/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα
	05.1147.028	Ca ²⁺ ισορροπημένη ηπαρίνη, αέρια αίματος με προσαρμογέα μεμβράνης	2 ml		100/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα

Κάνουλα Luer

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Ø/Μήκος	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
	85.993	Κάνουλα Luer, 23G x 1"	0,6 mm/25 mm		100/εσ.συσκ. • 2.000/εξ.συσκ.
	85.926	Κάνουλα Luer, 16G x 1"	1,6 mm/25 mm		100/εσ.συσκ. • 2.000/εξ.συσκ.
	Κατόπιν αιτήματος	Κάνουλα Luer	2 mm/100 mm		Κατόπιν αιτήματος

Περισσότερα μεγέθη και κάνουλες ασφαλείας κατόπιν αιτήματος.

Προσαρμογέας – Σύνδεση του S-Monovette® σε άλλα συστήματα

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Συσκευασία
	14.1112	Ο προσαρμογέας μεμβράνης επιτρέπει την προσαρμογή μιας κάνουλας S-Monovette® ή μιας κάνουλας Multifly® σε ένα σύστημα Luer, π.χ. Monovette® αερίων αίματος	100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ. ατομικά αποστειρωμένα
	14.1205	Ο πολυ-προσαρμογέας Luer επιτρέπει την προσαρμογή ενός συστήματος Luer (καθετήρας, πεταλούδα κ.λπ.) στο S-Monovette®	100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ. ατομικά αποστειρωμένα
	14.1205.100	Ο πολυ-προσαρμογέας Luer-Lock επιτρέπει την προσαρμογή ενός συστήματος Luer (καθετήρας, πεταλούδα κ.λπ.) στο S-Monovette®	100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ. ατομικά αποστειρωμένα

Κάνουλα (ασφαλείας) για S-Monovette®

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Ø/Μήκος mm	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
	85.1372	Κάνουλα 20G x 1", No. 1	0,9/25		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα
	85.1160.200	Κάνουλα ασφαλείας 20G x 1½", No. 1	0,9/38		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα
	85.1160	Κάνουλα 20G x 1½", No. 1	0,9/38		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα
	85.1373	Κάνουλα 21G x 1", No. 2	0,8/25		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα
	85.1162.200	Κάνουλα ασφαλείας 21G x 1½", No. 2	0,8/38		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα
	85.1162	Κάνουλα 21G x 1½", No. 2	0,8/38		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα
	85.1162.600*	Κάνουλα ασφαλείας 21G x 1½", No. 2 για ανάλυση μεταλλικών στοιχείων	0,8/38		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα
	85.1441	Κάνουλα 22G x 1", No. 12	0,7/25		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα

* Συνιστάται μόνο σε συνδυασμό με S-Monovette® ανάλυσης μεταλλικών στοιχείων 01.1604.400.

Κάνουλα (Safety) Multifly® για S-Monovette®

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Ø/Μήκος mm	Μήκος εύκαμπτου σωλήνα	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
	85.1637.235	Κάνουλα Safety-Multifly® 20 G x ¾", No. 1	0,9/19	200 mm		100/εσ.συσκ. • 400/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα
	85.1637.035	Κάνουλα Multifly® 20 G x ¾", No. 1	0,9/19	200 mm		100/εσ.συσκ. • 400/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα
	85.1638.235	Κάνουλα Safety-Multifly® 21 G x ¾", No. 2	0,8/19	200 mm		100/εσ.συσκ. • 400/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα
	85.1638.035	Κάνουλα Multifly® 21 G x ¾", No. 2	0,8/19	200 mm		100/εσ.συσκ. • 400/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα
	85.1640.235	Κάνουλα Safety-Multifly® 23 G x ¾", No. 16	0,6/19	200 mm		100/εσ.συσκ. • 400/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα
	85.1640.035	Κάνουλα Multifly® 23 G x ¾", No. 16	0,6/19	200 mm		100/εσ.συσκ. • 400/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα
	85.1642.235	Κάνουλα Safety-Multifly® 25 G x ¾", No. 18	0,5/19	200 mm		100/εσ.συσκ. • 400/εξ.συσκ., ατομικά αποστειρωμένα

Κάνουλες Multifly® και κάνουλες Safety Multifly® με μήκος εύκαμπτου σωλήνα 80 mm είναι επίσης διαθέσιμες.

Μικροκάνουλα

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Ø/Μήκος	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
	85.921	Μικροκάνουλα 21G x 3/4"	0,8 mm/36 mm (Μήκος παρακέντησης 19 mm)		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	85.923	Μικροκάνουλα 23G x 3/4"	0,6 mm/36 mm (Μήκος παρακέντησης 19 mm)		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
	85.925	Μικροκάνουλα 25G x 3/4"	0,5 mm/36 mm (Μήκος παρακέντησης 19 mm)		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.

Σωληνάρια δειγμάτων με στρογγυλό πυθμένα από PP, με πιεζόμενο πώμα και τύπωμα/ετικέτα

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Προετοιμασία	Όγκοι	Μήκος/Ø mm	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
	29.373.004	Ενεργοποιητής πήξης, ορός	7 ml	100 x 13		200/εσ.συσκ. • 2.000/εξ.συσκ.
	32.329	Ενεργοποιητής πήξης, ορός	4,5 ml	75 x 13		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	32.311.001	Ενεργοποιητής πήξης, ορός-γέλη	4,4 ml	75 x 13		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	32.331	Ηπαρίνη λιθίου, πλάσμα	4,5 ml	75 x 13		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	32.332	EDTA, αιματολογία	5 ml	75 x 13		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	38.346	EDTA, αιματολογία	2 ml	55 x 12		100/εσ.συσκ. • 2.000/εξ.συσκ.
	32.333	Φθοριούχο, γλυκόζη	2 ml	75 x 13		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	32.525.326	Κιτρικό, πήξη	5 ml	75 x 13		100/δοχ. • 500/εξ.συσκ.

Περισσότερα σωληνάρια κατόπιν αιτήματος.

Φιαλίδιο αντίδρασης με συνδεδεμένο πώμα από PP

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Όγκος	Μήκος/Ø mm	Χρώμα	Συσκευασία
	72.691	2,0 ml	40 x 10,8	άχρωμο	500/εσ.συσκ. • 5.000/εξ.συσκ.

Για περισσότερα φιαλίδια, βλ. κατάλογο

Μικροφιαλίδια δείγματος με συνδεδεμένο πιεζόμενο πώμα και διαφανή ετικέτα

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Προετοιμασία	Όγκος	Μήκος/Ø mm	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
	41.1501.005*	Ενεργοποιητής πήξης, ορός	1,3 ml	40 x 10,8		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	41.1500.005*	Ενεργοποιητής πήξης, ορός-γέλη	1,1 ml	40 x 10,8		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	41.1503.005*	Ηπαρίνη λιθίου, πλάσμα	1,3 ml	40 x 10,8		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	41.1504.005*	EDTA, αιματολογία	1,3 ml	40 x 10,8		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	41.1505.005*	Φθοριούχο, γλυκόζη	1,3 ml	40 x 10,8		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	41.1506.005 41.1506 41.1506.002	Κιτρικό, πήξη	1,3 ml 1,0 ml 0,5 ml	40 x 10,8		100/δοχ. • 1.000/εξ.συσκ.

* Διαθέσιμος τύπος επιπροσθέτως με χάρτινη ετικέτα: Τελικός αριθμός .015.

Μικροφιαλίδια δείγματος με βιδωτό πώμα και χάρτινη ετικέτα

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Προετοιμασία	Όγκος	Μήκος/Ø mm	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
	41.1392.005	Ενεργοποιητής πήξης, ορός	1,3 ml	45 x 10,8		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	41.1378.005	Ενεργοποιητής πήξης, ορός-γέλη	1,1 ml	45 x 10,8		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	41.1393.005	Ηπαρίνη λιθίου, πλάσμα	1,3 ml	45 x 10,8		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	41.1395.005	EDTA, αιματολογία	1,3 ml	45 x 10,8		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	41.3395.005	EDTA, αιματολογία Βιδωτό πώμα με μεμβράνη για άμεση προσαρμογή	1,3 ml	45 x 10,8		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	41.1394.005	Φθοριούχο, γλυκόζη	1,3 ml	45 x 10,8		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	41.1350.005	Κιτρικό, πήξη	1,3 ml	45 x 10,8		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.

Προσαρμογή στον αυτοματισμό εργαστηρίου μέσω σωληναρίων υποστήριξης-No. 55.525.003, 55.1571.

Minivette® POCT

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Προετοιμασία	Όγκοι	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
	17.2111.010	χωρίς	10 µl		200/εσ.συσκ. • 2.000/εξ.συσκ.
	17.2111.020	χωρίς	20 µl		200/εσ.συσκ. • 2.000/εξ.συσκ.
	17.2111.050	χωρίς	50 µl		200/εσ.συσκ. • 2.000/εξ.συσκ.
	17.2111.100	χωρίς	100 µl		200/εσ.συσκ. • 2.000/εξ.συσκ.
	17.2111.200	χωρίς	200 µl		150/εσ.συσκ. • 1.500/εξ.συσκ.
	17.2112.020	Ηπαρίνη λιθίου, πλάσμα	20 µl		200/εσ.συσκ. • 2.000/εξ.συσκ.
	17.2112.050	Ηπαρίνη λιθίου, πλάσμα	50 µl		200/εσ.συσκ. • 2.000/εξ.συσκ.
	17.2112.100	Ηπαρίνη λιθίου, πλάσμα	100 µl		200/εσ.συσκ. • 2.000/εξ.συσκ.
	17.2112.200	Ηπαρίνη λιθίου, πλάσμα	200 µl		150/εσ.συσκ. • 1.500/εξ.συσκ.
	17.2113.020	EDTA, αιματολογία	20 µl		200/εσ.συσκ. • 2.000/εξ.συσκ.
	17.2113.050	EDTA, αιματολογία	50 µl		200/εσ.συσκ. • 2.000/εξ.συσκ.

Microvette® 100, 200, 300, 500

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Προετοιμασία	Όγκοι	Μορφή φιαλιδίου, εσωτερικό	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
	20.1280	Ενεργοποιητής πήξης, ορός	100 μl	κωνικό		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	20.1282	Ηπαρίνη λιθίου, πλάσμα	100 μl	κωνικό		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	20.1278	EDTA, αιματολογία	100 μl	κυλινδρικό		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	20.1290	Ενεργοποιητής πήξης, ορός	200 μl	κωνικό		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	20.1291	Ενεργοποιητής πήξης, ορός-γέλη	200 μl	κυλινδρικό		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	20.1292	Ηπαρίνη λιθίου, πλάσμα	200 μl	κωνικό		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	20.1288	EDTA, αιματολογία	200 μl	κυλινδρικό		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	20.1289	Φθοριούχο, γλυκόζη	200 μl	κωνικό		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	20.1308	Ενεργοποιητής πήξης, ορός	300 μl	κωνικό		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	20.1309	Ηπαρίνη λιθίου, πλάσμα	300 μl	κωνικό		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	20.1307	Φθοριούχο, γλυκόζη	300 μl	κωνικό		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	20.1343	Ενεργοποιητής πήξης, ορός	500 μl	κυλινδρικό		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	20.1344	Ενεργοποιητής πήξης, ορός-γέλη	500 μl	κυλινδρικό		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	20.1345	Ηπαρίνη λιθίου, πλάσμα	500 μl	κυλινδρικό		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	20.1346	Ηπαρίνη λιθίου, πλάσμα-γέλη	500 μl	κυλινδρικό		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	20.1341	EDTA, αιματολογία	500 μl	κυλινδρικό		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.

Προσαρμογή στον αυτοματισμό εργαστηρίου μέσω σωληναρίων υποστήριξης-Νο. 55.525.003, 55.1571.

Microvette® CB 200 BSG

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Προετοιμασία	Όγκοι	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
	18.1325	Κιτρικό, ESR	200 μl		50/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ.
Στατώ καθίζησης ESR για Microvette® CB 200 BSG					
Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Συσκευασία			
90.1091	Στατώ καθίζησης με οπίσθιο τοίχωμα με διαβαθμίσεις	1/εσ.συσκ. • 1/εξ.συσκ.			

Multivette® 600

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Προετοιμασία	Όγκοι	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
	15.1670	Ενεργοποιητής πήξης, ορός	600 μl		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	15.1674	Ενεργοποιητής πήξης, ορός-γέλη	600 μl		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	15.1673	Ηπαρίνη λιθίου, πλάσμα	600 μl		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	15.1675	Ηπαρίνη λιθίου, πλάσμα-γέλη	600 μl		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	15.1671	EDTA, αιματολογία	600 μl		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.
	15.1672	Φθοριούχο, γλυκόζη	600 μl		100/εσ.συσκ. • 1.000/εξ.συσκ.

Προσαρμογή στον αυτοματισμό εργαστηρίου Σωληνάκια υποστήριξης Αρ. παραγγελίας 55.1577.

Σωληνάκια με διπλό πυθμένα

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Τύπος	Όγκος	Μήκος/Ø mm	Πυθμένας σωληναρίου	Συσκευασία
	60.614.010	χωρίς πώμα	2,5 ml	75 x 13	στρογγυλός	1.000/σακ. • 2.000/εξ.συσκ.
	60.614.011	Με τοποθετημένο πώμα	2,5 ml	75 x 13	στρογγυλός	100/σακ. • 1.000/εξ.συσκ.
	60.617.010*	χωρίς πώμα, χωρίς τύπωμα	3,5 ml	92 x 13	στρογγυλός	100/σακ. • 1.000/εξ.συσκ.
	62.617*	Με τοποθετημένο πώμα, με τύπωμα	3,5 ml	92 x 13	στρογγυλός	100/σακ. • 1.000/εξ.συσκ.
	60.612.010*	χωρίς πώμα, χωρίς τύπωμα	5,0 ml	92 x 15,3	στρογγυλός	100/σακ. • 1.000/εξ.συσκ.
	62.612*	Με τοποθετημένο πώμα, με τύπωμα	5,0 ml	92 x 15,3	στρογγυλός	100/σακ. • 1.000/εξ.συσκ.

*Επίσης διατίθενται σωληνάκια με επίπεδο πυθμένα. Βλ. επίσης κατάλογο

Ταιριαστά πώματα/Βιδωτά πώματα για σωληνάκια με διπλό πυθμένα

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Τύπος	Κατάλληλο για	Συσκευασία
	65.647	Πώμα αρχειοθέτησης	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1.000/σακ. • 5.000/εξ.συσκ.
	65.647.020	Πώμα αρχειοθέτησης με φίλτρο	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1.000/σακ. • 5.000/εξ.συσκ.
	65.806	Πιεζόμενο πώμα	2,5 ml / 3,5 ml	1.000/σακ. • 10.000/εξ.συσκ.
	65.803	Πιεζόμενο πώμα	5 ml	1.000/σακ. • 5.000/εξ.συσκ.
	65.1379	Πώμα γενικής χρήσης	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1.000/σακ. • 10.000/εξ.συσκ.
	65.163	Βιδωτό πώμα	2,5 ml	1.000/σακ. • 5.000/εξ.συσκ.
	65.728	Βιδωτό πώμα	3,5 ml	1.000/σακ. • 5.000/εξ.συσκ.
	65.645	Βιδωτό πώμα	5 ml	1.000/σακ. • 5.000/εξ.συσκ.
	65.729	Βιδωτό πώμα	5 ml	1.000/σακ. • 5.000/εξ.συσκ.

Δοχεία απορριμμάτων Multi-Safe

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Όγκοι	Συσκευασία
	77.3890.002	Multi-Safe sani 200	0,2 l	110/εξ.συσκ.
	77.3891.015	Multi-Safe quick 1500	1,5 l	120/εξ.συσκ.
	77.3894.021	Multi-Safe twin 2100	2,1 l	100/εξ.συσκ.
	77.3895.005	Multi-Safe opti 500 T	0,5 l	110/εξ.συσκ.
	77.3898.106	Multi-Safe medi 6 με λαβή	6 l	576/παλέτα

Περισσότερα μεγέθη κατόπιν αιτήματος, βλ. επίσης το ενημερωτικό δελτίο 15.636.

Monovette® ούρων

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Όγκοι	Μήκος/Ø mm	Συσκευασία
	10.258	8,5 ml	92 x 15	64/σακ. • 512/εξ.συσκ.
	10.258.020	8,5 ml	92 x 15	100/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ. ατομικά αποστειρωμένα
	10.252	10 ml	102 x 15	64/σακ. • 512/εξ.συσκ.
	10.252.020	10 ml	102 x 15	100/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ. ατομικά αποστειρωμένα

Monovette® ούρων με σταθεροποιητή

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Όγκοι	Μήκος/Ø mm	Συσκευασία
	10.253	10 ml	102 x 15	64/σακ. • 512/εξ.συσκ.
	10.253.020	10 ml	102 x 15	100/εσ.συσκ. • 500/εξ.συσκ. ατομικά αποστειρωμένα


Σωληνάριο με κωνικό πυθμένα, πιεζόμενο πώμα

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκοι	Μήκος/Ø mm	Πώμα (παραγγέλλεται ξεχωριστά)	Συσκευασία
	57.462 με διαβαθμίσεις	PS	12 ml	110 x 17	65.793	500/σακ. • 1.000/εξ.συσκ.
	57.527 με διαβαθμίσεις	PP			65.816	
	57.469	PS	10 ml	95 x 16,8	65.793	500/σακ. • 1.000/εξ.συσκ.
	57.519	PP			65.816	
					65.720	


Σωληνάριο με κωνικό πυθμένα, βιδωτό πώμα, διαβαθμίσεις και περιοχή επισήμανσης

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκοι	Μήκος/Ø mm	Τύπος	Συσκευασία
	62.553.041	PS	15 ml	120 x 17	Κίτρινο πώμα, τοποθετημένο	50/σακ. • 500/εξ.συσκ.
	62.553.542	PS	15 ml	120 x 17	Κίτρινο πώμα, τοποθετημένο, αποστειρωμένο, ελεύθερο πυρετογόνων	50/σακ. • 500/εξ.συσκ.
	62.9924.284	PP	10 ml	100 x 16	Κίτρινο πώμα, τοποθετημένο, αποστειρωμένο	100/σακ. • 1.000/εξ.συσκ.

Σωληνάριο με κωνικό πυθμένα και στεφάνη στήριξης, βιδωτό πώμα

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκοι	Μήκος/Ø mm	Τύπος	Συσκευασία
	60.9921.830	PS	10 ml	97 x 16	Κίτρινο πώμα, τοποθετημένο	100/σακ. • 1.000/εξ.συσκ.
	60.9921.829	PS	10 ml	97 x 16	Κίτρινο πώμα, τοποθετημένο, αποστειρωμένο	100/σακ. • 1.000/εξ.συσκ.


Δοχείο συλλογής 125 ml, υψηλής διαφάνειας

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Ύψος/Ø mm	Συσκευασία
	75.1355	PP	67 x 66	1.000 σακ./εξ.συσκ.
	75.1355.100	PP	67 x 66	100/σακ. • 1.000/εξ.συσκ.

Κουμπωτό καπάκι, κόκκινο

Αρ. παραγγελίας	Τύπος	Υλικό	Τεμ./σακούλα	Συσκευασία
76.1477	με στόμιο	PE	1.000	1.000 σακ./εξ.συσκ.
76.1477.100	με στόμιο	PE	100	
76.1414	χωρίς στόμιο	PE	1.000	
76.1414.100	χωρίς στόμιο	PE	100	

Δοχείο συλλογής 100 ml, διαφανές, πράσινο βιδωτό πώμα

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Τύπος	Υλικό	Ύψος/Ø mm	Συσκευασία
	75.1354.001	Δοχείο συλλογής με περιλαμβανόμενο καπάκι	PP/HD-PE	74 x 58	Καπάκι 100/σακ. Δοχείο συλλογής 25/στοίβα

Δοχείο συλλογής 100 ml, διαφανές με βιδωτό καπάκι, άχρωμο

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Τύπος	Υλικό	Ύψος/Ø mm	Συσκευασία
	75.563	Δοχείο συλλογής ξεχωριστά χωρίς καπάκι	PP	72 x 62	50/σακ. • 500/εξ.συσκ.
	76.564	Καπάκι ξεχωριστά	HD-PE	14 x 62	50/σακ. • 500/εξ.συσκ.
	75.562.105	Δοχείο συλλογής με τοποθετημένο καπάκι, αποστειρωμένο, με ετικέτα ασφαλείας	PP/HD-PE	73 x 62	5/σακ. • 200/εξ.συσκ.
	75.562.005	Δοχείο συλλογής με τοποθετημένο καπάκι, με ετικέτα ασφαλείας	PP/HD-PE	73 x 62	5/σακ. • 200/εξ.συσκ.
	75.562.300	Δοχείο συλλογής με περιλαμβανόμενο καπάκι	PP/HD-PE	72 x 62	50/σακ. • 250/εξ.συσκ.

Δοχείο συλλογής 70 ml, διαφανές, με τοποθετημένο βιδωτό πώμα, κίτρινο

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Τύπος	Υλικό	Ύψος/Ø mm	Συσκευασία
	75.9922.744	Με τοποθετημένο πώμα	PP/HD-PE	55 x 44	250/σακ. • 500/εξ.συσκ.
	75.9922.745	Με τοποθετημένο πώμα, με τυπική ετικέτα	PP/HD-PE	55 x 44	250/σακ. • 500/εξ.συσκ.
	75.9922.721	Με τοποθετημένο πώμα, με τυπική ετικέτα	PP/HD-PE	55 x 44	25/σακ. • 100/εξ.συσκ. ατομικά αποστειρωμένα

Σωληνάρια κοπράνων, διαφανή με καφέ βιδωτό καπάκι και ενσωματωμένο κουτάλι κοπράνων

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Τύπος	Υλικό σωληναρίου	Μήκος/Ø mm	Συσκευασία
	80.622	αποστειρωμένο	PP	107 x 25	50/σακ. • 400/εξ.συσκ.
	80.622.111	μη αποστειρωμένο	PP	107 x 25	250/σακ. • 500/εξ.συσκ.
	80.623	αποστειρωμένο	PP	101 x 16,5	500/σακ. • 500/εξ.συσκ.
	80.623.111	μη αποστειρωμένο	PP	101 x 16,5	500/σακ. • 500/εξ.συσκ.
	80.734.001	αποστειρωμένο	PP	76 x 20	100/σακ. • 500/εξ.συσκ.
	80.734	μη αποστειρωμένο	PP	76 x 20	100/σακ. • 500/εξ.συσκ.
	80.734.311	αποστειρωμένο, με ετικέτα	PP	76 x 20	100/σακ. • 500/εξ.συσκ.
	80.734.301	μη αποστειρωμένο, με ετικέτα	PP	76 x 20	100/σακ. • 500/εξ.συσκ.
	80.734.401	μη αποστειρωμένο, με ετικέτα	PP λευκό	76 x 20	100/σακ. • 500/εξ.συσκ.


Σωληνάρια κοπράνων, λευκά, με καφέ βιδωτό καπάκι και ενσωματωμένο κουτάλι κοπράνων

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Τύπος	Υλικό σωληναρίου	Όγκ. ml	Μήκος/Ø mm	Συσκευασία
	80.9924.014	λευκό με καφέ καπάκι και ετικέτα	PP	25	54 x 28	50/σακ. • 500/εξ.συσκ.
	80.9924.027	λευκό με καφέ καπάκι και ετικέτα	PP	70	55 x 44	250/σακ. • 500/εξ.συσκ.


Σωληνάρια για λήψη εγκεφαλονωτιαίου υγρού

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Υλικό σωληναρίου	Όγκ. ml	Μήκος/Ø mm	Συσκευασία
	10.252.027	Monovette® Liquor	PP	10	102 x 15	100/εξ.συσκ. • 500/εξ.συσκ. ατομικά αποστειρωμένα
	60.9924.952	Σωληνάρια με τοποθετημένο βιδωτό πώμα, με τυπωμένες διαβαθμίσεις & αριθμημένα τετραγωνάκια για επισήμανση	SAN/HD-PE	12	99 x 16	4/σσκ. • 100/εξ.συσκ. αποστειρωμένα ανά σετ των 4 τεμαχίων
	62.610.018	Σωληνάρια με τοποθετημένο βιδωτό πώμα, με τυπωμένες διαβαθμίσεις, «Liquor»	PP	10	92 x 15,3	100/εξ.συσκ. • 500/εξ.συσκ. ατομικά αποστειρωμένα

Σωληνάρια για λήψη παρακεντήματος

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Υλικό σωληναρίου	Όγκοι ml	Μήκος/Ø mm	Συσκευασία
	62.554.502	Σωληνάρια με τοποθετημένο κόκκινο βιδωτό πώμα, κωνικός πυθμένας, ελεύθερο πυρετογόνων	PP	15	120 x 17	50/σσκ. • 500/εξ.συσκ. αποστειρωμένο
	60.540.108	Σωληνάρια με τοποθετημένο βιδωτό πώμα	PP	13	101 x 16,5	100/εξ.συσκ. • 500/εξ.συσκ. ατομικά αποστειρωμένα


Στειλός επιχρίσματος ουδέτερος, αποστειρωμένος – για εφαρμογή σε άθικτο δέρμα και σε φυσικά ανοίγματα του σώματος

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Μήκος/Ø mm	Υλικό στειλεού/Μήκος mm	Υλικό μάκτρο	Συσκευασία
	80.625	101 x 16,5	Πλαστικό/85	Βαμβάκι	500/σσκ. • 500/εξ.συσκ. αποστειρωμένο
	80.628	130 x 17	Ξύλο/120	Βαμβάκι	100/σσκ. • 500/εξ.συσκ. αποστειρωμένο
	80.1301	155 x 12	Πλαστικό/135	Βισκόζη	100/σσκ. • 1.000/εξ.συσκ. αποστειρωμένο
	80.1303	155 x 12	Αλουμίνιο/145	Βισκόζη	100/σσκ. • 1.000/εξ.συσκ. αποστειρωμένο

Στειλός επιχρίσματος με μέσο μεταφοράς Amies, ατομικά αποστειρωμένος – Μέσο μεταφοράς σύμφωνα με DIN 58942-Μέρος 4 TP-AL


Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Μήκος/Ø mm	Υλικό στειλεού/Μήκος mm	Υλικό μάκτρο	Συσκευασία
	80.1361	155 x 12	Πλαστικό/145	Βισκόζη	50/σσκ. • 500/εξ.συσκ. ατομικά αποστειρωμένα
	80.1363	155 x 12	Αλουμίνιο/140	Βισκόζη	
Στειλός επιχρίσματος με μέσο Amies & προσθήκη άνθρακα, ατομικά αποστειρωμένος – Μέσο μεταφοράς σύμφωνα με DIN 58942-Μέρος 4 TP-AL					
Αρ. παραγγελίας	Μήκος/Ø mm	Υλικό στειλεού/Μήκος mm	Υλικό μάκτρο	Συσκευασία	
80.1362	155 x 12	Πλαστικό/145	Βισκόζη	50/σσκ. • 500/εξ.συσκ. ατομικά αποστειρωμένα	
80.1366	155 x 12	Αλουμίνιο/140	Βισκόζη		

Στατώ σωληναρίων με και χωρίς ράβδο λαβής


Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Χρώμα	Συσκευασία
	93.852	Στατώ σωληναρίων D17 - για σωληνάρια έως Ø 17 mm	Γκρι	20/εξ.συσκ.
	93.852.171	Στατώ σωληναρίων D17 - για σωληνάρια έως Ø 17 mm	Κόκκινο	20/εξ.συσκ.
	93.852.172	Στατώ σωληναρίων D17 - για σωληνάρια έως Ø 17 mm	Κίτρινο	20/εξ.συσκ.
	93.852.173	Στατώ σωληναρίων D17 - για σωληνάρια έως Ø 17 mm	Πράσινο	20/εξ.συσκ.
	93.852.174	Στατώ σωληναρίων D17 - για σωληνάρια έως Ø 17 mm	Μαύρο	20/εξ.συσκ.
	93.852.175	Στατώ σωληναρίων D17 - για σωληνάρια έως Ø 17 mm	Κόκκινο	20/εξ.συσκ.
	93.851	Στατώ σωληναρίων D17 - με ράβδο λαβής για σωληνάρια έως Ø 17 mm	Γκρι	12/εξ.συσκ.
	93.851.171	Στατώ σωληναρίων D17 - με ράβδο λαβής για σωληνάρια έως Ø 17 mm	Κόκκινο	12/εξ.συσκ.
	93.851.172	Στατώ σωληναρίων D17 - με ράβδο λαβής για σωληνάρια έως Ø 17 mm	Κίτρινο	12/εξ.συσκ.
	93.851.173	Στατώ σωληναρίων D17 - με ράβδο λαβής για σωληνάρια έως Ø 17 mm	Πράσινο	12/εξ.συσκ.
	93.851.174	Στατώ σωληναρίων D17 - με ράβδο λαβής για σωληνάρια έως Ø 17 mm	Μαύρο	12/εξ.συσκ.
	93.851.175	Στατώ σωληναρίων D17 - με ράβδο λαβής για σωληνάρια έως Ø 17 mm	Κόκκινο	12/εξ.συσκ.

Υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα μοντέλα, βλ. ενημερωτικό δελτίο 10.225 και 10.458.

Προστασία από εξάτμιση


Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Συσκευασία
	93.857	Κάλυμμα για στατώ σωληναρίων D17, ανοιχτό γκρι	25/εξ.συσκ.
	65.648	Πώμα προστασίας από εξάτμιση για S-Monovette® Ø 15 mm	1.000/σσκ. • 5.000/εξ.συσκ.
	65.1379	Πώμα γενικής χρήσης για σωληνάρια Ø 12 έως 16 mm, φυσικό, (διατίθενται περισσότερα χρώματα κατόπιν αιτήματος)	1.000/σσκ. • 10.000/εξ.συσκ.
	65.647	Πώμα αρχειοθέτησης για σωληνάρια Ø 13 έως 16 mm, γαλάζιο	1.000/σσκ. • 5.000/εξ.συσκ.

Κουτιά φύλαξης από χαρτόνι ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -80°C) με καπάκι και ένθετο πλέγμα

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Δυνατότητα υποδοχής	Μορφή	Διαστάσεις σε mm	Για μέγ. Ø σωληναρίων	Για μήκος mm	Συσκευασία
	95.64.997	100	10 x 10	135 x 135 x 45 για σωληνάρια 1,5 και 2 ml	12 mm	36 - 45	120/εξ.συσκ.
	95.64.981	81	9 x 9	135 x 135 x 45 για σωληνάρια 1,5 και 2 ml	13 mm	36 - 45	120/εξ.συσκ.
	95.64.982	81	9 x 9	135 x 135 x 56 (ψηλός τύπος)	13 mm	35 - 56	96/εξ.συσκ.
	95.64.924	144	12 x 12	135 x 135 x 28 για φιαλίδια 0,2 ml	9,5 mm	19 - 26	216/εξ.συσκ.
	95.64.923	100	10 x 10	135 x 135 x 34 για φιαλίδια 0,5 ml	12 mm	29 - 34	156/εξ.συσκ.
	95.64.922	49	7 x 7	152 x 152 x 130 για σωληνάρια 15 ml	20 mm	88,5 - 129	27/εξ.συσκ.
	95.64.916	16	4 x 4	148 x 148 x 118 για σωληνάρια 50 ml	34 mm	89 - 115	30/εξ.συσκ.

Ελάχιστη παραγγελία: 10 τεμάχια

Για την εσωτερική μεταφορά δειγμάτων

Εικόνα	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Συσκευασία/κουτί
	95.1720	Τσάντα μεταφοράς 360 x 310 x 275 mm με ένθετο για 2 στατώ σωληναρίων D13 ή D17 για έως και 100 δείγματα	1
	95.1720.011	Τσάντα μεταφοράς 270 x 170 x 215 mm με διαφανές καπάκι και βάση ανοιχτού γκρι χρώματος, κατάλληλη για 1 στατώ σωληναρίων D17 για 50 δείγματα	1


Για περισσότερα συστήματα μεταφοράς και αποστολής: βλ. ενημερωτικό δελτίο 10.458.

Σειρά αιμοληψίας Τοποθέτηση ετικέτας γραμμωτού κώδικα

Καλλιέργεια αίματος

-  Κιτρικό-αίμα
-  Ορός-/ Ορός-γέλη-αίμα
-  Ηπαρίνη-/ Ηπαρίνη-γέλη-αίμα
-  EDTA-αίμα
-  Φθοριούχο-αίμα / GlucoEXACT

Γραμμή γραμμωτού κώδικα



*Εάν πρέπει να γίνει πρώτα λήψη ενός σωληναρίου κιτρικού, συνιστάται να γίνεται προηγουμένως λήψη ενός κενού σωληναρίου.
 *Συστάσεις σύμφωνα με το πρότυπο CLSI H3-A6: «Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard – Sixth Edition»

Χειρισμός δειγμάτων

ΣΩΣΤΗ πλήρωση για σωστά αποτελέσματα

-  Κιτρικό
-  ESR
-  EDTA

Αναστροφή 8 - 10 x

Ηπαρίνη / EDTA / Φθοριούχο / Κιτρικό



ΣΩΣΤΗ φύλαξη μετά την αιμοληψία:
 S-Monovette® Ορός/Ορός-γέλη
 30 λεπτά φύλαξη σε όρθια θέση



Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα ...

				
<p>Αριθμός παραγγελίας: 10.454</p>	<p>Αριθμός παραγγελίας: 10.219</p>	<p>Αριθμός παραγγελίας: 15.636</p>	<p>Αριθμός παραγγελίας: 10.419</p>	<p>Αριθμός παραγγελίας: 10.458</p>

*Εάν έχετε ερωτήσεις:
Είμαστε στη διάθεσή σας για
να βοηθήσουμε!*

*Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο μας στη
διεύθυνση:
www.sarstedt.com*

 **SARSTEDT**

Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων

Η παρούσα δημοσίευση μπορεί να περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα τα οποία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες

656b-100

Sarstedt M. E.P.E.
Christou Beka & Agiou Dimitriou
190 04 SPATA
Tel: +30 210 6038 274
Fax: +30 210 6038 276
info.gr@sarstedt.com
www.sarstedt.com