

Tubos fundo cónico 12 ml

Muitas aplicações laboratoriais e análises específicas exigem que a amostra seja verificada e o seu volume estimado. A Sarstedt oferece tubos de fundo cónico de 12 ml feitos em poliestireno transparente e cristalino exatamente para este fim.

A escala em relevo com incrementos de 0,5 ml permite um controlo seguro do volume de enchimento, mesmo para líquidos escuros ou turvos.


Até as mais pequenas quantidades de sólidos com alta densidade são seguramente colhidas no fundo do tubo durante a centrifugação devido à forma cónica.

Para um uso otimizado nas várias áreas de aplicação, a Sarstedt também oferece agora tubos de centrifugação em poliestireno de 110 x 17 mm no testado e seguro StackPack, e em versão estéril. Em alternativa, para aplicações com elevadas cargas térmicas, químicas e mecânicas, podem ser utilizados particularmente, os resistentes e autoclaváveis tubos de fundo cónico de polipropileno.

Esta gama alargada de produtos fornece uma alternativa universal aos tubos de fundo cónico de 105 x 16,8 mm e de 95 x 16,8 mm.

Resumo das vantagens do produto:

- Fácil verificação do volume
- 40% de economia de espaço devido ao StackPack
- Versão estéril com tampa adaptada



DICA

Também pode experimentar os nossos tubos de 10 ml de fundo cónico feitos de polipropileno altamente transparente. O largo espaço de escrita oferece um amplo espaço para uma etiquetagem clara e durável. A escala branca impressa facilita ainda mais a verificação do nível de enchimento.

Informações de encomenda

Ref. ^a	Material	Formato	Tampas correspondentes	Embalagem	Em alternativa
57.462	Poliestireno	Saco	65.793 65.816	1000/caixa de cartão 500/ saco	57.464.005 57.469
57.462.015	Poliestireno	StackPack	65.793 65.816	1000/caixa 250/embalagem StackPack	57.464
57.462.001	Poliestireno	Estéril, com tampa adaptada	---	500/caixa 100/saco	57.464.001
57.527	Polipropileno	Saco	65.793 65.816	1000/caixa 500/saco	57.513 57.519

Informações de encomenda tubos fundo cónico 10 ml

Ref. ^a	Material	Tampas correspondentes	Embalagem
62.9924.272	Polipropileno	65.816 65.720 65.793	1000/caixa 500/saco

SARSTEDT S.A.
Estrada Nacional 249, Km 4,2
Escritório B r/c - Nave 3
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
Tel: +351 21 915 6010
Fax: +351 21 915 6019
info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com