

Kónikus aljú csövek 12 ml

Számos laboratóriumi alkalmazás és precíz analízis a minták vizuális ellenőrzését és térfogatának megbecslését igényli. A Sarstedt kifejezetten erre a célra kínálja kristálytiszt, átlátszó polisztirolból készült 12 ml-es kónikus aljú csöveit.

A 0,5 ml-es léptékbeosztású, rányomott skála a töltési mennyiség biztos ellenőrzését teszi lehetővé akár sötét vagy zavaros folyadékok esetén is. Kúpos kialakítása révén a centrifugálás során még a kis mennyiségben jelen lévő, nagyobb sűrűségű szilárd anyagok is megbízhatóan összegyűlnek a cső alján.

A különböző alkalmazási területeken való optimális használathoz a Sarstedt 110 x 17 mm-es centrifugacsöveket kínál polisztirolból – a már bevált rakásolt csomagolásban és steril kivitelben is. A különösen ellenálló és autoklávozható kónikus aljú polipropilén csövek pedig nagyfokú kémiai, mechanikai és hőterheléssel járó alkalmazásoknál is használhatók.


Ez a kibővített termékínálatunk univerzális alternatívát kínál a 105 x 16,8 mm-es és 95 x 16,8 mm-es kónikus aljú csövekre.

A termék előnyeinek gyors áttekintése:

- a térfogat egyszerű ellenőrzése,
- 40%-os helymegtakarítást kínáló rakásolt csomagolás,
- steril kivitel rászerezelt dugókkal.

TIPP, Ötlet

Próbálja ki különösen átlátszó polipropilénből készült 10 ml-es kónikus aljú csöveinket. A nagy feliratmező sok helyet biztosít az egyértelmű és tartós feliratozás számára. A rányomott fehér skála a töltési szint ellenőrzését még egyszerűbbé teszi.



Rendelési információk

Rendelési szám	Anyag	Kivitel	megfelelő kupakok	Csomagolás	A következő termékek alternatívája:
57.462	Polisztirol	Tasak	65.793 65.816	1000/karton 500/tasak	57.464.005 57.469
57.462.015	Polisztirol	Rakásolt csomagolás	65.793 65.816	1000/karton 250/ rakásolt csomagolás	57.464
57.462.001	Polisztirol	steril, rászerezelt kupakkal	---	500/karton 100/tasak	57.464.001
57.527	Polipropilén	Tasak	65.793 65.816	1000/karton 500/tasak	57.513 57.519

Rendelési információk – 10 ml-es kónikus aljú csövek

Rendelési szám	Anyag	megfelelő kupakok	Csomagolás
62.9924.272	Polipropilén	65.816 65.720 65.793	1000/karton 500/tasak

Sarstedt K.f.t.
Szugló u. 54
1145 BUDAPEST
Tel: +36 1 383 1216
Fax: +36 1 383 1213
info.hu@sarstedt.com
www.sarstedt.com