

5 ml PCR tüpleri

Laboratuvar için ara boyut



Orta hacimler için PCR tüpü:

- 2 ile 5 ml arasındaki dolum miktarlarında rahat kullanım
- Güvenilir SafeSeal kilitleme prensibi
- Daha zorlu uygulamalar için PCR Performance Tested kalite
- Olası kontaminasyonlar karşısında azami güvenlik için Biosphere® Plus



SARSTEDT

5 ml PCR tüpleri

2 ile 5 ml arasındaki dolum miktarlarında güvenilir kullanım

Seyreltme işlemleri, hücre bozulması veya örnek saklama gibi laboratuvaradaki rutin uygulamalar genellikle 2 ml'den fazla dolurma hacmi gerektirir. Daha büyük hacimli tüpler, ince tasarımları veya vidalı kapakları nedeniyle genellikle bu işlemler için ideal değildir.

Yeni Sarstedt PCR tüpü, SafeSeal PCR tüplerinin ve 5 ml vidalı kapaklı tüplerin avantajlarını tek bir tüpte birleştirir. Ergonomik tasarımı sayesinde, tek elle kolayca açılır, sızdırmaz dudaklı geçmeli kapaklar ve tutma mandalları, termal strese maruz kaldığında bile güvenli bir şekilde kapanırlar. Geniş kapak bağlantısı kolay ve hassas kapatma sağlar. Ayrı vidalı kapakları karıştırmak mümkün değildir.



5 ml'lik PCR tüpünün ürün avantajları

- Sağlam polipropilen - 21.000 x g'ye kadar santrifüjlenebilir, otoklavlanabilir
- Enjekte edilmiş ölçekleme - kolay hacim kontrolü
- Etiketleme alanı ve buzlu tasarımlı kapak - güvenilir etiketleme ve hızlı tanımlama
- Düşük yükseklik - düşük kontaminasyon riski, pipet konisinin tüpe daldırılmasını gerektirmez
- Kompakt boyut - örnekler, ortamlar veya kültürler yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir

Sipariş bilgisi

Sipariş No.	Ürün adı	Ambalajlama
72.701	5 ml PCR tüpü	100 / Poşet 800 / Karton
72.701.400	5ml PCR tüpü, PCR Performance Tested	100 / Poşet 800 / Karton
95.1298	5ml PCR tüpleri santrifüj adaptörü	8 / Poşet 96 / Karton

Aksesuarlar

Sipariş No.	Ürün adı	Formatı	Dış boyutlar (mm)	Ambalajlama
93.850.001	18 adet 5 ml PCR tüpü için polikarbonat stant	6 x 3	137 x 70 x 40 (U x G x Y)	1 / Karton
93.1431.001	48 adet 5 ml PCR tüpü için polikarbonat stant	12 x 4	257 x 90 x 40 (U x G x Y)	1 / Karton

SARSTEDT International GmbH
Türkiye İrtibat Bürosu, Acıbadem Mahallesi,
Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A
Giriş Kat:27 Da:158, Üsküdar – İstanbul
Tel: +90 216 290 18 65
Fax: +90 216 290 18 64
info.tr@sarstedt.com
www.sarstedt.com