

Подготовка библиотек для NGS

Расходные материалы для секвенирования нового поколения



Расходные материалы для секвенирования нового поколения






- Высококачественные расходные материалы NGS по конкурентной цене
- Превосходное качество продукции для обеспечения максимальной воспроизводимости
- Качество Biosphere® Plus для максимальной надежности ваших анализов

NGS — секвенирование нового поколения




Секвенирование нового поколения (NGS) все активнее вытесняет секвенирование по Сэнгеру, поскольку является более экономичным, выполняется быстрее и позволяет обнаруживать структурные варианты (например, вариации числа копий).

Подготовка образца к NGS (так называемая подготовка библиотек) должна в идеале предоставить высококачественные нуклеиновые кислоты для процесса NGS. Начальным условием для оптимальной подготовки библиотек для NGS является использование высококачественных расходных материалов. Ниже представлен обзор предлагаемых в настоящее время расходных материалов для подготовки библиотек для NGS.

Информация для заказа — наконечники для пипеток Low Retention

Кат. №	Наименование	Исполнение	Упаковка
70.3010.275	Наконечник 10 мкл с фильтром Low Retention, бесцветный		96 шт./бокс, 480 шт./внутр. карт. уп., 1920 шт./коробка
70.3020.275	Наконечник 20 мкл с фильтром Low Retention, бесцветный		96 шт./бокс, 480 шт./внутр. карт. уп., 1920 шт./коробка
70.3030.275	Наконечник 100 мкл с фильтром Low Retention, бесцветный		96 шт./бокс, 480 шт./внутр. карт. уп., 1920 шт./коробка
70.3031.275	Наконечник 200 мкл с фильтром Low Retention, бесцветный		96 шт./бокс, 480 шт./внутр. карт. уп., 1920 шт./коробка
70.3040.275	Наконечник 300 мкл с фильтром Low Retention, бесцветный		96 шт./бокс, 480 шт./внутр. карт. уп., 1920 шт./коробка
70.3050.275	Наконечник 1000 мкл с фильтром Low Retention, бесцветный		96 шт./бокс, 480 шт./внутр. карт. уп., 1920 шт./коробка

Информация для заказа — пробирки (подходят для Qubit™)

72.735.002	ПЦР-пробирка 0,5 мл, бесцветная		500 шт./пакет, 2000 шт./коробка
72.735.100	ПЦР-пробирка 0,5 мл, бесцветная		100 шт./пакет, 1000 шт./коробка
72.704.700	Пробирка 0,5 мл с низким связыванием ДНК, бесцветная		50 шт./пакет, 300 шт./внутр. карт. уп., 1200 шт./коробка

Информация для заказа — расходные материалы для ПЦР

72.1978	96-луночный ПЦР-планшет без юбки, бесцветный, высокопрофильный, 200 мкл		10 шт./пакет, 50 шт./внутр. карт. уп., 100 шт./коробка
72.1979.700	96-луночный ПЦР-планшет с полуюбкой, бесцветный, высокопрофильный, 200 мкл, с низким связыванием ДНК		10 шт./пакет, 50 шт./внутр. карт. уп., 100 шт./коробка
72.1980.700	96-луночный ПЦР-планшет с юбкой, бесцветный, низкопрофильный, 100 мкл, с низким связыванием ДНК		10 шт./пакет, 50 шт./внутр. карт. уп., 100 шт./коробка
72.1981	96-луночный ПЦР-планшет с полуюбкой, бесцветный, низкопрофильный, 100 мкл		10 шт./пакет, 50 шт./внутр. карт. уп., 100 шт./коробка
95.1993	Адгезивная пленка для ПЦР, бесцветная	Без ДНК, РНК-азы и ДНК-азы	100 шт./карт.упаковка
95.1999	Адгезивная пленка для количественной ПЦР, высокопрозрачная	Без ДНК, РНК-азы и ДНК-азы	100 шт./карт.упаковка
95.1995	Адгезивная пленка для ПЦР и хранения образцов	Без ДНК, РНК-азы и ДНК-азы	100 шт./карт.упаковка
72.985.992	Стрип из 8 ПЦР-пробирок 0,2 мл/Multiply®-µStrip без крышек, разные цвета		120 шт./пакет, 480 шт./коробка
72.985.002	Стрип из 8 ПЦР-пробирок/Multiply®-µStrip без крышек, бесцветные		120 шт./пакет, 480 шт./коробка
65.989.002	Стрип из 8 крышек Multiply®		120 шт./пакет, 480 шт./коробка
72.991.002	Стрип из 8 ПЦР-пробирок 0,2 мл/Multiply®-µStrip с крышками		120 шт./пакет, 480 шт./коробка
72.991.992	Стрип из 8 ПЦР-пробирок 0,2 мл/Multiply®-µStrip с крышками		120 шт./пакет, 480 шт./коробка
72.991.103	Стрип из 8 ПЦР-пробирок 0,1 мл/Multiply®-µStrip с крышками		120 шт./пакет, 480 шт./коробка
72.737	ПЦР-пробирка 0,2 мл, бесцветная		250 шт./пакет, 2000 шт./коробка
72.737.002	ПЦР-пробирка 0,2 мл, бесцветная		500 шт./пакет, 2000 шт./коробка
72.737.992	ПЦР-пробирка 0,2 мл, разные цвета		500 шт./пакет, 3000 шт./коробка
72.706.700	Пробирка 1,5 мл с низким связыванием ДНК, бесцветная		50 шт./пакет, 200 шт./внутр. карт. уп., 800 шт./коробка
95.984	Штатив IsoFreeze®, вместимость — 96 пробирок 0,2 мл	-	2 шт./карт. уп.

ООО «САРШТЕДТ»
198517, Россия,
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, корп. 4, стр. 1
Тел: +7 495 937 52 28
info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com