

# 개인용 지혈대

효과적인 감염 예방을 위해 개발된 제품




- 교차 감염 예방을 위한 환자별 다회사용
- 편안한 사용감을 위해 매우 부드러운 라텍스 프리 재료 사용
- 직관적으로 간단하게 취급 가능
- 유아와 성인 모두에게 맞는 크기

## 한 손으로 간단하게 취급 가능

Der TourniSTRETCH®는 효과적으로 감염을 예방할 목적으로 개발하였습니다. 유연한 소재로 제작하여, 사용사는 보다 안전하고 탄탄한 탄성으로 적절한 탄력을 느끼면서 동시에 부드럽고 조이지 않는 느낌을 받습니다. 지혈대를 끼우고, 탄력을 간단히 조절하고 쉽게 풀 수 있는 직관적 시스템 덕분에 사용자는 손쉽게 취급할 수 있고 채혈 시 한 손으로 조작할 수 있습니다.




## 취급법



TourniSTRETCH®을 팔에 두르면, 버튼이 위를 가리킵니다.



버클을 통과하여 지혈대를 당기고 적절히 조이십시오.



지혈대 끝을 버튼 위로 당겨서 위치에 고정하십시오.



자세한 정보는 [www.sarstedt.com/tournistretch](http://www.sarstedt.com/tournistretch) 를 참조하십시오.

## 주문 정보

주문-번호	라벨	포장
95.1008	TourniSTRETCH® 개인용 지혈대	25 피스/파우치 500 피스/상자

SARSTEDT International GmbH  
Representation Office South Korea  
Samhwan Hypex Building A 301-2,  
240 Pangyoeyeok-ro, Bundang-gu,  
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 13493  
Tel: +82 31 602 9612  
Fax: +82 31 624 4912  
info.kr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com