

Η Επανάσταση Refill

Δοκιμάστε
τώρα!



www.refillrevolution.tips



Έως και **70%** λιγότερος αποθηκευτικός χώρος

Έως και **64%** λιγότερο υλικό

Η επανάσταση στην αναπλήρωση



Μέγιστη
Ακρίβεια



45 έτη
εμπειρίας



Τεχνική
κατάρτιση



Εξοικονόμηση
πόρων

Η μέγιστη ακρίβεια, η καλά μελετημένη κατασκευή και η ύψιστη καθαρότητα είναι οι απαιτήσεις που θέτουμε στα προϊόντα μας.

Εδώ και περισσότερα από 45 χρόνια παράγουμε ειδικά σχεδιασμένα ρύγχι πιπέτας. Χάρη στην πολυετή εμπειρία, την τεχνική μας κατάρτιση και τα υπερσύγχρονα μηχανήματα παραγωγής, έχουμε αναπτύξει ένα καινοτόμο και ευέλικτο νέο σύστημα αναπλήρωσης. Κατάλληλο για τις απαιτήσεις και τις εφαρμογές σας. Ανθεκτικό, με εξοικονόμηση πόρων. Ασφαλές και αξιόπιστο.

Ανακαλύψτε την επανάσταση στην αναπλήρωση στις επόμενες σελίδες. Αφήστε τον εαυτό σας να εκπλαγεί από τις εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες. Γνωρίστε νέες λειτουργίες και πλεονεκτήματα και μην χάσετε την ευκαιρία να το δοκιμάσετε!

Η ομάδα της SARSTEDT

Περιεχόμενα

| | |
|--|----|
| Η επανάσταση στην αναπλήρωση | 02 |
| Ένα σύστημα – τέσσερις επιλογές | 04 |
| Το κουτί – γενικής χρήσης και ανθεκτικό | 06 |
| SingleRefill – οικολογικά και καθαρά | 08 |
| StackPack – οικονομία και εξοικονόμηση χώρου | 10 |
| Ένα πλήρες κουτί – απλά και γρήγορα | 12 |
| Η σακούλα – φθηνά και εναλλακτικά | 14 |
| Η επανάσταση στην αναπλήρωση – αειφορία και περιβαλλοντική συνείδηση | 16 |
| Άνεση και έλεγχος | 18 |
| Ρύγχι πιπέτας 10 μl – μικρά και λεπτά | 20 |
| Ρύγχι πιπέτας 20 μl – μεγάλου μήκους και ακριβή | 22 |
| Ρύγχι πιπέτας 200 μl – ανθεκτικά και αποτελεσματικά | 24 |
| Ρύγχι πιπέτας 300 μl – λεπτά | 26 |
| Ρύγχι πιπέτας 1.000 μl – αποδεδειγμένης αξίας και σε μεγάλη ποικιλία | 28 |
| Ρύγχι πιπέτας 1.250 μl – μεγάλου μήκους και ευέλικτα | 30 |

Ένα σύστημα – τέσσερις επιλογές

Εξοικονόμηση του όγκου
αποβλήτων έως και **70%**



Το κουτί

Το πιπετάρισμα είναι το κεντρικό στοιχείο σε κάθε εργαστήριο. Το περαιτέρω ανεπτυγμένο κουτί με ρύγχη πιπέτας SARSTEDT είναι μια ανθεκτική λύση γενικής χρήσης στο κέντρο του νέου μας συστήματος ρυγχών πιπέτας. Χάρη στην ανθεκτική εγχάραξη με λέιζερ σε κάθε στατώ, μπορείτε να διαβάσετε σημαντικές πληροφορίες, όπως τον όγκο, την παρτίδα ή τη διάρκεια ζωής αξιόπιστα, άνετα και γρήγορα. Το κουτί είναι το κέντρο του συστήματος ρυγχών μας.

Σελ. 6

Το SingleRefill

Η αειφορία είναι η απαίτηση της σημερινής κοινωνίας. Με το νέο SingleRefill της SARSTEDT, μπορείτε πλέον να ξαναγεμίζετε τα ρύγχη με φίλτρο εύκολα και εξοικονομώντας πόρους. Ο κλειστός σχεδιασμός προστατεύει τα ρύγχη των πιπετών από μολύνσεις και έτσι επιτρέπει την υγιεινή και οικολογική αναπλήρωση. Το SingleRefill είναι η λύση για το βιώσιμο εργαστήριό σας.

Σελ. 8

Το StackPack

Ο υψηλός ρυθμός ροής δείγματος απαιτεί αποτελεσματικότητα. Το StackPack της SARSTEDT αποτελεί εδώ και χρόνια τη βέλτιστη λύση για υψηλές μέγιστες αποδόσεις. Με τη βοήθεια μιας χειρολαβής, μπορείτε να μεταφέρετε μεμονωμένα στατώ στο κουτί. Χάρη στη συμπαγή και ανθεκτική κατασκευή, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τα ρύγχη απευθείας από το StackPack. Το StackPack είναι η καινοτομία για αποτελεσματική εργασία.

Σελ. 10

Η σακούλα

Η μέγιστη ευελιξία είναι απαραίτητη. Η συσκευασία σακούλας της SARSTEDT είναι η προσιτή εναλλακτική λύση. Το γνωστό κλείσιμο με πίεση σας επιτρέπει να ανοίγετε και να κλείνετε τη σακούλα υγιεινά. Το πρόσθετο κλείσιμο με ένδειξη παραβίασης σας παρέχει τη διαβεβαίωση ότι τα ρύγχη είναι εγγυημένα απαλλαγμένα από μόλυνση μέχρι τη χρήση. Η σακούλα είναι η φθηνή λύση για ευέλικτες διαδικασίες.

Σελ. 14



Το κουτί – γενικής χρήσης και ανθεκτικό



Κεντρικά. Αξιόπιστα. Άνετα.



Ευέλικτος εξοπλισμός εργασίας

Το ανθεκτικό κουτί είναι το εργαλείο γενικής χρήσης στο εργαστήριό σας. Προτιμάτε να εργάζεστε απευθείας από ένα εκ των προτέρων συνδεδεμένο κουτί; Σας αρέσει να χρησιμοποιείτε οικολογικά συστήματα αναπλήρωσης; Ή μήπως προτιμάτε να τοποθετείτε τα ρύγχη μόνοι σας; Το κουτί είναι η βάση για κάθε τρόπο εργασίας.



Σύστημα στοίβαξης με εξοικονόμηση χώρου

Ο συμπληρωματικός σχεδιασμός του πώματος και του πυθμένα διευκολύνει τη στοίβαξη πολλών κουτιών το ένα πάνω στο άλλο. Συμπαγή και σταθερά, τα νέα κουτιά ρυγχών είναι ιδανικά για την αποθήκευση και τη φύλαξη.



Ασφαλές κλείσιμο

Ο ακριβής μηχανισμός κλειδώματος καθιστά το κουτί έναν αξιόπιστο καθημερινό συνεργάτη. Ερμητικά σφραγισμένο, αντέχει επίσης σε σκληρές συνθήκες κατά τη μεταφορά, τη φύλαξη και την αποστείρωση σε αυτόκαυστο.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ Λείες επιφάνειες – ολισθηρά κουτιά; Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε τα πλαστικά μας πέλματα που διατίθενται ξεχωριστά! Τοποθετούνται απλά στη βάση και εξασφαλίζουν τη μέγιστη συγκράτηση σε κάθε πάγκο εργαστηρίου.



Το SingleRefill – οικολογικά και καθαρά



Μέγιστη προστασία

Η βέλτιστη σύνδεση μεταξύ του πυθμένα και του πώματος προστατεύει τα ρύγχη από ενδεχόμενες μολύνσεις – ακόμα και μετά την αφαίρεση της μεμβράνης συσκευασίας. Με αυτόν τον τρόπο, το SingleRefill μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί με το κουτί. Για μέγιστη υγιεινή και ασφάλεια.



Ύψιστη καθαρότητα

Το σύστημα αναπλήρωσης υψηλής καθαρότητας ενδείκνυται ιδιαίτερα για πολύ απαιτητικές εφαρμογές. Επιτέλους, μπορείτε επίσης να ξαναγεμίσετε τα ρύγχη των φίλτρων χωρίς επιπλοκές – ακόμα και στο υψηλότερο πρότυπο καθαρότητάς μας Biosphere® plus!

Βιώσιμα. Προστατευμένα. Υγιεινά.



Σεβασμός στο περιβάλλον χωρίς συμβιβασμούς

Η καινοτόμος κατασκευή χρησιμοποιεί έως και 41% λιγότερο υλικό σε σύγκριση με το κουτί. Αυτή η ελαφριά κατασκευή εξοικονομεί ενέργεια και πόρους. Όλα τα μέρη του SingleRefill μπορούν να στοιβάζονται για απόρριψη – αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακόμη μικρότερο όγκο αποβλήτων με ταυτόχρονη μέγιστη καθαριότητα!



ΣΥΜΒΟΥΛΗ Όγκος, παρτίδα, διάρκεια ζωής – χάρη στην ανθεκτική εγχάραξη με λέιζερ σε κάθε στατώ, αυτές οι πολύτιμες πληροφορίες δεν χάνονται, ακόμα και κατά τη μεταφορά στο κουτί! Ο αποδεδειγμένης αξίας και γνωστός χρωματικός κωδικός επισήμανσης όγκου σας βοηθά να βρείτε το ρύγχος που αναζητάτε με μια ματιά.



Το StackPack – οικονομία και εξοικονόμηση χώρου



Οικονομικό σύστημα στοίβαξης

Το καλά μελετημένο προσαρτώμενο σύστημα παρέχει χώρο για 480 ρύγχη – και αυτό σε ύψος δύο κουτιών. Αυτό εξοικονομεί έως και 70% αποθηκευτικό χώρο σε μια επιφάνεια ενός και μόνο κουτιού!

Αποτελεσματικό. Σταθερό. Οικονομικό.



Σταθερή προστασία

Τα πλαίσια προστατεύουν τα ρύγχη από μολύνσεις. Η συμπαγής κατασκευή τους αποτελεί τον σκελετό του StackPack. Τα σαφώς επισημασμένα σημεία πίεσης που βρίσκονται στο πλάι, καθιστούν την αφαίρεση των μεμονωμένων δίσκων παιχνιδάκι.



Εξαιρετική ασφάλεια έναντι πτώσης

Η σταθερή αγκύρωση του ενός δίσκου κάτω από τον άλλο ασφαλίζει το StackPack ακόμη και στην περίπτωση μικρών, καθημερινών ατυχημάτων. Χάρη στην εξαιρετική του ευστάθεια, αποτρέπεται δίχως πρόβλημα πιθανή ανατροπή ή πτώση.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μεγάλη απόδοση, πολλά ρύγχη – κανένα πρόβλημα! Αφαιρέστε τα ρύγχη απλά, απευθείας από το StackPack. Χάρη στη σταθερή του θέση και το σταθερό του πλαίσιο, το StackPack παραμένει ανά πάσα στιγμή σταθερό.

Ένα πλήρες κουτί – εύκολα και γρήγορα



Κουτί – αφαίρεση κενού στατώ



Πιέστε τα πλευρικά κλιπ.

Ανασηκώστε το στατώ
προς τα επάνω...

... και απορρίψτε
εξοικονομώντας χώρο.

Τοποθετήστε το SingleRefill



Τοποθετήστε το πλήρες
SingleRefill στο κουτί.

Ασφαλίστε ασκώντας
ελαφρά πίεση.

Αφαιρέστε το πώμα και
συνεχίστε την εργασία σας.

Πλήρωση από το StackPack



Πιέστε μπροστά και πίσω
στο σημείο πίεσης.

Σηκώστε το προς τα
επάνω.

Εισαγάγετε στο κουτί και ασφαλίστε.
Αφαιρέστε το πώμα και συνεχίστε την
εργασία σας.



Η σακούλα – φθηνά και εναλλακτικά



Υγιεινά. Φθηνά. Ευέλικτα.



Εύκολο κλείσιμο

Μπορείτε να σφραγίσετε την ανθεκτική σακούλα και πάλι υγιεινά. Αυτό σας επιτρέπει να πληρώνετε τα κουτιά με τα ρύγχη, ανάλογα με τις ανάγκες σας ξανά και ξανά με μη αυτόματο τρόπο.



Ασφαλής σφράγιση

Το πρόσθετο κλείσιμο με ένδειξη παραβίασης σας παρέχει την ασφάλεια ότι τα ρύγχη έως και τη χρήση τους είναι απαλλαγμένα από αναστολείς DNA, DNase, RNase και PCR.



Έγχρωμες παραλλαγές

Ο κίτρινος και μπλε χρωματισμός των ρυγχών των 200 μl και των 1.000 μl καθιστά την ταχεία ταυτοποίηση των δύο ρυγχών ακόμη πιο εύκολη!

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Για την αναπλήρωση με ρύγχη από τη σακούλα, οι ετικέτες από το πώμα του κουτιού μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να αφήσουν κατάλοιπα. Αυτό καθιστά το κουτί ένα κουτί πολλαπλών χρήσεων για κάθε παραλλαγή ρύγχους.

Η επανάσταση στην αναπλήρωση – αειφορία και περιβαλλοντική συνείδηση



Εξοικονόμηση ενέργειας

Το σύστημα κουτιών μας συνδυάζει ιδιαίτερα υψηλή σταθερότητα με ελάχιστο κόστος υλικών. Η καλά μελετημένη κατασκευή εξοικονομεί πλαστικό – και, ως εκ τούτου, και ενέργεια κατά την παραγωγή!



Εξοικονόμηση χώρου

Στο StackPack, 480 ρύγχη απαιτούν τόσο χώρο όσο 192 ρύγχη σε 2 κουτιά. Αυτό εξοικονομεί αποθηκευτικό χώρο και βελτιστοποιεί την εφοδιαστική – και, ως εκ τούτου, και την κατανάλωση καυσίμου κατά τη μεταφορά!



Εξοικονόμηση πόρων

Για την παραγωγή του StackPack με την ιδανική συσκευασία του, απαιτείται έως και 64% λιγότερο υλικό από ό,τι στην περίπτωση του κουτιού. Αυτό εξοικονομεί πόρους – η κατανάλωση πλαστικών ελαχιστοποιείται!



Εξοικονόμηση αποβλήτων

Μετά τη χρήση, τα μεμονωμένα συστατικά του συστήματος κουτιού μπορούν να τοποθετηθούν το ένα μέσα στο άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομείται όγκος κατά την απόρριψη – η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων μειώνεται!



Η επιλογή είναι δική σας! Επιλέγοντας το κατάλληλο για εσάς σύστημα, παραμένετε πάντα ευέλικτοι. Μπορείτε να επιλέξετε τις πρακτικές μας λύσεις ρυγχών ανάλογα με τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις σας – με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικά!

Οι πρώτες ύλες μας – πολύτιμες και επαναχρησιμοποιήσιμες*



Τα ακριβή ρύγχι πιπέτας, συσκευασμένα σε ένα άνετο και καλά μελετημένο σύστημα, είναι άκρως απαραίτητα στο εργαστήριό σας. Αλλά πού να βάλετε το κουτί, το στατώ και τα άλλα υλικά συσκευασίας όταν δεν τα χρειάζεστε πλέον;

Με λίγη προσπάθεια, μπορείτε τώρα να εξοικονομήσετε πόρους, να μειώσετε τα απόβλητά σας και να επαναχρησιμοποιήσετε τα υψηλής ποιότητας πλαστικά!

Γιατί;

Τα ρύγχι πιπέτας μας και η συσκευασία τους είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας, καθαρό πλαστικό. Δεν απαιτείται ιδιαίτερος διαχωρισμός για την ανακύκλωση. Τα υλικά μπορούν εύκολα να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία και να επαναχρησιμοποιηθούν για νέα προϊόντα. Αυτό είναι φιλικό προς το περιβάλλον και εξοικονομεί πόρους!

Τι;

Τα υλικά συσκευασίας των ρυγχών πιπέτας μας είναι πολύτιμα. Με το σχέδιο ανακύκλωσής μας, επαναχρησιμοποιούνται για συγκεκριμένο σκοπό. Σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας στον τομέα της εφοδιαστικής, συλλέγουμε αρχικά την εξωτερική συσκευασία κεντρικά. Στη συνέχεια, τα πλαστικά μεταφέρονται σε τοπική εταιρεία διάθεσης αποβλήτων και υποβάλλονται σε επεξεργασία εκεί. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τα επεξεργασμένα κοκκία για νέα προϊόντα.

Πως;

Λαμβάνουμε εμείς για εσάς τα απαραίτητα μέτρα για την επιτυχή ανακύκλωση! Τοποθετήστε τα μεμονωμένα στοιχεία του κουτιού, του SingleRefill και του StackPack μαζί, με τρόπο που εξοικονομεί χώρο και συσκευάστε τα σε ένα κατάλληλο χαρτοκιβώτιο. Εσωκλείστε το έντυπο ασφάλειας* και ζητήστε από εμάς να συλλέξουμε το πακέτο δωρεάν. Τόσο εύκολα μπορείτε να συμβάλλετε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πρώτων υλών!

*Για την τρέχουσα κατάσταση του σχεδίου ανακύκλωσης «Επόμενα βήματα» στη χώρα σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συνεργάτη της SARSTEDT.

Άνεση και έλεγχος



Ευελιξία

Τα ρύγχη πιπετών μας είναι τόσο ευέλικτα όσο και οι τομείς εφαρμογής σας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ρυγχών με φίλτρο, ρυγχών με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης και ρυγχών χωρίς φίλτρο. Σε εμάς θα βρείτε εγγυημένα το βέλτιστο μήκος και σχήμα ρύγχους για κάθε εφαρμογή.

Καταχώριση

Τα ρύγχη SARSTEDT φέρουν σήμανση CE και έχουν εγκριθεί ως in vitro διαγνωστική συσκευή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση δειγμάτων για διαγνωστικούς σκοπούς.

Πιστοποίηση και αξιοπιστία

Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.

Είτε στο κουτί, στο SingleRefill, στο StackPack ή στη σακούλα – όλα τα νέα ρύγχη της SARSTEDT φέρουν τη σφραγίδα PCR Performance Tested και μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε όλους τους τομείς ανάλυσης DNA και RNA.



Πιστοποίηση

Σε κάθε παρτίδα διενεργείται λεπτομερής οπτικός έλεγχος, έλεγχος διαστάσεων και λειτουργίας. Ένα ανεξάρτητο εργαστήριο επιβεβαιώνει ότι τηρούνται οι οριακές τιμές της πιστοποίησης Biosphere® plus και PCR Performance Tested. Τα πιστοποιητικά των παρτίδων μας τεκμηριώνουν αυτήν τη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης.

Συμβατότητα

Τα ρύγχη SARSTEDT προσαρμόζονται σε όλες τις πιπέτες των κορυφαίων κατασκευαστών. Χάρη σε αυτά, δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα η χρήση πιπετών διαφόρων τύπων στο εργαστήριο.

Επιπρόσθετη ασφάλεια

Τώρα επίσης διαθέσιμο στο νέο SingleRefill.

Το νέο Biosphere® plus SingleRefill συνδυάζει την εξαιρετική καθαρότητα των ρυγχών SARSTEDT με το άνετο και οικονομικό σύστημα κουτιών.



Συμβατότητα

Ιδιαίτερα σε πιστοποιημένα, διαπιστευμένα εργαστήρια ή εργαστήρια GMP είναι σημαντική η χρήση ρυγχών πιπέτας, που συμμορφώνονται με το διεθνές πρότυπο δοκιμής ISO 8655-2. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσής μας πιστοποιούν τον τακτικό έλεγχο αυτής της ακρίβειας.

Ρύγχη πιπέτας 10 μl – μικρά και λεπτά



Ακρίβεια **DE-M**

Τα ρύγχη πιπέτας 10 μl είναι κατάλληλα για το ακριβές πιπετάρισμα ελάχιστου όγκου υγρού λόγω του μικρού μεγέθους τους και, συνεπώς, του μικρού νεκρού όγκου τους.

Καινοτομία

Το καλά μελετημένο, νέο σύστημα συσκευασίας πληροί τις προϋποθέσεις για κάθε εφαρμογή. Το σύστημά μας προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Είτε για τη διασφάλιση υψηλής καθαρότητας κατά την εργασία με το SingleRefill, υψηλής απόδοσης με το StackPack ή απλά κατά την εργασία με ένα γεμάτο κουτί – υπάρχει μια κατάλληλη λύση για κάθε επιθυμία.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ταυτοποίηση με μία ματιά! Εκτός από τον γνωστό χρωματικό κωδικό των στατών, θα βρείτε επίσης τις πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ρύγχος απευθείας επάνω σε κάθε στατό.

Πληροφορίες παραγγελίας

| Όγκ. | Αρ. παραγγελίας | Περιγραφή | Φίλτρο | Καθαρότητα | Έκδοση | Συσκευασία | Τμχ. / κουτί |
|-------|-----------------|---|--------|------------|----------------------|------------|--------------|
| 10 μl | 70.3010.275 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 10 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3010.375 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 10 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3010.285 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 2,5 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3010.385 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 2,5 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3010.255 | Ρύγχος με φίλτρο, 10 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3010.355 | Ρύγχος με φίλτρο, 10 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3010.265 | Ρύγχος με φίλτρο, 2,5 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3010.365 | Ρύγχος με φίλτρο, 2,5 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3010.205 | Ρύγχος πιπέτας, 10 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3010.305 | Ρύγχος πιπέτας, 10 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3010.210 | Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 10 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3010.110 | Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 10 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack | - | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3010.200 | Ρύγχος πιπέτας, 10 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3010.100 | Ρύγχος πιπέτας, 10 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3010 | Ρύγχος πιπέτας, 10 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 1.000 τμχ./σακούλα | - | | Τυπικό | | 10.000 |

Ρύγχη πιπέτας 20 μl – μεγάλο μήκος και ακρίβεια



Αξιοπιστία **DE-M**

Ο αποδεδειγμένης αξίας σχεδιασμός των ρυγχών μας στο νέο, καινοτόμο σύστημα κουτιών μας συνδυάζει τη γνωστή μορφή και τον επαναστατικό χειρισμό. Η ακρίβεια και η αξιοπιστία των ρυγχών μας με την πιπέτα σας διασφαλίζεται από εμάς μέσω ελέγχων συμμόρφωσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο δοκιμής ISO 8655-2.

Ακρίβεια προσαρμογής

Με τα ακριβή ρύγχη γενικής χρήσης, εναπόκειται σε εσάς να αποφασίσετε ποιους πιπεταδόρους θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Τα ρύγχη μας ταιριάζουν απόλυτα στους κοινούς πιπεταδόρους. Ρίξτε μία ματιά στον ιστότοπο www.sarstedt.com για να δείτε ποιο ρύγχος ταιριάζει στη δική σας πιπέτα!



Πληροφορίες παραγγελίας

| Όγκ. | Αρ. παραγγελίας | Περιγραφή | Φίλτρο | Καθαρότητα | Έκδοση | Συσκευασία | Τμχ. / κουτί |
|---------|---|---|--------|------------|----------------------|------------|--------------|
| 20 μl | 70.3020.275 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 20 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3020.375 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 20 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3020.255 | Ρύγχος με φίλτρο, 20 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3020.355 | Ρύγχος με φίλτρο, 20 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3020.205 | Ρύγχος πιπέτας, 20 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3020.305 | Ρύγχος πιπέτας, 20 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3020.210 | Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 20 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3020.110 | Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 20 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack | - | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3020.200 | Ρύγχος πιπέτας, 20 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3020.100 | Ρύγχος πιπέτας, 20 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| 70.3020 | Ρύγχος πιπέτας, 20 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 1.000 τμχ./σακούλα | - | | Τυπικό | | 10.000 | |

Ρύγχη πιπέτας 200 μl – ανθεκτικά και αποτελεσματικά



Πληροφορίες παραγγελίας

| Όγκ. | Αρ. παραγγελίας | Περιγραφή | Φίλτρο | Καθαρότητα | Έκδοση | Συσκευασία | Τμχ. / κουτί |
|-------------|---|--|--------|------------|----------------------|------------|--------------|
| 200 μl | 70.3030.275 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 100 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3030.375 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 100 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3031.275 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 200 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3031.375 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 200 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3030.285 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 20 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3030.385 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 20 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3030.255 | Ρύγχος με φίλτρο, 100 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3030.355 | Ρύγχος με φίλτρο, 100 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3031.255 | Ρύγχος με φίλτρο, 200 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3031.355 | Ρύγχος με φίλτρο, 200 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3030.265 | Ρύγχος με φίλτρο, 20 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3030.365 | Ρύγχος με φίλτρο, 20 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3030.205 | Ρύγχος πιπέτας, 200 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3030.305 | Ρύγχος πιπέτας, 200 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3031.205 | Ρύγχος πιπέτας, 250 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3031.305 | Ρύγχος πιπέτας, 250 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3030.210 | Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 200 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3030.110 | Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 200 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack | - | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3031.210 | Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 250 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3031.110 | Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 250 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack | - | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3030.200 | Ρύγχος πιπέτας, 200 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3030.100 | Ρύγχος πιπέτας, 200 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3031.200 | Ρύγχος πιπέτας, 250 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3031.100 | Ρύγχος πιπέτας, 250 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3031 | Ρύγχος πιπέτας, 200 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 1.000 τμχ./σακούλα | - | | Τυπικό | | 10.000 |
| | 70.3030 | Ρύγχος πιπέτας, 200 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 1.000 τμχ./σακούλα | - | | Τυπικό | | 10.000 |
| 70.3030.020 | Ρύγχος πιπέτας, 200 μl, PCR Performance Tested, κίτρινο, 1.000 τμχ./σακούλα | - | | Τυπικό | | 10.000 | |

Ρύγχη πιπέτας 300 μl – λεπτά



Εργονομία

Το νέο μας εξαιρετικά λεπτό ρύγχος τοποθετείται εύκολα σε κάθε σωληνάριο αντιδραστηρίου, σε μικροσωληνάρια με βιδωτό πώμα και μικρά σωληνάρια, χωρίς να αγγίζει το τοίχωμα του σωληναρίου. Με μήκος 60 mm, φτάνει στον πυθμένα του περιέκτη και καθιστά το ασφαλές πιπετάρισμα ακόμη πιο απλό. Μπορείτε να ελέγχετε άνετα τον όγκο με τη βοήθεια των ευκρινών δακτυλίων στάθμης πλήρωσης.

Καινοτομία

Το καλά μελετημένο, νέο σύστημα συσκευασίας καθιστά τα ρύγχη κατάλληλα για κάθε εφαρμογή. Το σύστημά μας προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Είτε για τη διασφάλιση υψηλής καθαρότητας κατά την εργασία με το SingleRefill, υψηλής απόδοσης με το StackPack ή απλά κατά την εργασία με ένα γεμάτο κουτί – υπάρχει μια κατάλληλη λύση για κάθε επιθυμία.




ΣΥΜΒΟΥΛΗ Εργάζεστε με ιδιαίτερα ιξώδεις ή πολύτιμες ουσίες; Τότε, δοκιμάστε τα ρύγχη χαμηλής κατακράτησης που διαθέτουμε, για ακόμη καλύτερη ανάκτηση!

Πληροφορίες παραγγελίας

| Όγκ. | Αρ. παραγγελίας | Περιγραφή | Φίλτρο | Καθαρότητα | Έκδοση | Συσκευασία | Τμχ. / κουτί |
|---------|--|--|--------|------------|----------------------|------------|--------------|
| 300 μl | 70.3040.275 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 300 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3040.375 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 300 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3040.255 | Ρύγχος με φίλτρο, 300 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3040.355 | Ρύγχος με φίλτρο, 300 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3040.205 | Ρύγχος πιπέτας, 300 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3040.305 | Ρύγχος πιπέτας, 300 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3040.210 | Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 300 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3040.110 | Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 300 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack | - | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3040.200 | Ρύγχος πιπέτας, 300 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3040.100 | Ρύγχος πιπέτας, 300 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| 70.3040 | Ρύγχος πιπέτας, 300 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 1.000 τμχ./σακούλα | - | | Τυπικό | | 10.000 | |

Ρύγχη πιπέτας 1.000 μl – αποδεδειγμένης αξίας και σε πολλές παραλλαγές



Γενικής χρήσης

Διαφανές, μπλε χρώμα, αγωγίμο, στη σακούλα, στο κουτί, στο SingleRefill ή στο StackPack – το ρύγχος των 1.000 μl ταιριάζει παντού. Φυσικά, είναι επίσης διαθέσιμο στο ιδιαίτερα υψηλής καθαρότητας Biosphere® plus και στην έκδοση χαμηλής κατακράτησης!

Επέκταση


Επειδή το κουτί και η σακούλα δεν αρκούν, υπάρχει τώρα και το ρύγχος των 1.000 μl στον σχεδιασμό μας StackPack. Για γρήγορη επεξεργασία απευθείας από το StackPack και εύκολη αναπλήρωση. Είναι σημαντική για εσάς η ιδιαίτερη προστασία των ρυγχών και η ύψιστη καθαρότητα; Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε το SingleRefill μας!

! ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ταυτοποίηση με μία ματιά! Εκτός από τον γνωστό χρωματικό κωδικό των στατών, θα βρείτε επίσης τις πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ρύγχος απευθείας επάνω σε κάθε στατό.

Πληροφορίες παραγγελίας

| Όγκ. | Αρ. παραγγελίας | Περιγραφή | Φίλτρο | Καθαρότητα | Έκδοση | Συσκευασία | Τμχ. / κουτί |
|----------|-----------------|---|--------|------------|----------------------|------------|--------------|
| 1.000 μl | 70.3050.275 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 1.000 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3050.375 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 1.000 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3050.255 | Ρύγχος με φίλτρο, 1.000 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3050.355 | Ρύγχος με φίλτρο, 1.000 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3050.205 | Ρύγχος πιπέτας, 1.000 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3050.305 | Ρύγχος πιπέτας, 1.000 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3050.210 | Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 1.000 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3050.110 | Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 1.000 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5x 96 τμχ./StackPack | - | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3050.200 | Ρύγχος πιπέτας, 1.000 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3050.100 | Ρύγχος πιπέτας, 1.000 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5x 96 τμχ./StackPack | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3050 | Ρύγχος πιπέτας, 1.000 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 500 τμχ./σακούλα | - | | Τυπικό | | 5.000 |
| | 70.3050.020 | Ρύγχος πιπέτας, 1.000 μl, PCR Performance Tested, μπλε, 500 τμχ./σακούλα | - | | Χρωματική παραλλαγή | | 5.000 |
| | 70.3050.030 | Αγωγίμο ρύγχος πιπέτας, 1.000 μl, PCR Performance Tested, μαύρο, 500 τμχ./σακούλα | - | | Αγωγίμο | | 5.000 |

Ρύγχη πιπέτας 1.250 μl – με μεγάλο μήκος και ευελιξία



Πρόδος

Εξαιρετικά διαφανές υλικό, ευκρινείς δακτύλιοι στάθμης πλήρωσης, βέλτιστη καταλληλότητα για πολυκάναλες πιπέτες, ιδανικό σχήμα προσαρμογής – το νέο, εξαιρετικά μακρύ ρύγχος μας τα συνδυάζει όλα. Πείθει με την ακρίβεια και τον βολικό χειρισμό του σε συνδυασμό με πιπέτες πολλών ή ενός καναλιού.

Καινοτομία

Το καλά μελετημένο, νέο σύστημα συσκευασίας καθιστά τα ρύγχη κατάλληλα για κάθε εφαρμογή. Το σύστημά μας προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Είτε για τη διασφάλιση υψηλής καθαρότητας κατά την εργασία με το SingleRefill, υψηλής απόδοσης με το StackPack ή απλά κατά την εργασία με ένα γεμάτο κουτί – υπάρχει μια κατάλληλη λύση για κάθε επιθυμία.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μπορείτε πολύ εύκολα και πρακτικά να βρείτε τα κατάλληλα ρύγχη της SARSTEDT για την πιπέτα σας στον online πίνακα συμβατότητας στη διεύθυνση www.sarstedt.com.

Πληροφορίες παραγγελίας

| Όγκ. | Αρ. παραγγελίας | Περιγραφή | Φίλτρο | Καθαρότητα | Έκδοση | Συσκευασία | Τμχ. / κουτί |
|----------|--|--|--------|------------|----------------------|------------|--------------|
| 1.250 μl | 70.3060.275 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 1.000 μl*, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3060.375 | Ρύγχος με φίλτρο χαμηλής κατακράτησης, 1.000 μl*, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3060.255 | Ρύγχος με φίλτρο, 1.000 μl*, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3060.355 | Ρύγχος με φίλτρο, 1.000 μl*, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | + | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3060.205 | Ρύγχος πιπέτας, 1.250 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3060.305 | Ρύγχος πιπέτας, 1.250 μl, Biosphere® plus, διαφανές, 96 τμχ./SingleRefill | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3060.210 | Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 1.250 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3060.110 | Ρύγχος πιπέτας χαμηλής κατακράτησης, 1.250 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack | - | | Χαμηλής κατακράτησης | | 1.920 |
| | 70.3060.200 | Ρύγχος πιπέτας, 1.250 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 96 τμχ./κουτί | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| | 70.3060.100 | Ρύγχος πιπέτας, 1.250 μl, PCR Performance Tested, διαφανές, 5 x 96 τμχ./StackPack | - | | Τυπικό | | 1.920 |
| 70.3060 | Ρύγχος πιπέτας, 1.250 μl, PCR Performance Tested, 500 τμχ./σακούλα | - | | Τυπικό | | 5.000 | |

| Πίνακας συμβατότητας – Ρύγχη πιπέτας | | Πιπέτες SARSTEDT | | | Πιπέτες Eppendorf® | | | Πιπέτες Eppendorf® | | | Πιπέτες Thermo® Finnpipette | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|----------------------|--|--|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|--|--------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| | | 0,1-2 µl 0,5-10 µl 2-20 µl 10-100 µl 10-200 µl 100-1.000 µl | 0,5-10 µl MC 20-200 µl MC 40-300 µl MC | | 0,1-2,5 µl 0,5-10 µl 2-20 µl 10-100 µl 50-200 µl 100-1.000 µl | 0,1-2,5 µl 0,5-10 µl 2-20 µl 10-100 µl 20-200 µl 30-300 µl MC | | 100-1.000 µl 500-5.000 µl 1-10 ml | 0,1-2,5 µl 0,5-10 µl MC 2-20 µl 2-20 µl 10-100 µl MC 20-200 µl 30-300 µl MC 100-1.000 µl 500-5.000 µl 1-10 ml | 0,5-10 µl 0,5-10 µl MC 5-100 µl 5-100 µl MC 20-300 µl 50-1.000 µl 50-1.200 µl MC 100-5.000 µl | | Xbox® 0,2-2 µl F2 0,5-5 µl F1 1-10 µl 0,5-10 µl Univ. 0,5-10 µl MC 2-20 µl Univ. 5-50 µl MC 10-100 µl Univ. 20-200 µl Univ. 50-300 µl MC 100-1.000 µl 200-1.000 µl | | | | | | | |
| Ρύγχη πιπέτας με φίλτρο | | Sarpette® M | Sarpette® M8/ Sarpette® M 12 | Eppendorf Reference® | Eppendorf Research® | | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® pro | | Xbox® | Finnpipette® Digital/F1/F2 | Finnpipette® Focus | Finnpipette® Novus | Bo Control | | | | | |
| 2,5 µl | | 70.3010.265 70.3010.285 | 70.3010.365 70.3010.385 | •• | •• | | •• | •• | | •• | •• | •• | | | | | | | |
| 10 µl | | 70.3010.255 70.3010.275 | 70.3010.355 70.3010.375 | •• | •• | | •• | •• | | •• | •• | •• | | | | | | | |
| 20 µl | | 70.3020.255 70.3020.275 | 70.3020.355 70.3020.375 | •• | •• | | •• | •• | | •• | •• | •• | | | | | | | |
| 20 µl | | 70.3030.265 70.3030.285 | 70.3030.365 70.3030.385 | •• | •• | | •• | •• | | •• | •• | •• | | | | | | | |
| 100 µl | | 70.3030.255 70.3030.275 | 70.3030.355 70.3030.375 | •• | •• | | •• | •• | | •• | •• | •• | | | | | | | |
| 200 µl | | 70.3031.255 70.3031.275 | 70.3031.355 70.3031.375 | •• | •• | | •• | •• | | •• | •• | •• | | | | | | | |
| 300 µl | | 70.3040.255 70.3040.275 | 70.3040.355 70.3040.375 | •• | •• | | •• | •• | | •• | •• | •• | | | | | | | |
| 1.000 µl | | 70.3050.255 70.3050.275 | 70.3050.355 70.3050.375 | •• | •• | | •• | •• | | •• | •• | •• | | | | | | | |
| 1.000 µl | | 70.3060.255 70.3060.275 | 70.3060.355 70.3060.375 | •• | •• | | •• | •• | | •• | •• | •• | | | | | | | |
| Ρύγχη πιπέτας χωρίς φίλτρο | | Sarpette® M | Sarpette® M8/ Sarpette® M 12 | Eppendorf Reference® | Eppendorf Research® | | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® pro | | Xbox® | Finnpipette® Digital/F1/F2 | Finnpipette® Focus | Finnpipette® Novus | Bo Control | | | | | |
| 10 µl | | 70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.205 | 70.3010.305 70.3010.100 70.3010.110 | •• | •• | | •• | •• | | •• | •• | •• | | | | | | | |
| 20 µl | | 70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.110 | 70.3020.210 70.3020.100 70.3020.110 | •• | •• | | •• | •• | | •• | •• | •• | | | | | | | |
| 200 µl | | 70.3030 70.3030.020 70.3030.200 70.3030.205 | 70.3030.305 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.110 | •• | •• | | •• | •• | | •• | •• | •• | | | | | | | |
| 250 µl | | 70.3031 70.3031.020 70.3031.200 70.3031.205 | 70.3031.305 70.3031.210 70.3031.100 70.3031.110 | •• | •• | | •• | •• | | •• | •• | •• | | | | | | | |
| 300 µl | | 70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200 | 70.3040.205 70.3040.210 70.3040.305 | •• | •• | | •• | •• | | •• | •• | •• | | | | | | | |
| 1.000 µl | | 70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110 | 70.3050.200 70.3050.205 70.3050.210 70.3050.100 70.3050.305 | •• | •• | | •• | •• | | •• | •• | •• | | | | | | | |
| 1.250 µl | | 70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200 | 70.3060.205 70.3060.210 70.3060.110 70.3060.305 | •• | •• | | •• | •• | | •• | •• | •• | | | | | | | |

- = συμβατό
- 10 = περιορισμένος όγκος πιπεταρίσματος
- X = δεν συνιστάται
- MC = Πολυκάναλη πιπέτα
- = δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος

Οι κατασκευαστές πιπέτων αναθεωρούν ή τροποποιούν τους κώδικες πιπέτων των πιπεταδίων τους στο πλαίσιο τεχνικών τροποποιήσεων. Ως εκ τούτου, οι συνθήκες μας στον πίνακα συμβατότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως αναφορά. Για να μπορέσετε να ελέγξετε τη βέλτιστη προσαρμογή και συμμετρική εξάθλιξη των ρυγών μας με την πιπέτα σας σε περίπτωση αμφιβολίας, σας παρέχουμε δωρεάν δείγματα ρυγών.

| Πίνακας συμβατότητας – Ρύξη πιπέτας | | Πιπέτες Gilson® | | | | Biohit-Sartorius® | | | | Πιπέτες | | | | Πιπέτες Brand® | | | | Πιπέτες Socorex® | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
| | | P20/200 0,2-2 µl P100/1000 1-10 µl C8/C12 1-10 µl P20/200 2-20 µl P100/1000 20-100 µl P200/2000 20-200 µl 18-20-30 µl P1000/10000 100-1000 µl P50/500/1500 50-500-1500 µl P100/10 1-10 ml | 0,5-10 µl 0,5-10 µl MC 2-20 µl 10-100 µl 20-200 µl 30-300 µl MC 100-1.000 µl 100-5.000 µl | 0,1-2,5 µl 0,5-10 µl 5-50 µl 5-50 µl MC 20-200 µl | 50-250 µl MC 50-300 µl MC 100-1.000 µl 100-5.000 µl | 0,2-10 µl 10-300 µl 50-1.000 µl 50-1.200 µl MC 100-5.000 µl | 0,1-1 µl 0,5-10 µl 2-20 µl 2-20 µl 5-50 µl 10-100 µl 20-200 µl 30-300 µl MC 25-250 µl 100-1.000 µl | 0,1-1 µl 0,5-10 µl 2-20 µl 2-20 µl 5-50 µl 10-100 µl 20-200 µl 30-300 µl MC 100-1.000 µl 1-10 ml | 0,5-10 µl 0,5-10 µl MC 2-20 µl 1-20 µl MC 20-200 µl 100-1.000 µl | 0,1-2 µl 0,5-10 µl 1-10 µl 2-20 µl 5-50 µl 10-100 µl 10-200 µl 100-1.000 µl | 0,5-10 µl MC 5-50 µl MC 20-200 µl MC | | | | | | | | | | |
| Ρύξη πιπέτας με φίλτρο | | Pipetman®/Ultra/Concept | mLine® Mechanical | Proline® | Mechanical | eLine® Electronic | Transferpette® Digital | Transferpette® S | Transferpette® Electronic | Acura® Manual Micro 825 Acura® Electro Micro 925 | Acura® Multi 855/955e | | | | | | | | | | |
| 2,5 µl | | 70.3010.265 70.3010.365 70.3010.285 70.3010.385 | ● 2,5 X | ● 2,5 ● 2,5 | ● 2,5 | ● 2,5 | X ● 2,5 ● 2,5 | X ● 2,5 ● 2,5 | ● 2,5 ● 2,5 ● 2,5 ● 2,5 | ● X | ● 2,5 | | | | | | | | | | |
| 10 µl | | 70.3010.255 70.3010.355 70.3010.275 70.3010.375 | ● X | ● ● | ● | ● | X ● 10 | X ● ● | ● ● ● ● | ● ● | ● | | | | | | | | | | |
| 20 µl | | 70.3020.255 70.3020.355 70.3020.275 70.3020.375 | ● ● | ● | ● | ● | ● ● | X | ● ● ● ● | ● ● | ● | | | | | | | | | | |
| 20 µl | | 70.3030.265 70.3030.365 70.3030.285 70.3030.385 | ● ● 20 | X X X | ● 20 ● 20 X | X X | ● ● 20 X X | ● 20 ● 20 X | ● 20 | ● ● 20 ● 20 X | ● ● X | | | | | | | | | | |
| 100 µl | | 70.3030.255 70.3030.355 70.3030.275 70.3030.375 | X ● ● | X ● 100 | ● ● 100 | X X | X X X X X | X X 100 X | ● 100 | X X ● ● 100 | ● ● 100 | | | | | | | | | | |
| 200 µl | | 70.3031.255 70.3031.355 70.3031.275 70.3031.375 | X X ● X | X ● | ● ● | X | X X X X X | X X ● X | ● 100 | X X X X ● | X ● | | | | | | | | | | |
| 300 µl | | 70.3040.255 70.3040.355 70.3040.275 70.3040.375 | X X ● ● | X ● ● | ● ● | ● | X X X ● ● | X X ● X | ● | X X X X ● | X ● | | | | | | | | | | |
| 1.000 µl | | 70.3050.255 70.3050.355 70.3050.275 70.3050.375 | ● | ● | ● | ● X | X ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 1.000 µl | | 70.3060.255 70.3060.355 70.3060.275 70.3060.375 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| Ρύξη πιπέτας χωρίς φίλτρο | | Pipetman®/Ultra/Concept | mLine® Mechanical | Proline® | Mechanical | eLine® Electronic | Transferpette® Digital | Transferpette® S | Transferpette® Electronic | Acura® Manual Micro 825 Acura® Electro Micro 925 | Acura® Multi 855/955e | | | | | | | | | | |
| 10 µl | | 70.3010 70.3010.200 70.3010.305 70.3010.210 70.3010.100 70.3010.205 70.3010.110 | ● ● X | ● ● | ● ● | ● | ● ● ● | X ● ● | ● ● ● ● | ● ● | ● | | | | | | | | | | |
| 20 µl | | 70.3020 70.3020.200 70.3020.210 70.3020.100 70.3020.100 70.3020.305 70.3020.110 | ● ● | ● | ● | ● | ● ● | ● ● | ● ● ● ● | ● ● | ● | | | | | | | | | | |
| 200 µl | | 70.3030 70.3030.020 70.3030.305 70.3030.210 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.100 70.3030.205 70.3030.110 | ● ● ● 200 | X ● X | ● ● X | X X | ● ● ● ● X X | ● ● ● ● X | ● | ● ● ● ● ● | ● ● | | | | | | | | | | |
| 250 µl | | 70.3031 70.3031.020 70.3031.305 70.3031.200 70.3031.210 70.3031.100 70.3031.100 70.3031.205 70.3031.110 | X X ● 250 | X ● | ● ● ● | ● ● 250 | X | ● ● ● ● X X | ● ● ● ● X | X X X X ● | X ● | | | | | | | | | | |
| 300 µl | | 70.3040 70.3040.100 70.3040.205 70.3040.210 70.3040.210 70.3040.110 70.3040.305 | X X ● ● | X ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | X X X ● ● | X X ● X | X X ● ● ● | X ● | | | | | | | | | | |
| 1.000 µl | | 70.3050 70.3050.020 70.3050.200 70.3050.205 70.3050.205 70.3050.030 70.3050.210 70.3050.100 70.3050.100 70.3050.110 70.3050.305 | ● | ● | ● | ● | ● X | ● ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 1.250 µl | | 70.3060 70.3060.100 70.3060.205 70.3060.110 70.3060.210 70.3060.200 70.3060.305 | ● | ● | ● | ● | ● ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |

● = συμβατό
 10 = περιορισμένος όγκος πιπεταρίσματος
 X = δεν συιστάται
 = δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος
 MC = Πολυκάναλη πιπέτα

Οι κατασκευαστές πιπέτων αναθεωρούν ή τροποποιούν τους κώδικες πιπέτων των πιπεταδίων τους στο πλαίσιο τεχνικών τροποποιήσεων. Ως εκ τούτου, οι συστάσεις μας στον πίνακα συμβατότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως αναφορά. Για να μπορέσετε να ελέγξετε τη βέλτιστη προσαρμογή και συμπεριφορά εξέλιξης των ρυθμών μας με την πιπέτα σε περίπτωση αμφιβολίας, σας παρέχουμε δωρεάν δείγματα ρυθμών.



Δείτε τώρα το βίντεο προϊόντος μας:

www.refillrevolution.tips

SARSTEDT M.E.P.E.

Christou Beka & Agiou Dimitriou
190 04 Spata

Tel: +30 210 6038274

Fax: +30 210 6038276

info.gr@sarstedt.com

www.sarstedt.com



SARSTEDT