

Agulha de segurança Safety-Multifly® sem multiadaptador

Ideal para a infusão em curto prazo e para a adaptação a conector Luer



A agulha de segurança Safety-Multifly® sem o multiadaptador pré-montado pode ser utilizada diretamente para a infusão em curto prazo, assim como para a ligação em conectores Luer.

Informações para pedidos

Ref.	Designação	Ø/comprimento	Versão	Código de cor	Comprimento do tubo flexível	Un./ embalagem interna	Un./ caixa
85.1637.201	Agulha de segurança Safety-Multifly® 20G longa sem adaptador	0,9 mm/19 mm	20G x 3/4", N° 1	amarela	240 mm	120	480
85.1637.203	Agulha de segurança Safety-Multifly® 20G curta sem adaptador	0,9 mm/19 mm	20G x 3/4", N° 1	amarela	80 mm	120	480
85.1638.201	Agulha de segurança Safety-Multifly® 21G longa sem adaptador	0,8 mm/19 mm	21G x 3/4", N° 2	verde	240 mm	120	480
85.1638.203	Agulha de segurança Safety-Multifly® 21G curta sem adaptador	0,8 mm/19 mm	21G x 3/4", N° 2	verde	80 mm	120	480
85.1640.201	Agulha de segurança Safety-Multifly® 23G longa sem adaptador	0,6 mm/19 mm	23G x 3/4", N° 16	azul	240 mm	120	480
85.1640.203	Agulha de segurança Safety-Multifly® 23G curta sem adaptador	0,6 mm/19 mm	23G x 3/4", N° 16	azul	80 mm	120	480
85.1642.201	Agulha de segurança Safety-Multifly® 25G longa sem adaptador	0,5 mm/19 mm	25G x 3/4", N° 18	laranja	240 mm	120	480

SARSTEDT Ltda.
Rodovia Marechal Rondon, km 126
Soamim
CEP 18540-000
Porto Feliz – SP
Tel: +55 11 4152 2233
Fax: +55 11 4152 3198
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com