

Automatic-Sarpette®

新デザイン～ピペッティングをさらに快適に



人間工学に基づいた新デザインで長時間の連続ピペッティングも快適に。

特長

- エルゴノミックデザインと最適な重量配分
- 片手で快適な操作
- ポンプ速度は3段階設定
- 正確な充填・排出速度を2種類のトリガーで制御
- ポジション付きシリコン製ピペットホルダーを使用しており、プラスチックやガラス製ピペットの最適なポジションを確保
- 50 ml ピペットの充填はモータ最大出力で10秒以下
- ノイズの少ないポンプモータを採用
- ニッケル・水素充電電池を採用しており最長8時間の稼働が可能
- 電池の充電状態をLED表示

オーダーインフォメーション Automatic-Sarpette®

(日本向け製品：お問い合わせください。)

Art. No.	仕様	包装単位
90.189.200	Automatic-Sarpette®、充電器(EU仕様)、テーブルスタンド、壁掛けホルダー、交換フィルター2個 (0.45 µm / 0.20 µm)	1セット / 箱
90.189.202	Automatic-Sarpette®、充電器(GB仕様)、テーブルスタンド、壁掛けホルダー、交換フィルター2個 (0.45 µm / 0.20 µm)	1セット / 箱
90.189.203	Automatic-Sarpette®、充電器(US仕様)、テーブルスタンド、壁掛けホルダー、交換フィルター2個 (0.45 µm / 0.20 µm)	1セット / 箱
90.189.204	Automatic-Sarpette®、充電器(AUS仕様)、テーブルスタンド、壁掛けホルダー、交換フィルター2個 (0.45 µm / 0.20 µm)	1セット / 箱
90.189.205	Automatic-Sarpette®、充電器(KR仕様)、テーブルスタンド、壁掛けホルダー、交換フィルター2個 (0.45 µm / 0.20 µm)	1セット / 箱

オーダーインフォメーション - Automatic-Sarpette®用交換部品

	Art. No.	仕様	包装単位
	90.189.220	Automatic-Sarpette®用交換フィルター、ポアサイズ : 0.45 µm	5 個/袋
	90.189.221	Automatic-Sarpette®用交換フィルター、ポアサイズ : 0.2 µm	5 個/袋
	90.189.222	Automatic-Sarpette®用シリコンアダプター	1 個/袋
	90.189.223	Automatic-Sarpette®用交換電池	2 個/袋

セロロジカルピペット (滅菌済)

- 高透明ポリスチレン製
- ネガティブスケールによる大容量ピペッティング
- 逆方式目盛による操作の多様性
- 汎用ピペッターに対応した吸込口
- 25 ml ピペットの吸込口にあるガイドリップはアダプタ部分接地部にしっかりとフィットします。
- パッケージ上の国際共通カラーコードによる容量識別
- 静電気除去包装で開封が容易
- 個包装*、20本入または25本入包装



* 個包装滅菌、pyrogen-free/endotoxin-free/non-cytotoxic

オーダーインフォメーション - セロロジカルピペット 1 ml、2 ml、5 ml、10 ml、25ml、50 ml

Art. No.	容量/ 目盛	仕様	カラーコード	包装単位
86.1251.001	1 ml / 1/100 ml	綿栓付、個包装滅菌	Yellow	1/1,000
86.1251.025	1 ml / 1/100 ml	綿栓付、滅菌、25本入	Yellow	25/1,000
86.1252.001	2 ml / 1/100 ml	綿栓付、個包装滅菌	Green	1/1,000
86.1252.025	2 ml / 1/100 ml	綿栓付、滅菌、25本入	Green	25/1,000
86.1253.001	5 ml / 1/10 ml	綿栓付、個包装滅菌	Blue	1/500
86.1253.025	5 ml / 1/10 ml	綿栓付、滅菌、25本入	Blue	25/500
86.1254.001	10 ml / 1/10 ml	綿栓付、個包装滅菌	Orange	1/500
86.1254.025	10 ml / 1/10 ml	綿栓付、滅菌、25本入	Orange	25/500
86.1685.001	25 ml / 2/10 ml	綿栓付、個包装滅菌	Red	1/200
86.1685.020	25 ml / 2/10 ml	綿栓付、滅菌、20本入	Red	20/200
86.1256.001	50 ml / 1/2 ml	綿栓付、個包装滅菌	Purple	1/90

ザルスタット株式会社
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-16-11
内神田渋谷ビル 8階
Tel: +81 3 3526 3530
Fax: +81 3 3526 0870
info.jp@sarstedt.com
www.sarstedt.com