

S-Monovette® Suero gel LightPROTECT

Protección contra la luz - desde la extracción de sangre hasta el archivo



- Protección contra la luz desde el principio
- Protección contra la luz en el rango UV
- Un entorno de trabajo más sostenible, ya no se requiere papel de aluminio
- Identificación de la muestra sencilla gracias a la fácil detección y lectura de la etiqueta
- Preanalítica adecuada a los procesos

Con la S-Monovette® Suero gel LightPROTECT ya no será necesario envolver la muestra, por ejemplo con papel de aluminio. Se mantiene la legibilidad directa y con ella la cómoda identificación de muestras habitual. Esto también fomenta la sostenibilidad en el lugar de trabajo, ya que ahorra recursos (papel de aluminio).

Se garantiza protección contra la luz en el rango UV relevante (190 nm – 380 nm). La translucidez en este rango es inferior al 1 % de media.




Fig. 1: Transmisión de la pared de la S-Monovette® Suero gel LightPROTECT



Referencia	Preparación	Volumen	Longitud / Ø	Presentación
04.1925.003	S-Monovette® Suero gel LightPROTECT	4,0 ml	75x13 mm	500/caja externa 50/caja interna

SARSTEDT S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoriol
08430 La Roca del Vallès
Tel: +34 93 846 41 03
Fax: +34 93 846 39 78
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com