

# S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT

Защита от света — от взятия крови  
до архивирования



- Защита от света с самого начала
- Защита от света во всем диапазоне ультрафиолетового излучения
- Повышение уровня экологичности на рабочем месте благодаря отсутствию необходимости в использовании алюминиевой фольги
- Привычное удобство идентификации образцов благодаря информации, указанной на этикетке
- Преаналитика, адаптированная к рабочему процессу

Использование S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT позволяет избежать необходимости заворачивать пробирки с образцами крови (например, в алюминиевую фольгу). При этом этикетка видна и читабельна, что обеспечивает уже привычно удобную идентификацию образцов. Кроме того, появляется возможность повысить уровень экологичности на рабочем месте благодаря экономии ресурсов (алюминиевой фольги).

Защита от света обеспечивается в соответствующей области УФ-излучения (190–380 нм). Средняя светопропускаемость в этом диапазоне составляет менее 1 %.




Рис. 1: Пропускание света через стенку пробирки S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT



Кат. №	Добавка	Объем	Высота / Ø	Упаковка
04.1925.003	S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT	4,0 мл	75 x 13 мм	500 шт./коробка 50 шт./внутр. карт. уп.

ООО «САРШТЕДТ»  
198517, Россия,  
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,  
ул. Новые Заводы, д. 58, корп. 4, стр.1  
Тел: +7 495 937 52 28  
info.ru@sarstedt.com  
www.sarstedt.com