

# S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT

Protezione dalla luce: dal prelievo  
del sangue all'archiviazione



- Protezione dalla luce fin dall'inizio
- Protezione dalla luce nell'intervallo UV
- Più sostenibilità sul posto di lavoro grazie all'eliminazione dei fogli di alluminio
- Identificazione comoda dei campioni grazie alle etichette sempre leggibili
- Conformità della fase preanalitica

Con la S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT non è più necessario avvolgere il campione di sangue ad esempio con un foglio di alluminio. Viene mantenuta la leggibilità diretta e quindi la consueta comodità di identificazione del campione. È anche possibile dare un semplice contributo e una maggiore sostenibilità sul posto di lavoro risparmiando risorse (fogli di alluminio).

La protezione dalla luce è garantita nell'intervallo UV pertinente (190 nm - 380 nm). La trasmissione della luce in quest'intervallo è, in media, inferiore all'1%.




Fig. 1 Trasmissione della parete della provetta S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT



Codice articolo	Preparazione	Volumi	Lunghezza / Ø	Confezione
04.1925.003	S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT	4,0 ml	75x13 mm	500/ scatola 50/ scatola interna

SARSTEDT S.r.l.  
Via Leonardo Da Vinci, 97  
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  
Tel: +39 02 38292413  
Fax: +39 02 38292380  
info.it@sarstedt.com  
www.sarstedt.com