

Verpackungsumstellung 50 ml Röhren



Vorteile:

- Komfortabler Druckverschluss für hygienisches Wiederverschließen
- Originalitätsverschluss für sichere Versiegelung
- Gerichtete Verpackung für eine komfortable Entnahme

Bestellinformation

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verschluss- farbe	Zertifizierung	Stk./Innen- verpackung	Stk./Karton
62.547.254	Röhre, 50 ml, 114x28 mm, konisch, PP	■	DNA-frei, DNase/RNase-frei, pyrogenfrei/ endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, steril	25	300
62.547.274	Röhre, 50 ml, 114x28 mm, konisch, PP	☒	DNA-frei, DNase/RNase-frei, pyrogenfrei/ endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, steril	25	300
62.548.004	Röhre, 50 ml, 114x28 mm, konisch, PP	■	DNA-frei, DNase/RNase-frei, pyrogenfrei/ endotoxinfrei, nicht zytotoxisch	25	300

Verfügbar ab Januar 2022