

# HENm / HENm Cart

Ειδική για τον ασθενή επισήμανση των S-Monovette® πριν την αιμοληψία



## Tube Labeler (σύστημα επισήμανσης σωληναρίων) HENm (συσκευή πάγκου) και HENm Cart (κινητή εκδοχή)

- Παροχή επισημασμένων ειδικά για τον ασθενή S-Monovette σύμφωνα με τις πληροφορίες από το HIS ή το LIS
- 1 Σετ ανά ασθενή με πρόσθετες ετικέτες και εκτύπωση τεκμηρίωσης
- Καμία εσφαλμένη επισήμανση, δεν λείπουν σωληνάρια
- Οι τέλεια τοποθετημένες ετικέτες διασφαλίζουν την αξιοπιστία της διαδικασίας στο εργαστήριο

## Αξιοπιστία της διαδικασίας από τη συλλογή αίματος έως το εργαστήριο

Η χειροκίνητη επισήμανση των σωληναρίων συλλογής αίματος αποτελεί πηγή ασφαλείας. Οι ετικέτες μπορεί να είναι κακώς τοποθετημένες, προκαλώντας διαταραχές κατά την ανάλυση στο εργαστήριο, οι ετικέτες μπορεί να τοποθετηθούν σε λάθος σωληνάριο (λάθος κωδικός υλικού) ή τα σωληνάρια μπορεί να ξεχαστούν, καθιστώντας αναγκαία την εκ νέου εντολή, χάνοντας πολύτιμο χρόνο.

Τα HENm και HENm Cart παρέχουν πλήρη σετ ασθενούς με τέλεια επισημασμένα S-Monovette. Η εφαρμογή στο νοσοκομείο ή στα εξωτερικά ιατρεία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κεντρική τοποθεσία ή κινητά απευθείας στον ασθενή. Οι πληροφορίες από το HIS (Νοσοκομειακό Σύστημα Πληροφοριών) ή το LIS (Εργαστηριακό Σύστημα Πληροφοριών) καθορίζουν ποια S-Monovette απαιτούνται. Μπορούν επίσης να εκτυπωθούν ετικέτες για πρόσθετους περιέκτες δειγμάτων, π.χ. δοχεία συλλογής ούρων, στείλους επιχρίσματος κ.λπ., και να συμπεριληφθούν στο σετ. Μια εκτύπωση τεκμηρίωσης συνοψίζει τις πληροφορίες και ολοκληρώνει τη διαδικασία.

Με τον ενσωματωμένο αναμείκτη κύλισης, το HENm Cart διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα του υλικού του δείγματος. Τα σωληνάρια αναμειγνύονται αμέσως μετά τη συλλογή αίματος. Η ενσωματωμένη μπαταρία τροφοδοτεί με ασφάλεια το HENm, τον αναμείκτη κύλισης και τον υπολογιστή με ρεύμα κατά τη διάρκεια της περιήγησης στο τμήμα.



Δίσκος με σετ ασθενούς



Αναμείκτης κύλισης στο HENm Cart



Εκτύπωση τεκμηρίωσης

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

	Tube Labeler (σύστημα επισήμανσης σωληναρίων) HENm	Tube Labeler (σύστημα επισήμανσης σωληναρίων) HENm Cart (κινητή εκδοχή)
<b>ΚΩΔ. SARSTEDT</b>	90.191.450	90.191.451
<b>Διεκπεραιωτική ικανότητα</b>	έως 1.400 σωληνάρια/ώρα, περ. 900/ώρα σε λειτουργία ρουτίνας	έως 1.400 σωληνάρια/ώρα, περ. 900/ώρα σε λειτουργία ρουτίνας
<b>Τύποι S-Monovette®</b>	Διάμετρος: 11–16 mm Μήκος: 75–129 mm (συμπεριλ. πώματος και ράβδου εμβόλου)	Διάμετρος: 11–16 mm Μήκος: 75–129 mm (συμπεριλ. πώματος και ράβδου εμβόλου)
<b>Αριθμός τύπων S-Monovette®</b>	μέγ. 14	μέγ. 14
<b>Χωρητικότητα θήκης</b>	μέγ. 140	μέγ. 140
<b>Τροφοδότηση σωληναρίων</b>	τοποθετημένα στον φορέα, ευθυγραμμισμένα	τοποθετημένα στον φορέα, ευθυγραμμισμένα
<b>Έκδοση σετ</b>	ανοικτός δίσκος	ανοικτός δίσκος
<b>Μέθοδος εκτύπωσης</b>	Άμεση θερμική	Άμεση θερμική
<b>Μέγεθος ετικέτας</b>	45 x 30 mm	45 x 30 mm
<b>Τύπος γραμμωτού κώδικα</b>	όλοι οι συνήθειες 1-D, Data Matrix	όλοι οι συνήθειες 1-D, Data Matrix
<b>Πρόσθετος εκτυπωτής (ενσωματωμένος)</b>	για επιπλέον ετικέτες	για επιπλέον ετικέτες
<b>Αναγνώριση τύπου σωληναρίου</b>	ναι	ναι
<b>Αναγνώριση πρωτογενούς ετικέτας</b>	ναι	ναι
<b>Επαναφορτιζόμενη μπαταρία για ανεξάρτητη τροφοδοσία</b>	όχι	ναι – 13 ώρες αναμονής
<b>Ενσωματωμένος αναμείκτης</b>	όχι	ναι – αναμείκτης κύλισης για 4 σωληνάρια, 24 U/min
<b>Διαστάσεις Π x Β x Υ</b>	199x599x396 mm	599x845x920 mm
<b>Βάρος</b>	20 kg	55 kg

SARSTEDT Μ.Ε.Π.Ε.  
Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου  
190 04 Σπάτα Αττικής  
Τηλ. +30 210 6038274  
Fax +30 210 6038276  
info.gr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com