



Bestellübersicht pre-Barcode









































EU-Farbcode

Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
 Serum	04.1934.088	001	4,9	90mm x 13mm	
	04.1943.088	003	2,7	75mm x 13mm	
	01.1601.088	005	7,5	92mm x 15mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
 Serum Gel	04.1923.088	007	2,7	75mm x 13mm	
	04.1925.088	008	4,0	75mm x 13mm	
	04.1935.088	009	4,9	90 mm x 13mm	
	01.1602.088	010	7,5	92mm x 15mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
 EDTA K3	04.1901.088	011	2,6	65mm x 13mm	
	04.1951.088	013	1,8	65mm x 13mm	
	04.1917.088	049	2,7	75mm x 13mm	
	04.1921.088	051	4,0	75mm x 13mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
 Citrat 1:10	04.1902.088	015	2,9	65mm x 13mm	
	04.1919.088	017	3,0	75mm x 13mm	
	04.1955.088	019	1,8	75mm x 13mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
 Fluorid	04.1918.088	021	2,7	75mm x 13mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
 Fluorid/Citrat	04.1945.288	023	3,1	75mm x 13mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
 Lithium Heparin	04.1929.088	024	2,7	75mm x 13mm	
	04.1936.088	026	4,9	90mm x 13mm	
	01.1604.088	032	7,5	92mm x 15mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
 Lithium Heparin Gel	01.1634.088	036	7,5	92mm x 15mm	
	04.1940.088	038	4,9	90mm x 13mm	
	04.1928.088	040	2,7	75mm x 13mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
 Lithium Heparin Gel*	04.1953.088	028	4,0	75mm x 13mm	
	04.1954.088	030	4,9	90mm x 13mm	
	04.1952.088	034	2,7	75mm x 13mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
 Urin-Monovette® ohne Präparierung	10.252.088	042	10,0	102 mm x 15mm	
	10.252.388*	043	10,0	102 mm x 15mm	
	10.258.088	046	8,5	92 mm x 15mm	
	10.258.388*	047	8,5	92 mm x 15mm	
	10.250.088	048	3,2	75 mm x 13mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
 Urin-Monovette® mit Borsäure	10.253.088	044	10,0	102 mm x 15mm	
	10.253.388*	045	10,0	102 mm x 15mm	

* einzeln steril verpackt

ISO-Farbcode

Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
Serum 	04.1934.288	002	4,9	90mm x 13mm	
	04.1943.288	004	2,7	75mm x 13mm	
	01.1601.288	006	7,5	92mm x 15mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
Serum Gel 	04.1923.088	007	2,7	75mm x 13mm	
	04.1925.088	008	4,0	75mm x 13mm	
	04.1935.088	009	4,9	90 mm x 13mm	
	01.1602.088	010	7,5	92mm x 15mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
EDTA K3 	04.1901.288	012	2,6	65mm x 13mm	
	04.1951.288	014	1,8	65mm x 13mm	
	04.1917.288	050	2,7	75mm x 13mm	
	04.1921.288	052	4,0	75mm x 13mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
Citrat 1:10 	04.1902.288	016	2,9	65mm x 13mm	
	04.1919.288	018	3,0	75mm x 13mm	
	04.1955.288	020	1,8	75mm x 13mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
Fluorid 	04.1918.288	022	2,7	75mm x 13mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
Fluorid/Citrat 	04.1945.288	023	3,1	75mm x 13mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
Lithium Heparin 	04.1929.288	025	2,7	75mm x 13mm	
	04.1936.288	027	4,9	90mm x 13 mm	
	01.1604.288	033	7,5	92mm x 15 mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
Lithium Heparin Gel 	01.1634.288	037	7,5	92mm x 15mm	
	04.1940.288	039	4,9	90mm x 13mm	
	04.1928.288	041	2,7	75mm x 13mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
Lithium Heparin Gel* 	04.1954.288	031	4,9	90mm x 13mm	
	04.1953.288	029	4,0	75mm x 13mm	
	04.1952.288	035	2,7	75mm x 13mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
Urin-Monovette® ohne Präparierung 	10.252.088	042	10,0	102 mm x 15 mm	
	10.252.388*	043	10,0	102 mm x 15 mm	
	10.258.088	046	8,5	92 mm x 15 mm	
	10.258.388*	047	8,5	92 mm x 15 mm	
	10.250.088	048	3,2	75 mm x 13 mm	
Präparierung	Bestell-Nr. Pre-Barcode	Präfix	Volumen (ml)	Länge/Ø	Farbcode Kappe/Etikett
Urin-Monovette® mit Borsäure 	10.253.088	044	10,0	102 mm x 15 mm	
	10.253.388*	045	10,0	102 mm x 15 mm	

* einzeln steril verpackt

SARSTEDT AG & Co. KG

Postfach 12 20
D-51582 Nümbrecht

Tel.: +49 2293 305 0
Fax: +49 2293 305 3450

Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0

info@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Aufbau des eindeutigen Barcodes

Präfix zur eindeutigen Unterscheidung der Probenröhre

Eindeutige Barcode-Nummerierung zur verwechslungsfreien Zuordnung zum Patientenauftrag

Eingedruckte Artikelnummer, Charge und Haltbarkeit zur visuellen Kontrolle

S-Monovette® Serum Gel CAT/4.9ml

00901000001

REF 04.1935.088 STERILE R IVD CE

LOT 1234567 XXXX-XX

F404030



Ergänzende Produktinformationen wie Artikelnummer, Bezeichnung, Präparierung, Charge oder Haltbarkeit sind mit dem Barcode verknüpft. Durch den SARSTEDT WebService liegen diese produktbezogenen Informationen digital vor.

Entdecken Sie die 360° Lösungen für Ihre Präanalytik von SARSTEDT



workflow.sarstedt.com