





Získejte čas

Optimální kvalita vzorků. Okamžitý transport. Chytrý pracovní postup.



Užitek pro všechny.



S-Monovette®

Optimalizuje kvalitu vzorků díky aspirační metodě. Snižte míru hemolýzy.



Jeden systém, dvě metody

S-Monovette® spojuje aspirační a vakuovou metodu do jednoho systému.



Tempus600®

Jednoduše, přímo a bezpečně přepravuje zkumavky se vzorky do laboratoře. Snižte celkovou dobu zpracování (ToTAT).

Snižte míru hemolýzy

Silně hemolytické vzorky zkreslují laboratorní hodnoty a jejich důsledkem může být nutnost opakovaného odběru vzorků. Aspirační metoda systému S-Monovette® může výrazně snížit míru hemolýzy a optimalizovat kvalitu vzorků.

Zejména na jednotkách intenzivní péče nebo na pohotovostních odděleních je zvláště spolehlivá kvalita vzorků rozhodující.



Aspirační metoda – řešení pro všechny stavy žil

Díky aspirační metodě nabízí systém S-Monovette® optimální řešení pro každého pacienta – ať už mladého nebo starého, zdravého nebo těžce nemocného – tedy pro všechny stavy žilního systému.

Kromě aspirační metody nabízí duální systém S-Monovette® i konvenční vakuovou metodu odběru krve.



Šetřete drahocenné zdroje a CO₂e*

Prostorově úsporný design jehel S-Monovette® a trvale udržitelné kartonové balení snižují náklady na likvidaci a objem odpadu.

Na výrobu systému S-Monovette® je zapotřebí o 32 % méně materiálu ve srovnání s vakuovými systémy.

Ve srovnání s vakuovými systémy se při 200 odběrech krve za den – počítáno na rok – ušetří tolik CO₂e, kolik může pojmout 116 stromů za rok.



Získejte čas díky optimální kvalitě vzorků

Snížení nákladů na čas, personál a materiál díky systému S-Monovette®



Ze stanice přímo do laboratoře


Díky systému Tempus600® urychlíte transport vzorků, a tím zkrátíte celkovou dobu zpracování (ToTAT) klinických vzorků a optimalizujete celou preanalytickou fázi pracovního postupu.

To umožňuje rychlejší rozhodování, která mohou přispět k lepší péči o pacienty. Tempus600® zkracuje vzdálenost mezi laboratořmi a stanicemi.

Jeden dotyk a jdeme na to

Tempus600® má intuitivní ovládání a jeho použití je vysoce efektivní. Díky kapacitě až 1 250 vzorků/hodinu může významně odlehčit stávajícím transportním systémům.

Systém lze instalovat během dvou týdnů bez stavebních změn.



Od vyžádání testu po výsledek analýzy – **získejte čas díky kratším celkovým dobám zpracování (ToTAT)**

Zjistěte více o synergii systémů S-Monovette® a Tempus600®



s-monovette-tempus600.sarstedt.com

Společně ještě lepší:

S-Monovette® & Tempus600®

Bezpečné. Rychlé. Udržitelné.

Zjistěte více o synergii systémů S-Monovette® a Tempus600®



s-monovette-tempus600.sarstedt.com

Zejména kritické oblasti, jakými jsou např. pohotovostní oddělení, potřebují spolehlivá řešení



- ✓ Bezpečné díky vysoké a spolehlivé kvalitě vzorků
- ✓ Rychlé díky přímému a předvídatelnému transportu vzorků
- ✓ Udržitelné díky včasné preanalytické fázi pracovního postupu

Profitujte ze systému S-Monovette®

- Snižte náklady na čas, personál a materiál minimalizací míry hemolýzy
- Využijte výhod duálního systému pro všechny stavy žil
- Snižte výrazně emise CO₂e, objem odpadu a náklady na likvidaci

Profitujte ze systému Tempus600®

- Zkraťte celkovou dobu zpracování (ToTAT) klinických vzorků
- Ušetřete drahocenný čas svého personálu díky jednoduchému a přímému transportu vzorků a odlehčete stávajícím transportním systémům
- Udělejte další krok směrem k laboratorní automatizaci


Preanalytical Workflow made by SARSTEDT

Využijte synergie našich vzájemně sladěných systémů.

Objevte 360° řešení pro preanalytický systém firmy SARSTEDT



workflow.sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG

Pod Pekárnami 338/12
190 00 Praha 9

Tel: +420 281 021 491

Fax: +420 281 021 495

Zákaznický servis Německo

Telefon 0800 0 83 305 0

info.cz@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Další informace, videa
a poradenství:
[s-monovette-tempus600.
sarstedt.com](mailto:s-monovette-tempus600.sarstedt.com)

Máte-li jakékoli dotazy:
Rádi vám pomůžeme!

Navštivte rovněž naše internetové stránky: www.sarstedt.com