


De nieuwe generatie diepwellplaten

Betere kwaliteit, geoptimaliseerd design
en meer opties



Uitstekende performance bij alle standaardtoepassingen

De nieuwe diepwellplaten van SARSTEDT bieden een uitstekende performance bij alle soorten standaardtoepassingen.

Ze zijn perfect om monsters:

- te behandelen
- te centrifugeren
- te transporteren
- te bewaren en te mengen



De volledig geoptimaliseerde geometrie biedt vele features:

- Maximale inhoud bij gering materiaalgebruik
- Verbeterde monstermenging, alsook geoptimaliseerde monsterrecuperatie
- Kan veilig worden gestapeld, daarom duidelijk verbeterde opslagcapaciteit,
- luchtsluizen om bevroren monsters in het waterbad te ontdoien

Natuurlijk leveren we de producten – ready to use – gecertificeerd volgens onze hoge zuiverheidsstandaard PCR Performance Tested (vrij van menselijk en bacterieel DNA, DNases, RNases en PCR-remmers).

Diepwellplaten & tip comb geschikt voor de geautomatiseerde monsterisolatie

Aangezien moderne laboratoriumtechnologie terecht hoge eisen stelt aan de bijbehorende verbruiksmaterialen, ondersteunt de nieuwe generatie diepwellplaten de geautomatiseerde monsterisolatie op KingFisher™ en vele andere monsterisolatieapparaten*.

Benaming	Kleur	Zuiverheid	Materiaal	Verpakking	Bestelnr.
Diepwellplaat, V-bodem, 2,2 ml*	transparant		PP	4 stuks/zak en 24 stuks/karton	82.1972
Tip comb**	transparant		PP	2 stuks/zak en 20 stuks/karton	82.1972.800

* Compatibele systemen: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Apex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Duo Prime (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen), Chemagic™ Prime™ (PerkinElmer), AKTA avant (Cytiva)

** Compatibele systemen: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen)

Diepwellplaten

Benaming	Kleur	Zuiverheid	Materiaal	Verpakking	Bestelnr.
Diepwellplaat, ronde bodem, 0,5 ml	transparant	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-inhibitorvrij, pyrogeenvrij/endotoxinevrij	PP	7 stuks/zak en 56 stuks/karton	82.1969.002
Diepwellplaat, ronde bodem, 1,2 ml	transparant		PS	4 stuks/zak en 32 stuks/karton	82.1970.002
Diepwellplaat, ronde bodem, 1,2 ml	transparant		PP	4 stuks/zak en 24 stuks/karton	82.1971.002

Afsluitfolie

Benaming	Kleur	Zuiverheid	Doorprikbaar	Verpakking	Bestelnr.
Adhesief aluminium folie	aluminium	DNase-/RNase-vrij	ja	100 stuks/zak	95.1995
Adhesieve afsluitfolie	transparant	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-inhibitorvrij, pyrogeenvrij/endotoxinevrij	nee	100 stuks/zak	95.1992

Afsluitmat voor diepwellplaten

Benaming	Kleur	Zuiverheid	Verpakking	Bestelnr.
Afsluitmat, voor diepwellplaten 0,5 ml en 1,2 ml	transparant	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-inhibitorvrij, pyrogeenvrij/endotoxinevrij	10 stuks/zak en 50 stuks/karton	95.1990.002
Afsluitmat, voor diepwellplaten 2,2 ml	transparant		10 stuks/zak en 250 stuks/karton	95.1991.002

SARSTEDT BV
 Uitbreidingsstraat 84/3
 2600 Berchem
 Tel +32 3 541 76 92
 Fax +32 3 541 81 03
 info.be@sarstedt.com
 www.sarstedt.com

SARSTEDT B.V.
 Penningweg 29
 4879 AE Etten-Leur
 Tel: +31 76 501 75 50
 Fax: +31 76 501 76 26
 info.nl@sarstedt.com
 www.sarstedt.com