


# Nová generace destiček Deep Well

Vylepšená kvalita, optimalizovaný design  
a více možností



## Skvělý výkon při všech standardních aplikacích

Nové destičky Deep Well od firmy SARSTEDT nabízejí skvělý výkon při všech standardních aplikacích.

### Skvěle se hodí pro:

- přípravu vzorků
- centrifugaci vzorků
- přepravu vzorků
- skladování a míchání vzorků

## Kompletně optimalizovaná geometrie nabízí řadu vlastností:



- maximální objem při nízké spotřebě materiálu
- lepší promíchání vzorků i optimalizované zpětné získávání vzorků
- bezpečně stohovatelné a díky tomu výrazně lepší skladovací kapacita
- vzduchové komůrky pro rozmrazování zmrazených vzorků ve vodní lázni

Samozřejmostí je, že produkty – ready to use – dodáváme certifikované v souladu s naším vysokým standardem čistoty PCR Performance Tested (bez přítomnosti lidské a bakteriální DNA, DNázy, RNázy a inhibitorů PCR).

## NOVINKA

### Destičky Deep Well vhodné pro automatizovanou izolaci vzorků

Protože moderní laboratorní technika klade vskutku vysoké nároky na související spotřební materiály, podporuje nová generace destiček Deep Well automatizovanou izolaci vzorků ve vaší laboratoři na přístroji KingFisher™ a mnoha dalších přístrojích pro izolaci vzorků.

Název	Barva	Čistota	Materiál	Balení	Objednací č.
Destička Deep Well, dno ve tvaru V, 2,2 ml	transparentní		PP	4 kusy / sáček a 24 kusů / karton	<b>82.1972</b>
Hrotový hřeben	transparentní		PP	2 kusy / sáček a 20 kusů / karton	<b>82.1972.800</b>

\* Kompatibilní systémy: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Apex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Duo Prime (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen), Chemagic™ Prime™ (PerkinElmer)

### Destičky Deep Well

Název	Barva	Čistota	Materiál	Balení	Objednací č.
Destička Deep Well, kulaté dno, 0,5 ml	transparentní	bez přítomnosti DNA/DNázy/RNázy	PP	7 kusů / sáček a 56 kusů / karton	<b>82.1969.002</b>
Destička Deep Well, kulaté dno, 1,2 ml	transparentní	bez přítomnosti DNA/DNázy/RNázy, inhibitorů PCR, pyrogenů/ endotoxinů	PS	4 kusy / sáček a 32 kusů / karton	<b>82.1970.002</b>
Destička Deep Well, kulaté dno, 1,2 ml	transparentní	bez přítomnosti DNA/DNázy/RNázy, inhibitorů PCR, pyrogenů/ endotoxinů	PP	4 kusy / sáček a 24 kusů / karton	<b>82.1971.002</b>

### Uzavírací fólie

Název	Barva	Čistota	Propichovatelná	Balení	Objednací č.
Adhezivní hliníková fólie	hliník	bez přítomnosti DNázy/RNázy	ano	100 kusů / sáček	<b>95.1995</b>
Adhezivní uzavírací fólie	transparentní	bez přítomnosti DNA/DNázy/RNázy, inhibitorů PCR, pyrogenů/ endotoxinů	ne	100 kusů / sáček	<b>95.1992</b>

### Uzavírací podložka pro destičky Deep Well

Název	Barva	Čistota	Balení	Objednací č.
Uzavírací podložka, pro destičky Deep Well 0,5 ml a 1,2 ml	transparentní	bez přítomnosti DNA/DNázy/RNázy	10 kusů / sáček a 50 kusů / karton	<b>95.1990.002</b>
Uzavírací podložka, pro destičky Deep Well 2,2 ml	transparentní	bez přítomnosti DNA/DNázy/RNázy, inhibitorů PCR, pyrogenů/ endotoxinů	10 kusů / sáček a 250 kusů / karton	<b>95.1991.002</b>

SARSTEDT spol. s r.o.  
Pod Pekárnami 338/12  
190 00 Praha 9  
Tel: +420 281 021 491  
Fax: +420 281 021 495  
info.cz@sarstedt.com  
www.sarstedt.com