



Suave com os animais

Bom para o animal,
perfeito para sua prática!



SARSTEDT

Tratando bem os animais



“Nós usamos S-Monovette® em cães grandes. Com ele, nós enchemos os tubos de amostra apenas com uma mão de maneira simples e limpa.”



“O uso da Agulha Multifly® é um grande alívio para mim. Uma vez puncionado, eu tenho tempo suficiente para encher os tubos de amostra necessários.”



“Nós chamamos o Multivette® de o ‘sugador’. Nós simplesmente o conectamos na agulha luer e conseguimos, assim, enquanto estamos na veia, encher também dois ou três tubos com sangue.”

- ✓ Seguro
- ✓ Econômico
- ✓ Higiênico

Como empresa inovadora com décadas de experiência em pré-análise humana, a SARSTEDT oferece uma variedade de soluções que também provaram ser eficientes na medicina veterinária e que dão ênfase à higiene, facilidade de uso e ao bem-estar do animal.

Com os tubos de coleta de sangue da linha S-Monovette®, definimos padrões de higiene para coleta fechada de sangue venoso em animais domésticos, como cães e gatos. Oferecemos também, soluções adequadas para coleta de amostra para necessidades específicas em pequenos pacientes, como pequenos mamíferos, pássaros ou répteis.

Teste nossos sofisticados sistemas e comprove as inúmeras vantagens práticas para seu trabalho diário.


Coleta de sangue em animais com a SARSTEDT. Bom para o animal, perfeito para sua prática.

Pré-análise pela SARSTEDT

A grande vantagem da coleta de sangue com um S-Monovette® é que o sangue pode ser coletado diretamente no recipiente de amostra apropriado.

Nenhuma seringa descartável adicional é necessária para transferir a amostra de sangue para outros tubos. Isto economiza recursos e torna a coleta de sangue mais segura e higiênica do que opções alternativas de coleta de sangue.

Embalagens de papelão mais sustentáveis também minimizam os custos de descarte e o volume de resíduos.



“Quando eu só consigo algumas gotas de sangue, a micro-agulha me ajuda a extrair o máximo possível da coleta: ela impede a coagulação na abertura da cânula.”

Para cada animal, a solução ideal: juntos em nome do bem-estar animal.

No seu consultório veterinário entram pacientes dos mais diversos tipos e que têm suas necessidades individuais. A SARSTEDT oferece soluções adequadas para a pré-análise na medicina veterinária.

- O S-Monovette®: coleta de sangue segura, econômica e higiênica em animais domésticos grandes;
- O Multivette®: coleta de sangue simples e delicada em animais domésticos pequenos apenas através da pressão venosa;
- A microa-agulha: pegar cada gota de maneira segura também em animais especialmente sensíveis, por ex.: utilizando um microtubo de amostra ou um Microvette®;
- Muitos outros sistemas e produtos individuais úteis abrangendo toda a área de coleta de amostras de sangue, de urina e fecal.


Mais sobre o Cuidado da Saúde do Animal na SARSTEDT



animalhealthcare.sarstedt.com



Coleta fechada de sangue venoso em animais grandes





"Hoje eu fui de novo ao médico, mas desta vez foi diferente: Tudo correu bem tranquilamente."

Antes, eu apenas recebia uma agulhada na perna e um fluido vermelho espirrava para todo canto. Hoje foi tudo bem rápido e sem qualquer outra coisa de errado ter acontecido. Deve ser o novo equipamento do médico.

Por mim, poderia ser assim sempre!"

Lucky, Cão-Boxer



O sistema **dual** do S-Monovette® permite uma coleta de sangue fechada, usando duas técnicas.

A técnica de aspiração facilita a coleta de sangue ajustada ao fluxo sanguíneo, tornando-o mais suave.

Para fluxos de sangue mais intensos, há alternativa de se utilizar a técnica de vácuo convencional.

Transforme a consulta ao veterinário em uma experiência positiva para seus pacientes e seus donos.



O sistema de coleta de sangue sustentável

Comparado com tubos a vácuo comum, o S-Monovette® é um sistema mais sustentável.

O grande benefício do S-Monovette® é que você pode coletar diversas amostras em sequência sem precisar passar o sangue para outro tubo. O preparo desejado estará disponível em diversos S-Monovette®.

Os custos de descarte e o volume de resíduos são reduzidos graças ao design compacto dos produtos e à embalagem de papelão sustentável.

Além disso, cerca de um terço a menos de material é necessário para fabricar um S-Monovette® em comparação com um tubo a vácuo comercialmente comum.

Experimente agora gratuitamente!



animalhealthcare.sarstedt.com

O S-Monovette®

Uma agulha de segurança operada com uma mão

Conexão segura e hermética com um adaptador pré-montado.

Durante a punção venosa bem-sucedida é possível a verificação do sangue dentro do S-Monovette® ou na cânula do Safety-Multifly®.

O S-Monovette® pode ser adquirido para quantidades de sangue de 1,2 a 4,5 ml em diversas preparações.

Coleta suave através da técnica de aspiração.




Além disso, o S-Monovette® também pode ser usado com Safety-Multifly®.

Coleta tranquila de sangue venoso em animais pequenos




Drenagem bem-sucedida em animais particularmente sensíveis



"Oi pessoal! A moça estava preocupada porque eu não estava me sentindo bem há alguns dias. A minha veterinária tirou meu sangue para descobrir o motivo. Ela tinha uma cânula especial para mim, mal espetava. Na verdade, eu não senti nada.

A moça também estava mais tranquila do que normalmente. Isso com certeza foi porque tudo foi muito rápido: ela não aguenta ver sangue..."

Coco, Cadela-Chihuahua



O Multivette® 600 foi projetado e preparado para pequenas quantidades de sangue de 600 µl. A coleta é feita em uma condição quase fechada e utiliza pressão venosa natural. Isso faz com que a coleta seja especialmente simples e suave.

A coleta de amostra pode ser centrifugada diretamente no Multivette® 600. Isso facilita a coleta de sangue em pequenos animais e economiza tempo.

Devido ao diâmetro interno menor, a pipetagem após a centrifugação é extremamente fácil. Além disso, a amostra pode ser lacrada com segurança e enviada para o laboratório veterinário.

O Multivette® 600

O tubo interno, com seu design especial, é auto-preenchível devido à pressão venosa e ao efeito capilar.

Diversas preparações para amostras de sangue de 600 µl


A micro-agulha com microtubos de amostra ou Microvette®

Características de fluxo ideais

Perda mínima de sangue sem volume residual no acessório

O enchimento direto evita a perda de sangue em caso de transferência de recipiente

Flexibilidade devido a diversos volumes e preparações




"Hoje meu abridor de lata me enfiou de novo nessa caixa e me sequestrou. Quando eu finalmente fui libertado, começaram a fazer carinho em mim.

Então, aconteceu algo mágico: Colocaram algo branco no meu pelo que virou vermelho, me fizeram mais carinho e me deixaram ir para casa. Não foi nada mal."

Bella, Gato-de-bengala

*Abridor de lata significa "humano" no mundo dos gatos



Experimente agora gratuitamente!



animalhealthcare.sarstedt.com

SARSTEDT Ltda.

Rodovia Marechal Rondon, km 126 Avecuia
CEP 18546-412 Porto Feliz – SP

Tel: +55 11 4152 2233

Atendimento ao cliente na Alemanha

Telefone +49 (0)800 0 83 305 0

info.br@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Mais informações e amostras grátis
para teste em:
animalhealthcare.sarstedt.com

Em caso de dúvidas:
Teremos prazer em ajudar!

Visite o nosso site: www.sarstedt.com



SARSTEDT