

Nel rispetto degli animali

Buono per l'animale, perfetto
per l'ambulatorio.



Per trattare bene gli animali



"Per i cani di taglia grande, utilizziamo S-Monovette®. Questo ci permette di riempire la provetta in modo facile e pulito con una sola mano."

Preanalitica SARSTEDT

La preanalitica è la fase più cruciale per l'analisi di qualsiasi animale, poiché anche con la massima precisione dei moderni dispositivi analitici, il risultato della misurazione può essere valido solo nella misura in cui la qualità del campione lo consente.


Con la nostra esperienza nella preanalitica, siamo al vostro fianco e vi forniamo prodotti che vi supportano nel vostro lavoro quotidiano. L'obiettivo è avere più tempo per gli animali e i proprietari che si rivolgono al vostro ambulatorio.



"Se riesco a prelevare solo poche gocce di sangue, il micro-ago mi aiuta a ottenere il più possibile dal prelievo ed evita la coagulazione sull'apertura dell'ago."



"L'utilizzo dell'ago Multifly® è un grande sollievo per me. Una volta eseguita la puntura, ho il tempo sufficiente per riempire le provette necessarie per il prelievo."



"Chiamiamo Multivette® la 'ventosa'. La colleghiamo all'ago Luer e possiamo riempire due o tre provette di sangue mentre siamo in vena."

- ✓ Sicuro
- ✓ Delicato
- ✓ Igienico

La soluzione giusta per ogni animale: insieme per un maggiore benessere degli animali.

In un ambulatorio veterinario viene trattata un'enorme varietà di pazienti, tutti con esigenze molto diverse. SARSTEDT offre soluzioni idonee alla preanalitica in medicina veterinaria.

- S-Monovette®: prelievo ematico sicuro, delicato e igienico per animali di grossa taglia
- Multivette®: prelievo ematico delicato e semplice con la sola pressione venosa per animali domestici di piccola taglia
- Micro-ago: raccolta sicura di ogni goccia anche per animali particolarmente sensibili, ad esempio con un micro-contenitore per campioni o Microvette®
- Molti altri pratici sistemi e singoli prodotti per la raccolta di campioni di sangue, urina e feci

Maggiori informazioni su Animal Health Care SARSTEDT



animalhealthcare.sarstedt.com



Prelievo ematico con sistema chiuso per animali di grossa taglia



Il sistema di prelievo ematico S-Monovette® consente un **prelievo ematico con sistema chiuso con due tecniche**. La tecnica in aspirazione permette di adattarsi al flusso sanguigno e quindi consente un prelievo ematico delicato. In presenza di un flusso forte, il doppio sistema della S-Monovette® offre anche la tecnica convenzionale sottovuoto per il prelievo ematico.

Sistema di prelievo ematico sostenibile

Il vantaggio principale del prelievo ematico con S-Monovette® è che il sangue può essere prelevato direttamente nel contenitore per campioni correttamente preparato. Non è necessaria un'ulteriore siringa monouso per trasferire il campione di sangue in altre provette. Ciò consente di risparmiare risorse e di rendere il prelievo ematico più sicuro e igienico rispetto ad altre opzioni di prelievo.

L'imballaggio in cartone, più sostenibile, mantiene bassi i costi di smaltimento e il volume dei rifiuti.

Rendete la visita dal veterinario un'esperienza positiva per i vostri pazienti e i loro proprietari.



Ora è possibile provarlo gratuitamente!



animalhealthcare.
sarstedt.com




"Oggi sono stato di nuovo dal medico, ma questa volta è stato diverso: tutto si è svolto in assoluto relax."

Prima si limitavano a pungermi la zampa e questo liquido rosso si spargeva ovunque. Oggi tutto si è svolto molto rapidamente e senza che nulla andasse storto. Mi sa che il merito è della nuova attrezzatura del veterinario.

Per quanto mi riguarda, spero sia sempre così!"

Lucky, Boxer, maschio



S-Monovette®

Copriago di sicurezza per l'utilizzo con una sola mano

Collegamento sicuro ed ermetico grazie all'adattatore preassemblato

Controllo visibile in caso di venipuntura effettuata correttamente mediante la prima goccia di sangue convogliata in S-Monovette® o nel tubo (con ago Safety- Multifly®).

S-Monovette® è disponibile per quantità di sangue da 1,2 a 4,5 ml con preparazioni differenti.

Prelievo delicato grazie alla tecnica in aspirazione.



Inoltre, S-Monovette® può essere utilizzata anche con l'ago Safety- Multifly®.

Prelievo ematico atraumatico per piccoli animali domestici




Multivette® 600 è stata concepita e preparata **per piccole quantità di sangue** di 600 µl. Il prelievo avviene in uno stato praticamente chiuso e sfrutta la pressione venosa naturale. Questo rende il prelievo particolarmente delicato e facile.

Il campione ematico può essere centrifugato direttamente nella Multivette® 600. Ciò agevola il prelievo ematico e consente di risparmiare tempo.

Il diametro interno ridotto rende particolarmente facile il pipettaggio dopo la centrifugazione. Il campione può anche essere sigillato in modo sicuro e inviato al laboratorio.

Multivette® 600




"Oggi i miei apriscatolette* mi hanno messo di nuovo in questa gabbia e mi hanno rapito. Quando finalmente mi hanno fatto uscire, sono stata prima coccolata.

Poi è avvenuta una magia: mi hanno messo una cosa sul pelo, che ha cambiato semplicemente colore da bianco a rosso, poi mi hanno coccolato di nuovo e mi hanno permesso di tornare a casa.

Non è stato affatto male."


Bella, gatto del Bengala
*Nella lingua dei gatti, gli "apriscatolette" sono gli "umani"



Lo speciale design permette l'auto-riempimento del tubo interno tramite la pressione venosa

Varie preparazioni per campioni di sangue da 600 µl

Prelievo efficace per gocciolamento per animali particolarmente sensibili



"Salve gente! La mia mamma era preoccupata perché da qualche giorno non mi sentivo bene. Per scoprire la causa del mio malessere, la mia veterinaria ha prelevato innanzitutto dei campioni di sangue. Aveva un ago speciale per me che non mi ha fatto male quasi per nulla. Non me ne sono praticamente accorta.

Anche la mia mamma era molto più rilassata del solito. Probabilmente perché il tutto si è concluso molto rapidamente e il sangue non si è praticamente visto..."

Coco, Chihuahua, femmina



Il micro-ago con micro-contenitore per campioni oppure Microvette®

Soprattutto nel caso di animali molto piccoli e **con condizioni venose difficili**, ogni goccia di sangue è importante. Lo speciale micro-ago garantisce che ogni goccia di sangue scorra nella provetta e non si coaguli prima. La provetta appropriata può essere selezionata in base al volume di campione previsto.

I micro-contenitori per campioni sono adatti per quantità di 1,3 ml. Per i pazienti più piccoli, la scelta giusta è la Microvette® nei volumi 100 µl - 500 µl.

Fluidità ottimale

Perdita di sangue
minima senza volume
residuo nell'attacco

Il riempimento diretto evita
la perdita di sangue dovuta
al travasamento successivo

Flessibilità grazie a diversi
volumi e preparazioni



Ora è possibile
provarlo
gratuitamente!



animalhealthcare.
sarstedt.com



SARSTEDT

SARSTEDT AG & Co. KG

Via Leonardo Da Vinci, 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Tel: +39 02 38292413

Fax: +39 02 38292380

Servizio clienti Germania

Telefono 0800 0 83 305 0

info.it@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Ulteriori informazioni e campioni per
una prova gratuita:
animalhealthcare.sarstedt.com

In caso di domande,
siamo a disposizione!

Visitate anche la nostra pagina Internet: www.sarstedt.com