



ザルスタット製品の高感度分析利用にあたって

Biosphere® plus 製品は下記の品質基準を満たしています

- ✓ 滅菌
- ✓ PCR inhibitor-free
- ✓ DNA-free
- ✓ ATP-free
- ✓ DNase/RNase-free
- ✓ Pyrogen-free/endotoxin-free

品質基準値

滅菌 DIN EN ISO 11135に準拠

Human DNA <5.0 fg/μl

Bacterial DNA <0.2 fg/μl

DNase <5x10⁻⁷ U/μl

RNase <5x10⁻¹¹ Kunitz units/μl

Real Time PCR <0.5 cycles Ct value shifting compared to control

ATP <1x10⁻¹² mmol/μl

Pyrogens/endotoxins <0.002 EU/ml

仕様は予告なく変更する場合があります。