



Para o uso de consumíveis Sarstedt em criopreservação

"Cryo Performance Tested" – os produtos estão em conformidade com os seguintes critérios de pureza certificados:

- ✓ Estéril
- ✓ Isento de pirogênios/endotoxinas
- ✓ Não citotóxico
- ✓ Não mutagênico
- ✓  

Garantimos o cumprimento dos seguintes valores-limite:

Esterilidade validada em conformidade com a norma ISO 11137

Pirogênios/endotoxinas <0,06 EU/ml

Não citotóxico em conformidade com a norma ISO 10993

Isenção de mutagênicos de acordo com o teste de Ames II