



Использование расходных материалов Sarstedt в криоконсервации

Изделия стандарта Cryo Performance Tested отвечают следующим сертифицированным критериям чистоты:

- ✓ стерильность
- ✓ отсутствие пирогенов/эндотоксинов
- ✓ отсутствие цитотоксичности
- ✓ отсутствие мутагенности
- ✓ CE IVD

Мы гарантируем соблюдение следующих предельных значений:

Стерильность валидирована согласно ISO 11137

Пирогены / эндотоксины < 0,06 ЭЕ/мл

Отсутствие цитотоксичности согласно ISO 10993

Отсутствие мутагенности по тесту Эймса II