



Para a utilização de produtos consumíveis da Sarstedt na análise de ácidos nucleicos

"PCR Performance Tested" – os produtos estão em conformidade com os seguintes critérios de pureza certificados por um laboratório independente:

- ✓ Isento de DNA
- ✓ Isento de DNase/RNase
- ✓ Isento de inibidor de PCR

Garantimos o cumprimento dos seguintes valores-limite:

DNA humano <0,5 pg/μl

DNA bacteriano <0,02 pg/μl

DNase <1x10⁻⁵ U/μl

RNase <1x10⁻⁹ unidades Kunitz/μl

PCR em tempo real: < 0,5 ciclos de diferença do valor de Ct controle