



Für die Anwendung von Sarstedt Verbrauchsartikeln in der Nukleinsäure-Analytik

PCR Performance Tested-Artikel erfüllen folgende Reinheitskriterien,
die durch ein unabhängiges Labor zertifiziert werden:

- ✓ DNA-frei
- ✓ DNase- / RNase-frei
- ✓ PCR Inhibitor-frei

Wir garantieren, dass folgende Grenzwerte eingehalten werden:

Humane DNA <0,5 pg/µl
Bakterielle DNA <0,02 pg/µl
DNase <1x10⁻⁵ U/µl
RNase <1x10⁻⁹ Kunitz-units/µl
Real-Time PCR <0,5 Zyklen Ct-Wert Verschiebung