



Pour l'utilisation des consommables Sarstedt dans le domaine de la Culture Cellulaire et Tissulaire

Les consommables « TC Tested » satisfont les critères de pureté certifiés suivants:

- ✓ Stérile
- ✓ Exempt de pyrogènes / endotoxines
- ✓ Non cytotoxique
- ✓ Exempt d'ADN
- ✓ Exempt de DNase/RNase

Nous vous garantissons que les valeurs limites suivantes sont respectées:

Stérilité validée selon la norme ISO 11137

Pyrogènes / Endotoxines <0,06 UE/ml

Non cytotoxique selon la norme ISO 10993

ADN humain <0,5 pg/μl

ADN bactérien <0,02 pg/μl

DNase <7,1x10⁻⁵ U/μl

RNase <7,1x10⁻⁹ U/μl