




Especificaciones del producto
Gradilla para S-Monovette® D12, Ø orificio: 12 mm, 5 x 10, azul

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	93.854.124
Descripción del artículo	Gradilla para S-Monovette® D12, para 50 recipientes, Ø orificio: 12 mm, dimensión modular: 5 x 10, azul, material: PP

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Número de pocillos	50
Capacidad de almacenamiento	50
Formato	5 x 10
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro de la abertura	12 mm
Ancho del producto	80 mm
Altura del producto	45 mm
Longitud del producto	152 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2023-11-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Gradilla para S-Monovette® D12, Ø orificio: 12 mm, 5 x 10, azul

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto azul

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1
Tipo de embalaje -
unidades / caja interna 1
unidades / caja 20
unidades / pallet 1560
Profundidad de la caja 428 mm
Ancho de la caja 323 mm
Altura de la caja 130 mm
Volumen de la caja 0.018 cbm
Peso del producto 0.1214 kg
Peso de la caja 2.8 kg
EAN de la caja interna 4038917122672
EAN de la caja 4038917018517

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2023-11-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT