



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	94.6150.101
Descripción del artículo	Cámara de cultivo celular x-well, 1 pocillo, en portaobjetos lumox® , marco despegable, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 6 unidades/blíster

### **Características del producto**

Tipo de cierre	tapa superior encajada
Versión	en portaobjetos lumox®
Tipo de célula	células adherentes
Número de pocillos	1
Superficie crecimiento	9 cm <sup>2</sup>
Volumen de trabajo	4 ml
Marco despegable	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Dimensiones**

Ancho del producto	24 mm
Longitud del producto	76 mm

### **Material y colores**

Material del producto	lumox®
Material del marco	Poliestireno (PS)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	6
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	6
unidades / caja	96
unidades / pallet	10368
Profundidad caja interior	127 mm
Ancho de la caja interior	19 mm
Altura de la caja interior	258 mm
Profundidad de la caja	275 mm
Ancho de la caja	270 mm
Altura de la caja	185 mm
Volumen de la caja	0.0137 cbm
Peso del producto	0.0461 kg
Peso de la caja	5.3 kg
EAN de la caja interna	4038917255561
EAN de la caja	4038917255554

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

