



Descripción del artículo

Número de pedido	65.716.304
Descripción del artículo	Tapón de rosca, rosa, adecuada para microtubo roscado, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	microtubo roscado

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	rosa
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	10000
unidades / pallet	720000
EAN de la caja interna	4038917925501
EAN de la caja	4038917925518

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

