




Especificaciones del producto

Placa PCR margen completo, 384 pocillo,
transparente, Perfil bajo, 40 μ l, PCR Performance
Tested, PP

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	72.1984.202
Descripción del artículo	Placa PCR margen completo, 384 pocillo, transparente, Perfil bajo, 40 μ l, PCR Performance Tested, material: PP, 50 unidades/bolsa Minigrip

Características del producto

Tipo de cierre	lámina
Indicado para qPCR	sí
Forma del fondo	cónico
Forma del borde de la placa	margen completo
Perfil alto o bajo	Perfil bajo
Número de pocillos	384
Volumen de trabajo	2 μ l - 40 μ l
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2023-12-02

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Placa PCR margen completo, 384 pocillo,
transparente, Perfil bajo, 40 µl, PCR Performance
Tested, PP

Dimensiones

Volumen nominal	40 µl
Volumen máx.	40 µl
Diámetro	3.2 mm
Ancho del producto	85.5 mm
Altura del producto	9.65 mm
Longitud del producto	127.8 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	bolsa Minigrip
unidades / caja interna	50
unidades / caja	50
unidades / pallet	5050
Profundidad de la caja	203 mm
Ancho de la caja	152 mm
Altura de la caja	254 mm
Volumen de la caja	0.0078 cbm
Peso del producto	0.0374 kg
Peso de la caja	2.18 kg
EAN de la caja interna	4038917135016
EAN de la caja	4038917067584

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

