



4

3

2

1



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved

Alle Rechte vorbehalten.
Weitergabe sowie Vervielfältigung
dieser Unterlage, Verwertung und
Mittlung ihres Inhalts nicht gestattet.
Zulässige Abweichungen
für Maße ohne Toleranzen

All rights are reserved and neither this
drawing nor any information it contains
is to be used, copied, reproduced or
disclosed to others.



~~Weitergabe sowie Vervielfältigung
dieser Unterlage, Verwertung und
Mittlung ihres Inhalts nicht gestattet.
Schulzweck nach DIN ISO 16016 beachten.~~

Zulässige Abweichungen
für Maße ohne Toleranzen

Material PS
Behandlung
Besonderheiten

Maßstab 1:1

Sachnummer 82-K101-0128x86

MegaBlock®
96 Deep Well Plate 1,2 ml
82.1970.002

Datum	Name
Bearb. 17.02.22	my
Gepr. 21.02.22	hd
Norm	

SARSTEDT
Aktiengesellschaft & Co. KG

D-51588 Nümbrecht

Materialnummer

T0136986

Index

03

Blatt 1

1 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.
0	überarbeitet	17.02.22	my	

Ers. f. gl. Zeichnungs.-02

Ers. d.

A

B

C

D

127,5 ± 0,4

7 x 9,0 = 63 ± 0,2

41,4 ± 0,3

11 x 9,0 = 99 ± 0,2

37,8 ± 0,2

$\phi 7,2_{-0,2}$