

Medicina Veterinária

Soluções completas para a colheita de sangue em medicina veterinária



SARSTEDT



Os testes laboratoriais para animais de pequeno porte, como cães e gatos, tornaram-se uma rotina diária em qualquer clínica veterinária. Independentemente do tamanho do paciente, a Sarstedt oferece as melhores soluções, à medida de qualquer requisito individual.

A S-Monovette®, por exemplo, é a solução perfeita para uma colheita cuidadosa de sangue venoso em cães de grande porte.

Em alternativa, é possível fazer a colheita de sangue por gotejamento para microtubos preparados.





Os testes laboratoriais para animais de grande porte tornaram-se um procedimento padrão. Uma colheita de sangue cuidadosa com a S-Monovette® ou a Monovette® Luer assegura uma qualidade das amostras ótima.

Estão disponíveis soluções únicas para cavalos e animais de produção, assegurando uma colheita segura e sem perigos, bem como um fácil manuseamento.

A Monovette® VetMed, com código de barras duplo possibilita uma identificação das amostras simples e rápida em testes oficiais a animais de produção.

Um processador de amostras de alta velocidade, otimizado para a medicina veterinária, assegura rapidez na preparação das amostras com arquivo posterior.





Oferecemos uma gama de soluções adaptadas aos requisitos especiais da colheita de sangue de pequenos mamíferos, aves e répteis:

- Microvette® também em combinação com a Micro-Agulha
- Multivette 600® para colheita de sangue sem esforço devido ao auto-enchimento do próprio tubo por pressão venosa
- Microtubo preparado em combinação com a Micro-Agulha





Recipientes de colheita práticos que permitem uma colheita fácil de quantidades suficientes de fezes.



Além da Monovette® para urina, para a colheita específica e higiênica de amostras de urina, que também é utilizada para a colheita de sedimentos, oferecemos uma Monovette® para urina com estabilizador, para que os testes bacteriológicos cumpram todos os requisitos das análises à urina.

Esta gama de produtos é complementada por artigos padrão, como recipientes e tubos cónicos para urina.





Algumas amostras especiais, como líquidos e líquido cefalorraquidiano, requerem recipientes adaptados para assegurar os melhores resultados em laboratório.

Soluções completas para, eliminação, armazenamento eficaz, arquivo e transporte de amostras.



S-Monovette®

Ilustração	Referência	Preparação	Volume	Comprimento/Ø*	Código de cores	Embalagem
	01.1601	Activador de coagulação, Soro	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	03.1397		5,5 ml	75 mm x 15 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1934		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1924		4,0 ml	75 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1904		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	05.1557.001		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	06.1663.001		1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	01.1602	Activador de coagulação, Soro-Gel	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	03.1524		4,7 ml	75 mm x 15 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1935		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1925		4,0 ml	75 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1905		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	06.1667.001		1,1 ml	66 mm x 8 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	01.1604	Heparina-Lítio, Plasma	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	03.1628		5,5 ml	75 mm x 15 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1936		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1929.001		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1906		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	05.1106		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	05.1553		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	06.1666.001		1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	01.1634	Heparina-Lítio-Gel, Plasma-Gel	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	03.1631.001		4,7 ml	75 mm x 15 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1940		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1928		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1907		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	06.1669.001		1,1 ml	66 mm x 8 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	01.1605.001	EDTA, Hematologia	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	03.1068		4,0 ml	75 mm x 15 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1931		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1914		3,4 ml	65 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1917		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1901		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	05.1167		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	06.1664.001		1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1918	Fluoreto, Glucose	2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1903		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	05.1073		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	06.1665.001		1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	01.1606.001	Citrato, Coagulação	8,2 ml	92 mm x 15 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1919		3,0 ml	75 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1922		4,3 ml	75 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	04.1902		2,9 ml	65 mm x 13 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	05.1071		5,0 ml	92 mm x 11 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	05.1165		3,0 ml	66 mm x 11 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	06.1668.001		1,4 ml	66 mm x 8 mm		50/caixa interna • 500/caixa

S-Monovette® Especiais

	01.1604.400**	Análise de metais vestigiais	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	05.1168.001	ThromboExact	2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/caixa interna • 500/caixa

* Para tubos de Ø 8 mm: Adaptável a automação laboratorial utilizando o tubo de transporte Ref: 55.1570, 55.1572, 55.1571.
** Recomenda-se a utilização em conjunto com Agulha de Segurança Ref: 85.1162.600

Monovette® Luer

Ilustração	Referência	Preparação	Volume	Comprimento/Ø	Código de cores	Embalagem
	02.263	Activador de coagulação, Soro	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	05.274		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	02.261	Activador de coagulação, Soro-Gel	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	09.315.001	Heparina-Lítio, Plasma	25,0 ml	97 mm x 25 mm		42/Cont • 210/caixa
	02.265		9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	05.276.001		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	02.267.001	EDTA, Hematologia	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	05.319		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	05.318	Citrato, Coagulação	3,0 ml	66 mm x 11 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	09.225	Neutro	25,0 ml	97 mm x 25 mm		50/saco • 250/caixa



Monovette®-VetMed com rótulo de código de barras duplo, tipo128

Ilustração	Referência	Preparação	Volume	Comprimento/Ø	Código de cores	Embalagem
	09.207.xxx	Activador de coagulação, Soro	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	09.208.xxx	EDTA, Hematologia	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/caixa interna • 500/caixa

S-Sedivette® para VS

Ilustração	Referência	Preparação	Volume	Comprimento/Ø	Código de cores	Embalagem
	06.1690.001	Citrato, VSG	3,5 ml	130 mm x 8 mm		50/caixa interna • 500/caixa
	Suporte VS para S-Sedivette®					
		Referência	Descrição			Embalagem
		90.1090	Suporte VS com placa posterior graduada			1/caixa interna • 1/caixa

Monovette® para gasimetria, Luer

Ilustração	Referência	Preparação	Vol.	Código de cores	Embalagem
	05.1146	Heparina balanceada com Ca ²⁺ , gasimetria	1 ml		50/caixa interna • 500/caixa
	05.1146.020	Heparina balanceada com Ca ²⁺ , gasimetria	1 ml		100/caixa interna • 500/caixa, embaladas indiv., esterilizadas
	05.1147	Heparina balanceada com Ca ²⁺ , gasimetria	2 ml		50/caixa interna • 500/caixa
	05.1147.020	Heparina balanceada com Ca ²⁺ , gasimetria	2 ml		100/caixa interna • 500/caixa, embaladas indiv., esterilizadas
	05.1147.028	Heparina balanceada com Ca ²⁺ , gasimetria com adaptador de membrana	2 ml		100/caixa interna • 500/caixa, embaladas indiv., esterilizadas

Agulha Luer

Ilustração	Referência	Descrição	Ø/Comprimento	Código de cores	Embalagem
	85.993	Agulha Luer, 23G x 1"	0,6 mm / 25 mm		100/caixa interna • 2.000/caixa
	85.926	Agulha Luer, 16G x 1"	1,6 mm / 25 mm		100/caixa interna • 2.000/caixa
	Mediante pedido	Agulha Luer	2 mm / 100 mm		Mediante pedido

Estão disponíveis, mediante pedido, tamanhos adicionais e agulhas de segurança.

Adaptador para compatibilidade da S-Monovette® com outros sistemas







Ilustração	Referência	Descrição	Embalagem
	14.1112	O adaptador de membrana permite a adaptação da agulha S-Monovette® ou da agulha Multifly® a um sistema Luer, por ex., Monovette® para gasimetria	100/caixa interna • 1.000/caixa embaladas indiv., esterilizadas
	14.1205	O Multi-adaptador Luer permite a adaptação de um sistema Luer (cateter, borboleta, etc.) à S-Monovette®	100/caixa interna • 1.000/caixa embaladas indiv., esterilizadas
	14.1205.100	O Multi-adaptador Luer-Lock permite a adaptação de um sistema Luer (cateter, borboleta, etc.) à S-Monovette®	100/caixa interna • 1.000/caixa embaladas indiv., esterilizadas

Agulha (de segurança) para S-Monovette®

Ilustração	Referência	Descrição	Ø/Comprimento mm	Código de cores	Embalagem
	85.1372	Agulha 20G x 1", Nr. 1	0,9/25		100/caixa interna • 1.000/caixa, embaladas indiv., esterilizadas
	85.1160.200	Agulha de segurança 20G x 1½", Nr. 1	0,9/38		50/caixa interna • 500/caixa, embaladas indiv., esterilizadas
	85.1160	Agulha 20G x 1½", Nr. 1	0,9/38		100/caixa interna • 1.000/caixa, embaladas indiv., esterilizadas
	85.1373	Agulha 21G x 1", Nr. 2	0,8/25		100/caixa interna • 1.000/caixa, embaladas indiv., esterilizadas
	85.1162.200	Agulha de segurança 21G x 1½", Nr. 2	0,8/38		50/caixa interna • 500/caixa, embaladas indiv., esterilizadas
	85.1162	Agulha 21G x 1½", Nr. 2	0,8/38		100/caixa interna • 1.000/caixa, embaladas indiv., esterilizadas
	85.1162.600* Para análise de metais vestigiais	Agulha de segurança 21G x 1½", Nr. 2	0,8/38		50/caixa interna • 500/caixa, embaladas indiv., esterilizadas
	85.1441	Agulha 22G x 1", Nr. 12	0,7/25		100/caixa interna • 1.000/caixa, embaladas indiv., esterilizadas

Utilização recomendada apenas em combinação com a S-Monovette® para análise de metais vestigiais (Referência 01.1604.400).

Agulha (de segurança) Multifly® para S-Monovette®


Ilustração	Referência	Descrição	Ø/Comprimento mm	Comprimento do	Código de cores	Embalagem
	85.1637.235	Agulha de segurança Multifly® 20 G x ¾", Nr. 1	0,9/19	200 mm		100/caixa interna • 400/caixa, embaladas indiv., esterilizadas
	85.1637.035	Agulha Multifly® 20 G x ¾", Nr. 1	0,9/19	200 mm		100/caixa interna • 400/caixa, embaladas indiv., esterilizadas
	85.1638.235	Agulha de segurança Multifly® 21 G x ¾", Nr. 2	0,8/19	200 mm		100/caixa interna • 400/caixa, embaladas indiv., esterilizadas
	85.1638.035	Agulha Multifly® 21 G x ¾", Nr. 2	0,8/19	200 mm		100/caixa interna • 400/caixa, embaladas indiv., esterilizadas
	85.1640.235	Agulha de segurança Multifly® 23 G x ¾", Nr. 16	0,6/19	200 mm		100/caixa interna • 400/caixa, embaladas indiv., esterilizadas
	85.1640.035	Agulha Multifly® 23 G x ¾", Nr. 16	0,6/19	200 mm		100/caixa interna • 400/caixa, embaladas indiv., esterilizadas
	85.1642.235	Agulha de segurança Multifly® 25 G x ¾", Nr. 18	0,5/19	200 mm		100/caixa interna • 400/caixa, embaladas indiv., esterilizadas

Estão também disponíveis agulhas Multifly® e agulhas de segurança Multifly® com tubos de 80 mm de comprimento.

Micro-Agulha


Ilustração	Referência	Descrição	Ø/Comprimento mm	Código de cores	Embalagem
	85.921	Micro-Agulha 21 G x ¾"	0,8 mm/36 mm (Comprimento de penetração 19 mm)		50/caixa interna • 500/caixa
	85.923	Micro-Agulha 23 G x ¾"	0,6 mm/36 mm (Comprimento de penetração 19 mm)		50/caixa interna • 500/caixa
	85.925	Micro-Agulha 25 G x ¾"	0,5 mm/36 mm (Comprimento de penetração 19 mm)		50/caixa interna • 500/caixa

Tubos de amostra PP com base redonda, tampa de pressão e impressão/rótulo

Ilustração	Referência	Preparação	Volume	Ø/Comprimento mm	Código de cores	Embalagem
	29.373.004	Activador de coagulação, Soro	7 ml	100 x 13		100/saco • 1.000/caixa
	32.329	Activador de coagulação, Soro	4,5 ml	75 x 13		100/saco • 1.000/caixa
	32.311.001	Activador de coagulação, Soro-Gel	4,4 ml	75 x 13		100/saco • 1.000/caixa
	32.331	Heparina-Lítio, Plasma	4,5 ml	75 x 13		100/saco • 1.000/caixa
	32.332	EDTA, Hematologia	5 ml	75 x 13		100/saco • 1.000/caixa
	38.346	EDTA, Hematologia	2 ml	55 x 12		100/saco • 2.000/caixa
	32.333	Fluoreto, Glucose	2 ml	75 x 13		100/saco • 1.000/caixa
	32.525.326	Citrato, Coagulação	5 ml	75 x 13		100/saco • 500/caixa








Estão disponíveis, mediante pedido, tubos adicionais.

Microtubo com tampa acoplada, PP

Ilustração	Referência	Volume	Comprimento/Ø mm	Cor	Embalagem
	72.691	2,0 ml	40 x 10,8	neutra	500/saco • 5.000/caixa




Tubos adicionais na do Catálogo Geral.

Microtubos com tampa de pressão acoplada e etiqueta transparente

Ilustração	Referência	Preparação	Volume	Comprimento/Ø mm	Código de cores	Embalagem
	41.1501.005*	Activador de coagulação, Soro	1,3 ml	40 x 10,8		100/saco • 1.000/caixa
	41.1500.005*	Activador de coagulação, Soro-Gel	1,1 ml	40 x 10,8		100/saco • 1.000/caixa
	41.1503.005*	Heparina-Lítio, Plasma	1,3 ml	40 x 10,8		100/saco • 1.000/caixa
	41.1504.005*	EDTA, Hematologia	1,3 ml	40 x 10,8		100/saco • 1.000/caixa
	41.1505.005*	Fluoreto, Glucose	1,3 ml	40 x 10,8		100/saco • 1.000/caixa
	41.1506.005 41.1506 41.1506.002	Citrato, Coagulação	1,3 ml 1,0 ml 0,5 ml	40 x 10,8		100/recip • 1.000/caixa











*Opção adicional com rótulo em papel: extensão .015.

Microtubos com tampa de rosca e etiqueta em papel

Ilustração	Referência	Preparação	Volume	Comprimento/Ø mm	Código de cores	Embalagem
	41.1392.005	Activador de coagulação, Soro	1,3 ml	45 x 10,8		100/saco • 1.000/caixa
	41.1378.005	Activador de coagulação, Soro-Gel	1,1 ml	45 x 10,8		100/saco • 1.000/caixa
	41.1393.005	Heparina-Lítio, Plasma	1,3 ml	45 x 10,8		100/saco • 1.000/caixa
	41.1395.005	EDTA, Hematologia	1,3 ml	45 x 10,8		100/saco • 1.000/caixa
	41.3395.005	EDTA, Hematologia Tampa de rosca em membrana perfurável para adaptação directa	1,3 ml	45 x 10,8		100/saco • 1.000/caixa
	41.1394.005	Fluoreto, Glucose	1,3 ml	45 x 10,8		100/saco • 1.000/caixa
	41.1350.005	Citrato, Coagulação	1,3 ml	45 x 10,8		100/saco • 1.000/caixa

Tubo de transporte (Referência 55.525.003, 55.1577) para adaptação a automação laboratorial.

Minivette® POCT

Ilustração	Referência	Preparação	Volume	Código de cores	Embalagem
	17.2111.020	Neutro	20 µl		200/caixa interna • 2.000/caixa
	17.2111.050	Neutro	50 µl		200/caixa interna • 2.000/caixa
	17.2111.100	Neutro	100 µl		200/caixa interna • 2.000/caixa
	17.2111.200	Neutro	200 µl		150/caixa interna • 1.500/caixa
	17.2112.020	Heparina-Lítio, Plasma	20 µl		200/caixa interna • 2.000/caixa
	17.2112.050	Heparina-Lítio, Plasma	50 µl		200/caixa interna • 2.000/caixa
	17.2112.100	Heparina-Lítio, Plasma	100 µl		200/caixa interna • 2.000/caixa
	17.2112.200	Heparina-Lítio, Plasma	200 µl		150/caixa interna • 1.500/caixa
	17.2113.020	EDTA, Hematologia	20 µl		200/caixa interna • 2.000/caixa
	17.2113.050	EDTA, Hematologia	50 µl		200/caixa interna • 2.000/caixa

Colheita de sangue

Microvette® 100, 200, 300, 500

Ilustração	Referência	Preparação	Volume	Formato do tubo interno	Código de cores	Embalagem
	20.1280	Activador de coagulação, Soro	100 µl	cônico		100/caixa interna • 1.000/caixa
	20.1282	Heparina-Lítio, Plasma	100 µl	cônico		100/caixa interna • 1.000/caixa
	20.1278	EDTA, Hematologia	100 µl	redondo		100/caixa interna • 1.000/caixa
	20.1290	Activador de coagulação, Soro	200 µl	cônico		100/caixa interna • 1.000/caixa
	20.1291	Activador de coagulação, Soro-Gel	200 µl	redondo		100/caixa interna • 1.000/caixa
	20.1292	Heparina-Lítio, Plasma	200 µl	cônico		100/caixa interna • 1.000/caixa
	20.1288	EDTA, Hematologia	200 µl	redondo		100/caixa interna • 1.000/caixa
	20.1289	Fluoreto, Glucose	200 µl	cônico		100/caixa interna • 1.000/caixa
	20.1308	Activador de coagulação, Soro	300 µl	cônico		100/caixa interna • 1.000/caixa
	20.1309	Heparina-Lítio, Plasma	300 µl	cônico		100/caixa interna • 1.000/caixa
	20.1307	Fluoreto, Glucose	300 µl	cônico		100/caixa interna • 1.000/caixa
	20.1343	Activador de coagulação, Soro	500 µl	redondo		100/caixa interna • 1.000/caixa
	20.1344	Activador de coagulação, Soro-Gel	500 µl	redondo		100/caixa interna • 1.000/caixa
	20.1345	Heparina-Lítio, Plasma	500 µl	redondo		100/caixa interna • 1.000/caixa
	20.1346	Heparina-Lítio, Plasma-Gel	500 µl	redondo		100/caixa interna • 1.000/caixa
	20.1341	EDTA, Hematologia	500 µl	redondo		100/caixa interna • 1.000/caixa

Tubo de transporte (Referência 55.525.003, 55.1577) para adaptação a automação laboratorial.

Microvette® CB 200 VS

Ilustração	Referência	Preparação	Volume	Código de cores	Embalagem
	18.1325	Citrato, VS	200 µl		50/caixa interna • 500/caixa
	Suporte VS para Microvette® CB 200 ESR				
	Referência	Descrição	Embalagem		
	90.1091	Suporte VS com parede traseira graduada	1/caixa interna • 1/caixa		

Multivette® 600

Ilustração	Referência	Preparação	Volume	Código de cores	Embalagem
	15.1670	Activador de coagulação, Soro	600 µl		100/caixa interna • 1.000/caixa
	15.1674	Activador de coagulação, Soro-Gel	600 µl		100/caixa interna • 1.000/caixa
	15.1673	Heparina-Lítio, Plasma	600 µl		100/caixa interna • 1.000/caixa
	15.1675	Heparina-Lítio-Gel, Plasma-Gel	600 µl		100/caixa interna • 1.000/caixa
	15.1671	EDTA, Hematologia	600 µl		100/caixa interna • 1.000/caixa
	15.1672	Fluoreto, Glucose	600 µl		100/caixa interna • 1.000/caixa

Tubo de transporte (Referência 55.1577) para adaptação a automação laboratorial.

Colheita de sangue e eliminação

Tubos com fundo falso

Ilustração	Referência	Descrição	Volume	Comprimento/Ø mm	Base do tubo	Embalagem
	60.614.010	sem tampa	2,5 ml	75 x 13	redonda	1.000/saco • 2.000/caixa
	60.614.011	tampa montada	2,5 ml	75 x 13	redonda	100/saco • 1.000/caixa
	60.617.010*	sem tampa, sem impressão	3,5 ml	92 x 13	redonda	100/saco • 1.000/caixa
	62.617*	tampa montada, com impressão	3,5 ml	92 x 13	redonda	100/saco • 1.000/caixa
	60.612.010*	sem tampa, sem impressão	5,0 ml	92 x 15,3	redonda	100/saco • 1.000/caixa
	62.612*	sem tampa, com impressão	5,0 ml	92 x 15,3	redonda	100/saco • 1.000/caixa

* Também disponível com base de tubo plana. Consulte o Catálogo Geral.

Tampas compatíveis/tampas de rosca para tubos com fundo falso

Ilustração	Referência	Descrição	Tubos compatíveis	Embalagem
	65.647	Tampa de arquivo	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1.000/saco • 5.000/caixa
	65.647.020	Tampa de arquivo com filtro	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1.000/saco • 5.000/caixa
	65.806	Tampa de pressão	2,5 ml / 3,5 ml	1.000/saco • 10.000/caixa
	65.803	Tampa de pressão	5 ml	1.000/saco • 5.000/caixa
	65.1379	Tampa universal	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1.000/saco • 10.000/caixa
	65.163	Tampa de rosca	2,5 ml	1.000/saco • 5.000/caixa
	65.728	Tampa de rosca	3,5 ml	1.000/saco • 5.000/caixa
	65.645	Tampa de rosca	5 ml	1.000/saco • 5.000/caixa
	65.729	Tampa de rosca	5 ml	1.000/saco • 5.000/caixa


Contentores de Cortantes Multi-Safe

Ilustração	Referência	Descrição	Volume	Embalagem
	77.3890.002	Multi-Safe sani 200	0,2 l	110/caixa
	77.3891.015	Multi-Safe quick 1500	1,5 l	120/caixa
	77.3894.021	Multi-Safe twin 2100	2,1 l	100/caixa
	77.3895.005	Multi-Safe opti 500 T	0,5 l	110/caixa
	77.3898.106	Multi-Safe medi 6 com pega	6 l	576/paleta


Estão disponíveis, mediante pedido, opções adicionais. Consulte a brochura n.º 15.636 para obter mais informações.

Colheita de urina


Monovette® para urina

Ilustração	Referência	Volume	Comprimento/Ø mm	Embalagem
	10.258	8,5 ml	92 x 15	64/saco • 512/caixa
	10.258.020	8,5 ml	92 x 15	100/caixa interna • 500/caixa embalados individualmente, esterilizados
	10.252	10 ml	102 x 15	64/saco • 512/caixa
	10.252.020	10 ml	102 x 15	100/caixa interna • 500/caixa embalados individualmente, esterilizados


Monovette® para urina com estabilizador

Ilustração	Referência	Volume	Comprimento/Ø mm	Embalagem
	10.253	10 ml	102 x 15	64/saco • 512/caixa
	10.253.020	10 ml	102 x 15	100/caixa interna • 500/caixa embalados individualmente, esterilizados


Tubos com fundo cônico e tampa de pressão

Ilustração	Referência	Material	Volume	Comprimento/Ø mm	Tampa (encomendada separadamente)	Embalagem
	57.462 com graduação	PS	12 ml	110 x 17	65.793	500/saco • 1.000/caixa
	57.527 com graduação	PP			65.816	
	57.469	PS	10 ml	95 x 16,8	65.793	500/saco • 1.000/caixa
	57.519	PP			65.816 65.720	

Tubos com fundo cônico, tampa de rosca, graduação e espaço para escrita

Ilustração	Referência	Material	Volume	Comprimento/Ø mm	Descrição	Embalagem
	62.553.041	PS	15 ml	120 x 17	Tampa amarela, montada	50/saco • 500/caixa
	62.553.542	PS	15 ml	120 x 17	Tampa amarela, montada, esterilizada, apirogénica	50/saco • 500/caixa
	62.9924.284	PP	10 ml	100 x 16	Tampa amarela, montada, esterilizada	100/saco • 1.000/caixa

Tubos com fundo cônico, saia e tampa de rosca

Ilustração	Referência	Material	Volume	Comprimento/Ø mm	Descrição	Embalagem
	60.9921.830	PS	10 ml	97 x 16	Tampa amarela, montada	100/saco • 1.000/caixa
	60.9921.829	PS	10 ml	97 x 16	Tampa amarela, montada, esterilizado	100/saco • 1.000/caixa


Contentor de 125 ml, altamente transparente

Ilustração	Referência	Material	Altura/Ø mm	Embalagem
	75.1355	PP	67 x 66	1.000 saco/caixa
	75.1355.100	PP	67 x 66	100/saco • 1.000/caixa

Tampa de pressão, vermelha


Referência	Descrição	Material	Unid./Saco	Embalagem
76.1477	com bico	PE	1.000	1.000 saco/caixa
76.1477.100	com bico	PE	100	
76.1414	sem bico	PE	1.000	
76.1414.100	sem bico	PE	100	

Contentor de 100 ml, transparente, tampa de rosca verde


Ilustração	Referência	Descrição	Material	Altura/Ø mm	Embalagem
	75.1354.001	Contentor com tampa incluída	PP/HD-PE	74 x 58	Tampa 100/saco Contentor 25/pilha

Colheita de urina • Colheita de fezes


Contentor de 100 ml, transparente, com tampa de rosca, neutro

Ilustração	Referência	Descrição	Material	Altura/Ø mm	Embalagem
	75.563	Contentor separado sem tampa	PP	72 x 62	50/saco • 500/caixa
	76.564	Tampa separada	HD-PE	14 x 62	50/saco • 500/caixa
	75.562.105	Contentor com tampa montada, esterilizada, com selo de segurança	PP/HD-PE	73 x 62	5/saco • 200/caixa
	75.562.005	Contentor com tampa montada, com selo de segurança	PP/HD-PE	73 x 62	5/saco • 200/caixa
	75.562.300	Contentor com tampa incluída	PP/HD-PE	72 x 62	50/saco • 250/caixa


Contentor de 70 ml, transparente, com tampa de rosca amarela montada

Ilustração	Referência	Descrição	Material	Altura/Ø mm	Embalagem
	75.9922.744	Tampa montada	PP/HD-PE	55 x 44	250/saco • 500/caixa
	75.9922.745	Tampa montada, com etiqueta padrão	PP/HD-PE	55 x 44	250/saco • 500/caixa
	75.9922.721	Tampa montada, com etiqueta padrão	PP/HD-PE	55 x 44	25/saco • 100/caixa embalados indiv., esterilizados

Tubos para fezes, transparentes, com tampa de rosca castanha e colher de amostragem incluída

Ilustração	Referência	Descrição	Material do tubo	Comprimento/Ø mm	Embalagem
	80.622	esterilizado	PP	107 x 25	50/saco • 400/caixa
	80.622.111	não esterilizado	PP	107 x 25	250/saco • 500/caixa
	80.623	esterilizado	PP	101 x 16,5	500/saco • 500/caixa
	80.623.111	não esterilizado	PP	101 x 16,5	500/saco • 500/caixa
	80.734.001	esterilizado	PP	76 x 20	100/saco • 500/caixa
	80.734	não esterilizado	PP	76 x 20	100/saco • 500/caixa
	80.734.311	esterilizado, com etiqueta	PP	76 x 20	100/saco • 500/caixa
	80.734.301	não esterilizado, com etiqueta	PP	76 x 20	100/saco • 500/caixa
	80.734.401	não esterilizado, com etiqueta	PP branco	76 x 20	100/saco • 500/caixa

Tubos para fezes, brancos, com tampa de rosca castanha e colher de amostragem incluída

Ilustração	Referência	Descrição	Material do tubo	Vol. ml	Comprimento/Ø mm	Embalagem
	80.9924.014	Branco, com tampa castanha e etiqueta	PP	25	54 x 28	50/saco • 500/caixa
	80.9924.027	Branco, com tampa castanha e etiqueta	PP	70	55 x 44	250/saco • 500/caixa

Tubos para colheita de líquido cefalorraquidiano (LCR)

Ilustração	Referência	Descrição	Material do tubo	Vol. ml	Comprimento/Ø mm	Embalagem
	10.252.027	Monovette® Liquor (=LCR)	PP	10	102 x 15	100/caixa interna • 500/caixa embaladas indiv., esterilizadas
	60.9924.952	Tubo com tampa de rosca montada, graduação impressa e caixas de verificação numéricas	SAN/HD-PE	12	99 x 16	4/saco • 100/caixa 4/conjunto, esterilizados
	62.610.018	Tubo com tampa de rosca montada, graduação impressa e "Liquor" (=LCR)	PP	10	92 x 15,3	100/caixa interna • 500/caixa embaladas indiv., esterilizadas

Tubos para colheita de líquidos

Ilustração	Referência	Descrição	Material del Tubo	Vol. ml	Comprimento/Ø mm	Embalagem
	62.554.502	Tubo com tampa de rosca vermelha montada, base cônica, apirogénico	PP	15	120 x 17	50/saco • 500/caixa esterilizadas
	60.540.108	Tubo com tampa de rosca montada	PP	13	101 x 16,5	100/caixa interna • 500/caixa embaladas indiv., esterilizadas

Zaragoas para transporte, neutras, esterilizadas – para utilização em pele intacta e orifícios corporais naturais

Ilustração	Referência	Comprimento/Ø mm	Material/ Comprimento em mm da haste	Material da ponta	Embalagem
	80.625	101 x 16,5	Plástico/85	Algodão	500/saco • 500/caixa esterilizadas
	80.628	130 x 17	Madeira/120	Algodão	100/saco • 500/caixa esterilizadas
	80.1301	155 x 12	Plástico/135	Viscose	100/saco • 1.000/caixa esterilizadas
	80.1303	155 x 12	Alumínio/145	Viscose	100/saco • 1.000/caixa esterilizadas

Zaragoas de transporte com meio de transporte de Amies, embaladas individualmente, esterilizadas – meio de transporte em conformidade com a norma DIN 58942 Parte 4 TP-AL

Ilustração	Referência	Comprimento/Ø mm	Material/ Comprimento em mm da haste	Material da ponta	Embalagem
	80.1361	155 x 12	Plástico/145	Viscose	50/saco • 500/caixa embalados indiv., esterilizados
	80.1363	155 x 12	Alumínio/140	Viscose	
	Zaragoas de transporte com meio de transporte de Amies e carvão, embaladas indiv., esterilizadas – meio de transporte em conformidade com a norma DIN 58942 Parte 4 TP-AL				
	Referência	Comprimento/Ø mm	Material/ Comprimento em mm da haste	Material da ponta	Embalagem
	80.1362	155 x 12	Plástico/145	Viscose	50/saco • 500/caixa embalados indiv., esterilizados
	80.1366	155 x 12	Alumínio/140	Viscose	

Suportes rígidos com e sem pegas

Ilustração	Referência	Descrição	Cor	Embalagem
	93.852	Suporte D17 – para tubos com Ø até 17 mm	cinza	20/caixa
	93.852.171	Suporte D17 – para tubos com Ø até 17 mm	vermelho	20/caixa
	93.852.172	Suporte D17 – para tubos com Ø até 17 mm	amarelo	20/caixa
	93.852.173	Suporte D17 – para tubos com Ø até 17 mm	verde	20/caixa
	93.852.174	Suporte D17 – para tubos com Ø até 17 mm	azul	20/caixa
	93.852.175	Suporte D17 – para tubos com Ø até 17 mm	laranja	20/caixa
	93.851	Suporte D17 – com pegas, para tubos com Ø até 17 mm	cinza	12/caixa
	93.851.171	Suporte D17 – com pegas, para tubos com Ø até 17 mm	vermelho	12/caixa
	93.851.172	Suporte D17 – com pegas, para tubos com Ø até 17 mm	amarelo	12/caixa
	93.851.173	Suporte D17 – com pegas, para tubos com Ø até 17 mm	verde	12/caixa
	93.851.174	Suporte D17 – com pegas, para tubos com Ø até 17 mm	azul	12/caixa
	93.851.175	Suporte D17 – com pegas, para tubos com Ø até 17 mm	laranja	12/caixa

Estão disponíveis, mediante pedido, opções adicionais. Consulte as brochuras n.º 20.225 e 20.458 para obter mais informações.

Proteção contra evaporação

Ilustração	Referência	Descrição	Embalagem
	93.857	Cobertura de proteção para suporte D17, cinzento-claro	25/caixa
	65.648	Tampa anti-evaporação para S-Monovette® Ø 15 mm	1.000/saco • 5.000/caixa
	65.1379	Tampa universal para tubos com Ø entre 12 e 15 mm, neutros (estão disponíveis, mediante pedido, cores adicionais)	1.000/saco • 10.000/caixa
	65.647	Tampa de arquivo para tubos com Ø entre 13 e 16 mm, azul-claro	1.000/saco • 5.000/caixa

Caixas de armazenamento em cartão laminado resistente à humidade (até -80 °C) com tampa e divisórias interiores

Ilustração	Referência	Capacidade	Formato	Dimensões em mm	Para tubos com Ø máx.	Para comprimento	Embalagem
	95.64.997	100	10 x 10	135 x 135 x 45 para tubos de 1,5 y 2 ml	12 mm	36 - 45	120/caixa
	95.64.981	81	9 x 9	135 x 135 x 45 para tubos de 1,5 y 2 ml	13 mm	36 - 45	120/caixa
	95.64.982	81	9 x 9	135 x 135 x 56 (versão alta)	13 mm	35 - 56	96/caixa
	95.64.924	144	12 x 12	135 x 135 x 28 para tubos de 0,2 ml	9,5 mm	19 - 26	216/caixa
	95.64.923	100	10 x 10	135 x 135 x 34 para tubos de 0,5 ml	12 mm	29 - 34	156/caixa
	95.64.922	49	7 x 7	152 x 152 x 130 para tubos de 15 ml	20 mm	88,5 - 129	27/caixa
	95.64.916	16	4 x 4	148 x 148 x 118 para tubos de 50 ml	34 mm	89 - 115	30/caixa

Quantidade mínima de encomenda: 10 pes.

Transporte interno de amostras


Ilustração	Referência	Descrição	Embalagem/caixa
	95.1720	Mala de transporte de 360 x 310 x 275 mm com divisórias interiores para 2 suportes D13 ou D17 para até 100 amostras	1
	95.1720.011	Mala de transporte de 270 x 170 x 215 mm com tampa transparente, base em cinzento claro, espaço para 1 suporte D17 para 50 amostras	1

Sistemas de transporte e correio adicionais: consulte a brochura n.º 20.458.

Ordem de colheita*

Rotulagem de código de barras

- Hemocultura
- Citrato
 - Soro/
Soro-Gel
 - Heparina/
Heparina-Gel
 - EDTA
 - Fluoreto/
GlucoEXACT



* Recomenda-se que faça primeiro uma colheita num tubo para eliminar quando o primeiro tubo necessário for o de citrato.
* Recomendação de acordo com a norma H3-A6 do CLSI:
* Procedimentos para a colheita de amostras de sangue para diagnóstico por punção venosa; Norma aprovada – sexta edição"

Manuseamento de amostras

Assegure o **CORRETO** enchimento para resultados exatos

- Citrato
- VS
- EDTA

Homogeneizar as amostras 8 a 10 vezes, invertendo suavemente a **S-Monovette®**
Heparina / EDTA / Fluoreto / Citrato



Assegure o **CORRETO** armazenamento: Após a colheita do sangue, armazene a **S-Monovette® Soro/Soro-Gel** na vertical durante 30 minutos




Também lhe poderão interessar os seguintes assuntos...



Referência: 10.454



Referência: 20.219



Referência: 15.636



Referência: 20.419



Referência: 20.458

*Se tiver alguma questão, teremos
todo o gosto em esclarecê-la!*

Visite o nosso sítio Web: www.sarstedt.com



SARSTEDT

656b-6021

Este parâmetro poderá conter informações sobre produtos que não se encontram disponíveis em alguns países

Modificações técnicas reservadas

SARSTEDT Lda.
Estrada Nacional 249 Km 4,2
Escritório B r/c – Nave 3 – Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
Telefone: 21 915 60 10
Telefax: 21 915 60 19
info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com

