

# SMO

S-Monovette® Organiser

NEU!



Automatisches System zur rationellen, patientenspezifischen Vorbereitung der Blutentnahme

- Wählt Blutentnahmeröhren entsprechend Testanforderungen aus
- Druckt Barcode-Etiketten
- Etikettiert S-Monovetten
- Erzeugt Zusatzetiketten für andere Analysen
- Stellt Patienten-Set im verschlossenen PE-Beutel bereit

## Funktionsbeschreibung

---

- Stand-Alone System zur Bereitstellung patientenspezifisch voretikettierter Sarstedt Blutentnahmeröhren (S-Monovetten)
- Etikett-Erstellung mit Barcode und Text
- Etikettierung der Röhren
- Bereitstellung einzelner Etiketten für andere Testanforderungen
- Etikettenformat 40x 26 mm
- Integriertes Beutelverpackungssystem
- Offline-Betrieb mit Röhrenanforderung per Touch Screen
- Online-Betrieb in direkter Kommunikation mit dem LIS oder KIS

### Zuführung:

- Bereitstellung der Röhren im S-Monovette® Rack
- 50 Röhren/Rack
- max. 12 Racks

### Ausgabe:

- Transparente PE-Beutel mit max. 10 etikettierten Röhren sowie Einzeletiketten
- Optional mehrere Beutel pro Auftrag
- Beutel mit Originalitätsverschluss
- Beutelenahme in bequemer Arbeitshöhe
- Alternativ Beutelausgabe auf Transportband oder Arbeitsplattform

## Gefäßtypen

---

- Außendurchmesser 11 bis 16 mm, Länge 65-100 mm (ohne Kappe)
- S-Monovetten

## Abmessungen

---

- 850x 1424 x 1561 mm (BxTxH)
- Gewicht: ca. 350 kg

## Elektrischer Anschluss

---

- 115-230 V AC  $\pm 10\%$ , 50/60 Hz, 16 A

## Allgemeine Daten

---

- Geräuschpegel: <70 dB(A)
- zul. Umgebungstemperatur: + 15°C bis + 40°C
- max. relative Luftfeuchtigkeit: 80%, nicht kondensierend

## Durchsatz

---

- Bis zu 750 Röhren/h

## Optionales Zubehör

---

- Transportband
- Scanner zur Patientenidentifikation
- Zebra Etikettendrucker

SARSTEDT AG & Co.  
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht  
Telefon +49 22 93 305-0  
Telefax +49 22 93 305-3450  
**Service 0800 (Deutschland)**  
Telefon (0800) 0 83 305-0  
info@sarstedt.com  
www.sarstedt.com