


# Boîtes pour tubes de 15 & 50 ml



- Convient aux tubes de 15 et 50 ml
- Codage numérique pour une identification aisée des échantillons
- Utilisable de -80 °C à 121 °C
- Dimensions L x l x H (sans couvercle) : 144 x 144 x 127 (102) mm

## Informations pour commande

Référence	Désignation	Couleur	Capacité	Conditionnement
93.880	Boîte de stockage pour tubes de 15 ml	vert	36 (6 x 6)	2 / sachet12 / carton
93.881	Boîte de stockage pour tubes de 50 ml	bleu	16 (4 x 4)	

SARSTEDT France  
Route de Gray  
Z.I. des Plantes  
70150 MARNAY  
Tel: +33 3 84 31 95 95  
Fax: +33 3 84 31 95 99  
info.fr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com