

Blutentnahme in der Pädiatrie



Blutentnahmesysteme für jedes Alter

- S-Monovette® & Safety-Multifly®-Kanüle
- Microvette® & Safety-Lanzette
- Mikro-Probengefäße & Micro-Kanüle



Blutentnahmesysteme für jedes Alter

Die Blutentnahme in der Pädiatrie stellt hohe Ansprüche an Personal und Entnahmesysteme. Sarstedt bietet ein breites Spektrum unterschiedlichster Entnahmesysteme für die venöse und kapillare Blutentnahme in diesem Bereich.

S-Monovette[®], Safety-Kanüle & Safety-Multifly[®]-Kanüle

Die Sensitivität moderner Analysensysteme ermöglicht die Reduzierung des erforderlichen Probenvolumens auch für umfangreiche Routineuntersuchungen.

Durch ihr spezielles Design mit den reduzierten Abmaßen und dem geringen Nennvolumen wird die S-Monovette[®] Pädiatrie diesen hohen Anforderungen in idealer Weise gerecht.

Durch die Möglichkeit der schonenden Blutentnahme mittels Aspirationstechnik stellt die S-Monovette[®] Pädiatrie eine optimale Lösung für die schwierigen Venenverhältnisse der Pädiatrie dar.



Microvette[®] & Safety-Lanzette

Je nach Anforderung steht die Microvette[®] mit der zylindrischen oder konischen Gefäß-Innenform und einem Volumenbereich von 100 bis 500 µl zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit der kapillaren Blutentnahme oder der venösen Blutentnahme nach dem Abtropfprinzip.

Die Sicherheitslanzette gewährleistet optimale Sicherheit für Patient und Anwender. Es stehen unterschiedliche Größen mit Klinge oder Kanüle zur Verfügung.



Mikro-Probengefäße & Micro-Kanüle

Die Micro-Kanüle wurde für die besonderen Bedürfnisse der Neonatologie konzipiert und verfügt über einen geriffelten Handgriff, der eine optimale und sichere Punktion gewährleistet. Durch die kurze Bauart der Kanüle entsteht nur ein minimaler Blutverlust bei der Probengewinnung.

Dazu passende Probengefäße stehen in diversen Präparierungen mit Schraubverschluss oder Stopfen zur Verfügung.



SARSTEDT AG & Co.
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon (+49) 0 22 93 30 50
Telefax (+49) 0 22 93 305-282
☎ Service 0800 (Deutschland)
Telefon (0800) 0 83 30 50
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**