


Revolver Arbeitsrack




- Aufbewahrung unterschiedlicher Probengefäße in einem Rack
- Bohrungen von Ø 5 mm - Ø 30 mm pro Element
- Elemente sind drehbar und kombinierbar
- Einsetzbar im Temperaturbereich von -80°C bis 121°C
- Abmessungen L x B x H (Element): 108 x 108 x 257 (108 x 108 x 69) mm

Bestellinformation

Bestell Nummer	Bezeichnung	Verpackung
93.879	Revolver Arbeitsrack	1/Beutel 4/Karton

Revolver Workstation



- Designed to accommodate a range of tube sizes in one rack
- Each unit with \varnothing 5 mm to \varnothing 30 mm orifices
- Units are rotatable and freely exchangeable
- Ideal for use in the temperature range from -80°C to 121°C
- L x W x H (per unit): 108 x 108 x 257 (108 x 108 x 69) mm

Ordering Information

Art. No.	Description	Packaging
93.879	Revolver Workstation	1/bag 4/case