

Dispositifs de Sécurité

Avec Sarstedt, votre sécurité est garantie!

NOUVEAU!



*11 mai 2013:
date de transposition de la directive
2010/32/UE en droit national*

Protégez-vous, protégez vos patients

...avec la solution complète de protection
SARSTEDT pour le prélèvement sanguin



 **SARSTEDT**

Directive UE relative à la Prévention des Blessures par Objets Tranchants dans le Secteur Hospitalier et Sanitaire

L'entrée en vigueur de la directive 2010/32/UE relative à la Prévention des Blessures par Objets Tranchants dans le Secteur Hospitalier et Sanitaire le 11 mai 2013 à l'échelle nationale doit assurer une sécurité maximale sur le lieu de travail pour les travailleurs du secteur sanitaire.

Dans le secteur sanitaire, les travailleurs sont exposés à des blessures par piqûre d'aiguille ou par objets tranchants. Les travailleurs peuvent s'infecter avec des agents pathogènes transmissibles par le sang (virus, bactéries, champignons et autres micro-organismes). Les virus les plus courants sont certes le VIH, l'hépatite B (VHB) et l'hépatite C (VHC), mais il existe plus de 20 maladies transmissibles par le sang.

Il convient entre autres de prendre les mesures de prévention et de protection suivantes:

- suppression de l'usage inutile d'objets tranchants
- mise à disposition d'appareils médicaux dotés de mécanismes de protection intégrés
- introduction de systèmes de travail sûrs
- mise en œuvre de procédures sûres d'utilisation et de mise au rebut des instruments médicaux tranchants
- interdiction de la pratique du recapuchonnage
- utilisation d'un équipement de protection individuelle

Publications:

- Étude de cas: Piqûre – comment prévenir efficacement les blessures par piqûre d'aiguille. EU-OSHA – Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail, source : <http://osha.europa.eu/data/case-studies/needlestick-2014-how-to-prevent-needlestick-injuries-effectively>
- E-Facts 40: Évaluation des risques et blessures par piqûres d'aiguilles, EU-OSHA – Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail, source : <http://osha.europa.eu/fr/publications/e-facts/efact40>
- NHSInformation, source: http://www.nhsemployers.org/EmploymentPolicyAndPractice/European_employment_policy/Pages/Initiatives-On-Needlestick-Injuries.aspx

Aiguille de Sécurité: une sécurité optimale lors des prélèvements quotidiens



Système prémonté

L'aiguille de sécurité est toujours prête à l'emploi et ne nécessite pas d'être assemblée avec un porte-aiguille.



Une Ponction sûre

...grâce à l'angle de piqûre réduit, en particulier pour les veines fragiles et délicates.

Protecteur de l'Aiguille de Sécurité


Le protecteur spécial de l'aiguille de sécurité permet à l'utilisateur d'achever le prélèvement sanguin en toute sécurité en verrouillant l'aiguille dans le protecteur. L'aiguille de sécurité est ensuite jetée dans une boîte à déchets appropriée.



Multifly® de Sécurité – Sécurité optimale pour les veines délicates

Utilisation du protecteur d'aiguille mono manuelle, adaptateur prémonté, emballage et matériau optimaux

L'utilisation d'une seule main du protecteur de l'aiguille de sécurité Multifly® assure un confort d'utilisation maximal. L'adaptateur de l'aiguille Multifly® de sécurité est pré monté: ce système monobloc est donc prêt à l'emploi. L'emballage et le matériau de la tubulure de l'aiguille Multifly® de sécurité sont spécialement conçus pour les besoins du prélèvement sanguin et pour une élimination aisée dans une boîte à déchets.



Lancette de Sécurité – Pour une ponction sûre, aisée et confortable

- Le système stérile à usage unique permet d'éviter les blessures par piqûre d'aiguille car l'aiguille et la lame sont toujours protégées par un étui avant et après le prélèvement.
- Choix entre différentes tailles d'aiguille et de lame avec plusieurs profondeurs de pénétration pour la ponction au bout du doigt, au lobe de l'oreille ou au talon.
- Manipulation aisée grâce au système prémonté: légère rotation du capuchon et simple pression du bouton.
- Différentes possibilités de préhension grâce aux ailettes et à la surface striée.





Multi-Safe – Boîtes à Déchets

- Élimination sûre et pratique d'objets piquants et tranchants.
- L'orifice d'introduction peut être agrandi en détachant les deux parties prédécoupées, avant d'assembler le couvercle.
- Système universel de désolidarisation des aiguilles (Luer) et des stylos à insuline.

Notre Service – Votre Avantage



Nos Spécialistes Produits Qualifiés sont à votre disposition sur site. Nous prenons le temps de répondre à l'ensemble de vos questions. Formation individuelle ou en groupe possibles: nous nous assurons de la bonne utilisation de nos produits et de la compréhension par les utilisateurs des avantages sécuritaires.



Par **service** et **collaboration**, nous entendons également le suivi direct de tous vos collaborateurs travaillant au quotidien avec nos produits ou qui seront amenés à le faire.

SARSTEDT AG & Co.
P.O. Box 12 20
D-51582 Nümbrecht
Phone +49 2293 3050
Fax +49 2293 305-122
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com