

# Perfection is just one turn away

Microtubes à vis SARSTEDT - La norme dans l'industrie



Life Science

# Éprouvé des millions de fois, sûr et efficace !

## Microtubes à vis SARSTEDT - La norme fiable




### **Vous pouvez choisir**

Un code couleur facilement identifiable, différents volumes (0,5 ; 1,5 ; 2 ml), des surfaces low-binding, des formes de fond variées (par exemple, coniques ou à jupe) et différents types de moletages - vous êtes sûr de trouver ce que vous cherchez ici.

### **Conçu en Allemagne.**

Le microtube à vis SARSTEDT combine la précision allemande et la plus haute qualité, parfait pour les applications industrielles et d'une fiabilité maximale.



### **Une qualité contrôlée pour votre sécurité**

Nos produits sont PCR Performance Tested et disponibles en qualité Biosphere® plus certifiée. Des tests continus effectués par un laboratoire indépendant et des contrôles pour chaque lot vous offrent une sécurité maximale.

### **Une qualité convaincante - depuis plus de 40 ans !**

Le microtube à vis SARSTEDT est un outil indispensable dans la recherche et l'industrie. Son bouchon à vis avec joint torique et le tube en polypropylène robuste offrent de multiples possibilités d'utilisation comme tube à centrifuger, de

transport, de stockage et à réaction. Avec des volumes compris entre 0,5 et 2,0 ml, différentes options de fermeture, de formes de fond et de moletages ainsi que différents degrés de pureté, le microtube à vis s'adapte parfaitement à vos besoins. Éprouvé et utilisé des millions de fois, il est la norme pour de multiples applications - fiable et sûr.





” La qualité de nos microtubes à vis SARSTEDT repose sur des matières premières soigneusement sélectionnées, une fabrication précise et des contrôles stricts - **pour une fiabilité maximale.** “

Tim Gelhausen – Responsable produits Sciences de la vie  
Jochen Hoffmann – Responsable de la gestion de la qualité






# La norme dans l'industrie

Éprouvé depuis des décennies

SARSTEDT garantit une sécurité d'approvisionnement fiable et des solutions sur mesure pour les exigences industrielles. Avec une production locale et des décennies d'expérience, nous fixons la norme en matière de qualité et de fiabilité.

- Partenariat : des conseils professionnels, des échanges rapides et des processus transparents avec protection contre les changements.
- Personnalisation : avec « Make it yours », nos produits peuvent s'adapter de manière flexible à vos besoins individuels.
- Fiabilité : une grande sécurité d'approvisionnement et une capacité de livraison constante grâce à une production locale.
- Fabriqué en Allemagne : la précision allemande pour vos processus automatisés.







## Make it yours ! Nos produits selon vos souhaits

Qu'il s'agisse de codes couleur personnalisés, d'étiquettes spécialement fabriquées, d'emballages ou de degrés de pureté certifiés, le microtube à vis peut être personnalisé de multiples façons. Les bouchons de couleur facilitent l'identification rapide des échantillons et augmentent l'efficacité du laboratoire. Grâce à des étiquettes individuelles avec votre propre logo, les couleurs de votre entreprise ou des codes-barres, vous améliorez la reconnaissance de vos échantillons et vous renforcez votre image de marque de manière durable.



[customization.sarstedt.com](https://customization.sarstedt.com)



### Contrôle continu des processus

Afin de garantir des conditions de pureté constantes, la zone de production est étroitement surveillée. Un système efficace de contrôle de la qualité garantit le respect des exigences des normes et des certifications auxquelles le site de production répond, par exemple la norme ISO 13485. Par ailleurs, des contrôles ont été mis en place conformément aux exigences spécifiques applicables aux produits de consommation de niveau de pureté Forensic DNA Grade.

### Contrôle d'accès strict

L'accès à la zone de production des consommables de niveau de pureté Forensic DNA Grade est très limité et fait l'objet de contrôles appropriés. La participation à des formations intensives est obligatoire pour les collaborateurs, tout comme le respect de certaines règles vestimentaires.

Pour toute question :  
Nous restons à votre écoute !

Consultez aussi notre site Internet :  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

## **SARSTEDT S.A.R.L.**

Route de Gray  
Z.I. des Plantes  
70150 Marnay

Tel: +33 384 31 95 95

Fax: +33 384 31 95 99

[info.fr@sarstedt.com](mailto:info.fr@sarstedt.com)

[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)



Pour plus d'informations, vidéos et pour  
toute commande d'échantillons :  
[perfection.sarstedt.com](http://perfection.sarstedt.com)