

El paciente es lo importante

S-Monovette® 1,6 ml suero/heparina de litio





- Mínima molestia para el paciente
- Más tiempo para priorizar otras actividades de laboratorio
- Procesable automáticamente





Prealítica

Información

Suero CAT

Preparación	Volumen nominal	Longitud sin/con cierre x Ø	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Ref. con etiqueta transparente, UE	Ref. con etiqueta de papel de colores, UE	Ref. con etiqueta transparente, ISO
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	□	50/50/500	04.2911	04.2911.001	
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500			04.2911.200

Heparina de litio LH

Preparación	Volumen nominal	Longitud sin/con cierre x Ø	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Ref. con etiqueta transparente, UE	Ref. con etiqueta de papel de colores, UE	Ref. con etiqueta transparente, ISO
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.2913	04.2913.001	
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500			04.2913.200

SARSTEDT México S. de R.L. de C.V.

Alfredo B Nobel 3, Bodega 10
Colonia Los Reyes Industrial
54073 Tlalnepantla de Baz
Estado de México

Tel: +5255 8501 1577
Fax: +5255 8501 1578

info.mx@sarstedt.com
www.sarstedt.com