

Odak noktamız insandır

S-Monovette® 1,6 ml Serum/Lityum Heparin



- > Minimum hasta stresi
- > Daha verimli laboratuvar faaliyetleri için daha fazla zaman
- > Otomatik olarak işlenebilir



Preanalitik

Sipariş bilgisi

Serum CAT

İçerik	Nominal hacim	Kapaklı/ kapaksız uzunluk x Ø	Kapak rengi	Ambalajlama (UV/IK/UK)	Sipariş no. şeffaf etiketli, AB	Sipariş no. renkli kâğıt etiketli, AB	Sipariş no. şeffaf etiketli, ISO
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	□	50/50/500	04.2911	04.2911.001	
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500			04.2911.200

Lityum heparin LH

İçerik	Nominal hacim	Kapaklı/ kapaksız uzunluk x Ø	Kapak rengi	Ambalajlama (UV/IK/UK)	Sipariş no. şeffaf etiketli, AB	Sipariş no. renkli kâğıt etiketli, AB	Sipariş no. şeffaf etiketli, ISO
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.2913	04.2913.001	
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500			04.2913.200

SARSTEDT International GmbH

Merkezi Almanya İstanbul Merkez Şubesi
Acıbadem Mahallesi,
Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A
Giriş Kat:27 Da:158
Üsküdar – İstanbul

Tel: +90 216 290 18 65
Fax: +90 216 290 18 64

info.tr@sarstedt.com
www.sarstedt.com