

To make your
workflow excellent.



Έφτασε πλέον η στιγμή να πάμε ένα βήμα παραπέρα!


Πιο γρήγορα, πιο μακριά, πιο ήπια: Tempus1800® – αυτοματοποιημένος χειρισμός δειγμάτων με το πάτημα ενός πλήκτρου



Μεταφορά δειγμάτων

Επαναπροσδιορίζοντας την αποδοτικότητα των νοσοκομείων

Αναβάθμιση των διαδικασιών για ένα πιο υγιές μέλλον



Εισαγωγή στην τεχνολογία του Tempus1800®

Το Tempus1800® είναι μια καινοτόμος τεχνολογία που φέρνει την επανάσταση στη μεταφορά μικρών κλινικών δειγμάτων σε νοσοκομεία. Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, το Tempus600®, επεκτείνει την εμβέλεια μεταφοράς έως και κατά 1.800 μέτρα, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και επιτρέποντας την ενσωμάτωση απομακρυσμένων τμημάτων στο βελτιστοποιημένο σύστημα.

Αυξημένη αποδοτικότητα χάρη στο σύστημα ενός πλήκτρου

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού του Tempus1800® βρίσκεται το σύστημα ενός πλήκτρου, μια διαισθητική και επαναστατική προσέγγιση στον χειρισμό των δειγμάτων. Χάρη στο σύστημα ενός πλήκτρου, τα δείγματα αποστέλλονται με ασφάλεια στον προορισμό τους χωρίς να απαιτείται μεταφορά των δειγμάτων από άνθρωπο σε άνθρωπο, παραλείποντας χρονοβόρα χειροκίνητα βήματα και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο σφαλμάτων. Αυτό όχι μόνο αυξάνει την αποδοτικότητα, αλλά συμβάλλει και στην υψηλότερη ποιότητα της περίθαλψης, καθώς τα κρίσιμα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα ταχύτερα, επιτρέποντας την ταχεία λήψη αποφάσεων.

Το Tempus1800® προσφέρει:

Η τεχνολογία Tempus1800® προσφέρει μια ακριβή και καινοτόμο λύση στις προκλήσεις της εφοδιαστικής δειγμάτων στα νοσοκομεία. Πλεονεκτήματα:

- Ασυναγώνιστη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.
- Αξιοπιστία και επεκτασιμότητα για την κάλυψη των αυξανόμενων απαιτήσεων σε δυναμικά περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης.
- Βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών μέσω ταχύτερων και πιο αξιόπιστων διαγνωστικών ελέγχων.

Το Tempus1800® είναι κάτι περισσότερο από μια απλή τεχνολογική αναβάθμιση- αντιπροσωπεύει μια δέσμευση για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της υγειονομικής περίθαλψης. Σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την αποδοτικότητα των νοσοκομείων – ένα σύστημα που βελτιστοποιεί τις διαδικασίες για ένα υγιέστερο μέλλον.



Με τη δύναμη της καινοτομίας

Τι κάνει το Tempus1800® να ξεχωρίζει

Στον ταχέως εξελισσόμενο κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, η αποτελεσματική μεταφορά κλινικών δειγμάτων είναι ζωτικής σημασίας. Το Tempus1800® φέρνει την επανάσταση στη μεταφορά με την παράδοση δειγμάτων μέσω ειδικών γραμμών μήκους έως και 1.800 μέτρων. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγονται τα σημεία συμφόρησης και εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη μεταφορά. Το φιλικό προς τον χρήστη σύστημα ενός πλήκτρου μειώνει τα σφάλματα και βελτιστοποιεί τις ροές εργασίας. Με ταχύτερους χρόνους μεταφοράς, ομαλή ενσωμάτωση στην υποδομή του νοσοκομείου και κλιμακούμενο σχεδιασμό, το Tempus1800® υποστηρίζει τις αυξανόμενες απαιτήσεις του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Είναι ανθεκτικό και με μικρές απαιτήσεις συντήρησης, γεγονός που μειώνει το κόστος και τον χρόνο διακοπής λειτουργίας.

TEMPUS1800®



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: sarstedt.com/tempus1800-gr



Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Tempus1800®:

- **Πιο μακριά:** Νέα εκτεταμένη απόσταση μεταφοράς που φθάνει σε έως και 1.800 μέτρα
- **Περισσότερα:** Μεγαλύτερη ποικιλία δειγμάτων, από 12–18 mm έως 1.800 m, δείγματα 11 mm με περιορισμούς
- **Λιγότερα:** Κατά μέσο όρο 33% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας ανά αποστελλόμενο δείγμα
- **Ηπιότερα:** Προσεκτική μεταφορά για ελάχιστες επιπτώσεις στο δείγμα

Το Tempus1800® επαναπροσδιορίζει την εφοδιαστική δειγμάτων, παρέχοντας τη δυνατότητα στα νοσοκομεία να προσφέρουν φροντίδα με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα.

Οφέλη για τους διευθυντές των νοσοκομείων και το ιατρικό προσωπικό

Για τους διευθυντές των νοσοκομείων, το Tempus1800® αποτελεί μια ασφαλή επένδυση για το μέλλον στις βελτιστοποιημένες διαδικασίες που υποστηρίζει τους τεχνικούς του εργαστηρίου και τους ιατρούς στο έργο τους. Το σύστημα εξασφαλίζει αξιόπιστα αποτελέσματα σε λιγότερο χρόνο, συμβάλλοντας στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών.

Μια οικονομικά αποδοτική και επεκτάσιμη λύση

Μια επένδυση στην αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα



Εξοπλισμένοι για τις προκλήσεις του σήμερα

Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν στις μέρες μας την πρόκληση να συνδυάσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα, τη διαχείριση του κόστους και τους στόχους της βιωσιμότητας. Το Tempus1800® προσφέρει μια σύγχρονη λύση για την αποτελεσματική, επεκτάσιμη και φιλική προς το περιβάλλον μεταφορά κλινικών δειγμάτων. Η δυνατότητα μεταφοράς δειγμάτων μέσω ειδικών γραμμών μήκους έως και 1.800 μέτρων εξαλείφει καθυστερήσεις και ανεπάρκειες. Μέσω της ομαλής και άμεσης μεταφοράς, το Tempus1800® βελτιώνει τις ροές εργασίας σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, καθιστώντας δυνατή την ταχύτερη διάγνωση και την καλύτερη φροντίδα των ασθενών.



Επικεντρωθείτε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία:
sarstedt.com/focus-gr



Προσφέρει εξαιρετική ευελιξία

Για αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και διαχειριστές έργων, ο συμπαγής και αρθρωτός σχεδιασμός του Tempus1800® προσφέρει εξαιρετική ευελιξία. Με διάμετρο σωλήνα μόλις 25 mm, καταλαμβάνει επίσης ελάχιστο χώρο και μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε υφιστάμενες νοσοκομειακές υποδομές όσο και σε νεοσύστατα έργα. Χάρη στον σύντομο χρόνο εγκατάστασης των 2 εβδομάδων, το Tempus1800® είναι γρήγορα έτοιμο για χρήση.

Μια ασφαλής επένδυση για το μέλλον

Από άποψη κόστους, το Tempus1800® έχει σχεδιαστεί για μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση. Η στιβαρή κατασκευή του ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις συντήρησης, μειώνοντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και τα σχετικά έξοδα. Επιπλέον, η ενεργειακά αποδοτική λειτουργία του υποστηρίζει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους, καθιστώντας το μια έξυπνη και μελλοντικά ασφαλή επένδυση.

Το Tempus1800® επαναπροσδιορίζει την εφοδιαστική των νοσοκομείων. Δεν πρόκειται απλώς για ένα σύστημα, αλλά για ένα στρατηγικό βήμα προς την οικοδόμηση πιο έξυπνων, πιο πράσινων και πιο ανθεκτικών νοσοκομείων.

Η ακρίβεια συναντά την απόδοση

Σχεδιασμένο για τις υψηλές απαιτήσεις των εργαστηριακών εργασιών

Στα σύγχρονα εργαστήρια, η ακρίβεια και η αποδοτικότητα είναι υψίστης σημασίας. Το Tempus1800® αναπτύχθηκε για να ανταποκρίνεται σε αυτά τα αυστηρά πρότυπα, προσφέροντας μια λύση μεταφοράς προσαρμοσμένη στο περιβάλλον υψηλής πίεσης των εργαστηριακών εργασιών.

Για ταχύτερους χρόνους διεκπεραίωσης

Το Tempus1800® μπορεί να μεταφέρει δείγματα σε αποστάσεις έως και 1.800 μέτρα και εξασφαλίζει άμεση, αδιάλειπτη παράδοση. Με τον τρόπο αυτόν, αποφεύγονται οι καθυστερήσεις που προκαλούνται από χωριστές ή πολύπλοκες διαδρομές, αποφέροντας ταχύτερους χρόνους διεκπεραίωσης και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Οι διευθυντές των εργαστηρίων θα εκτιμήσουν τη φιλική προς τον χρήστη λειτουργία ενός πλήκτρου, η οποία ελαχιστοποιεί τα λάθη χειρισμού και μειώνει τη χειρωνακτική προσπάθεια. Αυτά τα χαρακτηριστικά όχι μόνο βελτιστοποιούν τη ροή εργασίας, αλλά και διασφαλίζουν ότι τα δείγματα φτάνουν άθικτα και έτοιμα για άμεση ανάλυση, διατηρώντας την ακεραιότητά τους και καθιστώντας την όλη διαδικασία εργασίας πιο αποτελεσματική.

Με τη λύση Tempus1800® Necto είναι δυνατή η αυτόματη ιεράρχηση και προκαταρκτική διαλογή των δειγμάτων σύμφωνα με τις διαδρομές ανάλυσης.

Ομαλή ενσωμάτωση

Το Tempus1800® ενσωματώνεται ομαλά στα συστήματα εργαστηριακού αυτοματισμού, δημιουργώντας ένα συγχρονισμένο περιβάλλον για μέγιστη αποδοτικότητα. Οι χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και ο ανθεκτικός σχεδιασμός μεταφράζονται σε λιγότερες διακοπές, γεγονός που επιτρέπει στα εργαστήρια να επικεντρωθούν στην κύρια αποστολή τους: την παροχή ακριβών και έγκαιρων αποτελεσμάτων επιτυγχάνοντας καλύτερη φροντίδα των ασθενών. Συνδυάζοντας υψηλή ακρίβεια με εξαιρετικές επιδόσεις, το Tempus1800® παρέχει τη δυνατότητα στα εργαστήρια να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας. Είναι ο ιδανικός συνεργάτης για εργαστήρια που επιδιώκουν την αριστεία σε κάθε πτυχή του έργου τους.





Ταχύτερα αποτελέσματα διαγνωστικών ελέγχων για βέλτιστη θεραπεία



Δυνατότητα εξαγωγής έγκαιρων αποτελεσμάτων για τους ιατρούς

Οι ακριβείς και έγκαιρες διαγνώσεις είναι ζωτικής σημασίας για την ταχεία περίθαλψη των ασθενών. Το Tempus1800® αναπτύχθηκε για να επιταχύνει τη διαγνωστική διαδικασία και να παρέχει γρήγορα στους ιατρούς τις πληροφορίες που χρειάζονται για να προσφέρουν τη βέλτιστη δυνατή θεραπεία.

Αποτελεσματική εφοδιαστική δειγμάτων και ταχύτερη συνεργασία με το Tempus1800®

Χάρη στην ικανότητα του συστήματος να μεταφέρει δείγματα αίματος και άλλα μικρά δείγματα σε αποστάσεις έως 1800 μέτρα, τα τμήματα και τα εργαστήρια μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά, αποφεύγοντας καθυστερήσεις και μειώνοντας τους χρόνους διεκπεραίωσης. Το σύστημα ενός πλήκτρου απλοποιεί την αποστολή δειγμάτων, μειώνοντας τον χρόνο και την εργασία που απαιτούνται για την εφοδιαστική. Αυτή η αποτελεσματική διαδικασία με τη χρήση του Tempus1800® ελαχιστοποιεί τα σφάλματα και εξασφαλίζει ότι ακόμη και τα δείγματα που χρειάζονται επείγοντως, φθάνουν στο εργαστήριο γρήγορα και άθικτα.

Ταχείες διαγνώσεις για καλύτερη φροντίδα των ασθενών

Οι ιατροί επωφελούνται άμεσα από την ταχύτητα και την αξιοπιστία του συστήματος. Οι ταχύτερες διαγνώσεις σημαίνουν έγκαιρες παρεμβάσεις, καλύτερο σχεδιασμό της θεραπείας και βελτιωμένα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Σε κρίσιμες περιπτώσεις, κάθε δευτερόλεπτο μετράει, και το Tempus1800® εξασφαλίζει ότι δεν χάνεται χρόνος για την παροχή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για να σώζουν ζωές. Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ τμημάτων και εργαστηρίων με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, το Tempus1800® παρέχει τη δυνατότητα στις ομάδες υγειονομικής περίθαλψης να εργάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υποστηρίζοντας ταχύτερα διαγνωστικά αποτελέσματα και καλύτερη φροντίδα για κάθε ασθενή.

Εξορθολογισμένη ροή εργασιών, με επίκεντρο τους ασθενείς

Λιγότερος χρόνος για την εφοδιαστική, περισσότερος
χρόνος για τους ασθενείς



Η αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη απαιτεί την ομαλή συνεργασία μεταξύ τμημάτων, εργαστηρίων και διοίκησης. Το Tempus1800® βελτιστοποιεί τις ροές εργασίας, μειώνει τυχόν επιβαρύνσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας και δημιουργεί χρόνο για το σημαντικότερο: τη φροντίδα των ασθενών.

Ταχεία, αξιόπιστη μεταφορά δειγμάτων

Το Tempus1800® εξασφαλίζει ότι τα δείγματα φθάνουν εγκαίρως και σε άριστη κατάσταση για άμεση ανάλυση. Με την αξιόπιστη μεταφορά σε έως και 1.800 μέτρα, οι καθυστερήσεις ελαχιστοποιούνται, επιτρέποντας ταχύτερους χρόνους διεκπεραίωσης και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο εργαστήριο. Αυτό επιτρέπει στους βιοαναλυτές να επικεντρωθούν σε ακριβή και έγκαιρα αποτελέσματα που έχουν άμεσο όφελος στα αποτελέσματα των ασθενών.

Λιγότερα σφάλματα και μέγιστη αποδοτικότητα

Το Tempus1800® απλοποιεί τη διαδικασία αποστολής με μια φιλική προς το χρήστη λειτουργία ενός αγγίγματος που δεν απαιτεί εκπαίδευση και ελαχιστοποιεί τον χειροκίνητο χειρισμό. Η βελτιστοποιημένη διαδικασία μεταφοράς μειώνει τα σφάλματα,

δίνει προτεραιότητα στα επείγοντα δείγματα και διασφαλίζει την αποτελεσματική διεκπεραίωση των διαδικασιών ρουτίνας. Το σύστημα αποτρέπει επίσης την απώλεια δειγμάτων και μειώνει την ανάγκη για επαναλαμβανόμενες δειματοληψίες. Για τη διοίκηση του νοσοκομείου, αυτό οδηγεί σε μακροπρόθεσμη αύξηση της αποδοτικότητας και καλύτερη αξιοποίηση των πόρων. Ο μειωμένος χρόνος που δαπανάται για τη διαχείριση της υλικοτεχνικής υποδομής εξασφαλίζει στο προσωπικό περισσότερο χρόνο για τη φροντίδα των ασθενών, ενώ οι αποδεδειγμένοι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κύριες εργασίες.

Περισσότερος χρόνος για τα απαραίτητα: Φροντίδα ασθενών

Το Tempus1800® μετατρέπει την εφοδιαστική από πρόκληση σε ευκαιρία, δημιουργώντας μια εξορθολογισμένη, ασθενεκεντρική ροή εργασίας που ωφελεί κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία της υγειονομικής περίθαλψης. Με λιγότερο χρόνο να απαιτείται για τη μεταφορά, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να εστιάσουν την τεχνογνωσία τους εκεί που χρειάζεται περισσότερο – στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.

Εξοικονόμηση ενέργειας με ελάχιστη συντήρηση

Εξασφάλιση ομαλής, αξιόπιστης και αποτελεσματικής μεταφοράς δειγμάτων



Το Tempus1800® έχει χρόνο διαθεσιμότητας **99,9 %** και είναι πολύ εύκολο στη συντήρηση.

Το έξυπνο AirFlow Priority System βελτιστοποιεί τη λειτουργία κατανέμοντας τη ροή αέρα στους ενεργούς σταθμούς αποστολής, αποφεύγοντας τα σημεία συμφόρησης και αυξάνοντας την αποδοτικότητα. Η καλύτερη αξιοποίηση του πεπιεσμένου αέρα μειώνει την κατανάλωση ενέργειας ανά αποστελλόμενο δείγμα κατά μέσο όρο 33 %.

Οι λύσεις Tempus1800® είναι εύκολα επεκτάσιμες και δεν επιβαρύνουν την υποδομή. Τα συστήματα μπορούν επίσης να μετεγκατασταθούν εύκολα, καθώς δεν υπάρχουν σημεία διασαύρωσης με συνδέσεις από σημείο σε σημείο.


Μειώνοντας την καταπόνηση των συστημάτων αέρα και βελτιστοποιώντας τη χρήση ενέργειας, η λύση αυτή προσφέρει τόσο οικονομική αποδοτικότητα όσο και βιωσιμότητα, καθιστώντας την απαραίτητο συστατικό για νοσοκομεία έτοιμα για το μέλλον.

Δείτε online το Airflow Priority System

Ανακαλύψτε πώς το έξυπνο AirFlow Priority System μειώνει την ανάγκη για πεπιεσμένο αέρα. Μάθετε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του και εξερευνήστε τις επιλογές υλοποίησης που είναι προσαρμοσμένες στις εγκαταστάσεις σας. Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αναλυτικά στοιχεία.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: sarstedt.com/tempus1800-airflow-priority-gr



“ Η μεταφορά από τη συλλογή των δειγμάτων στο εργαστήριο ήταν παραδοσιακά χρονοβόρα και επιβαρυντική για το εργαστήριο. Η λύση Tempus απαντά σε αυτές τις προκλήσεις με την αυτοματοποίηση της μεταφοράς δειγμάτων. Τα τμήματα που είναι εξοπλισμένα με το Tempus παρουσιάζουν σημαντική μείωση του χρόνου απόκρισης, επιτρέποντας την ταχύτερη αποστολή των διαγνωστικών αποτελεσμάτων στο νοσοκομείο μας σε σύγκριση με τα τμήματα που δεν διαθέτουν το Tempus.”

Rikke Kiilsholm – Ειδικός, Εξετάσεις Αίματος και Βιοχημεία, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Odense, Δανία

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Odense άρχισε να χρησιμοποιεί το Tempus600® το 2011.



Η εξέλιξη του Tempus

Συνεχής καινοτομία στη μεταφορά δειγμάτων

Η ανάπτυξη του συστήματος Tempus ξεκίνησε με μια απλή αλλά καινοτόμο ιδέα: να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο τα νοσοκομεία μεταφέρουν τα κλινικά δείγματα. Το όραμα ήταν ξεκάθαρο: να δημιουργηθεί ένα ανοικτό σύστημα που θα μπορούσε να συνεργαστεί με όλες τις εταιρείες διαγνωστικών in vitro (IVD) και τους κατασκευαστές δοκιμαστικών σωληναρίων, ώστε ο χειρισμός και η μεταφορά των δειγμάτων να πραγματοποιούνται με όσο το δυνατόν πιο ομαλό και αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα δείγματα φθάνουν στο εργαστήριο γρήγορα και σε άριστη ποιότητα και ότι μπορούν να αναλυθούν σύμφωνα με την αρχή FiFo ταυτόχρονα.

Μεγάλη απόσταση – μειωμένη ενέργεια

Αυτοί οι στόχοι οδήγησαν στην ανάπτυξη του Tempus600®, μιας πρωτοποριακής λύσης που έθεσε νέα πρότυπα στη μεταφορά δειγμάτων. Το Tempus1800® αποτελεί το επόμενο στάδιο στην ανάπτυξη μιας επιτυχημένης σειράς προϊόντων. Με εκτεταμένη απόσταση μεταφοράς από 600 σε 1.800 μέτρα και ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά μέσο όρο 33% ανά αποστελλόμενο δείγμα, ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης όλων των μεγεθών, από μικρές μονάδες έως μεγάλα συγκροτήματα νοσοκομείων.

Το Tempus1800® μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε οποιαδήποτε σύνθετη νοσοκομειακή υποδομή και με το φιλικό προς τον χρήστη σύστημα ενός πλήκτρου, καθιστά την παράδοση δειγμάτων ταχύτερη, ευκολότερη και ακριβέστερη από ποτέ.

Για συνεχή καινοτομία

Το σύστημα Tempus χαρακτηρίζεται από συνεχή καινοτομία και ευελιξία, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή μας να επιλύουμε πραγματικές προκλήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Κάθε νέα έκδοση βελτιώνεται μέσω της ανατροφοδότησης των χρηστών, ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων νοσοκομείων. Από τότε που άρχισε να χρησιμοποιείται, το Tempus βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας μεταφοράς δειγμάτων, συμβάλλοντας στη διασφάλιση ακριβούς και έγκαιρης περίθαλψης στα νοσοκομεία. Αυτή η παρακαταθήκη καινοτομίας συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον, προάγοντας την αριστεία στη διαχείριση της υγειονομικής εφοδιαστικής και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους ασθενείς.


2011

2011

2016

2019

2020



Tempus600®



TA



Vita



Quantit



Necto II



2021

2022

2023

2024

2025




Necto III




Solus



Quantit SL



HSS µe Fero



Tempus1800®

Εάν έχετε ερωτήσεις:
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!

Επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο μας στη διεύθυνση:
www.sarstedt.com

Προαναλυτική ροή εργασίας made by SARSTEDT

Επωφεληθείτε από τη συνέργεια των
συγχρονισμένων συστημάτων μας.

SARSTEDT Μ.Ε.Π.Ε.

Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου
190 04 Σπάτα Αττικής

Τηλ. +30 210 6038274

Fax +30 210 6038276

info.gr@sarstedt.com



Για περισσότερες πληροφορίες,
βίντεο και παραγγελία δείγματος:
tempus1800.sarstedt.com



Ανακαλύψτε τις
λύσεις 360° της
SARSTEDT για την
προ-αναλυτική σας
διαδικασία



workflow.sarstedt.com