

HAEM-o-TRANS

System zur autologen Direkt-Retransfusion



Postoperatives Autotransfusionssystem

- Geschlossenes Niedervakuumsystem zur Sammlung und Retransfusion von Wund- und Drainageblut
- 10 µm Mikrofilter zur effektiven Entfernung von Fett und Mikroaggregaten
- Reduzierung von Risiken der homologen Transfusion wie Infektionsübertragung, Alloimmunisierung oder Wundheilkomplikationen

Produktbeschreibung

Das HAEM-o-TRANS besteht aus einem Drain-Anschluss (8–18 Ch.) zur Verbindung mit den wundseitigen Drainageschläuchen, einem Saugbalg mit Rücklaufsperrung zur Erzeugung des Niedervakuums (ca. 70 mmHg) und einem Blutsammelbeutel mit 200 µm Vorfilter. Die Retransfusion des gesammelten Blutes erfolgt über ein Transfusionsgerät mit integriertem Kaskadenfilter. Nicht mehr für die Retransfusion benötigtes Blut kann in einem Drainagebeutel gesammelt werden.

Produktvorteile

- Einfache Handhabung
- Schnelle Verfügbarkeit des Retransfusionsblutes
- Verhinderung von retrograden Infektionen durch Einwegventile
- Geschlossenes System
- Zellreste, Blut und Sekret werden während der Drainagezeit abgeleitet

Bestellinformationen

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE
79.8400.100	HAEM-o-TRANS-Einheit HAEM-o-TRANS-Set mit 4-fach Verbinder, HAEM-o-TRANS Transfusionsgerät 10 µm, HAEM-o-TRANS Blutsammelbeutel 700 ml, HAEM-o-TRANS Drainagebeutel 700 ml	20
79.8400.203	HAEM-o-TRANS-Set mit Y-Verbinder Y-Drain-Anschluss, Saugbalg mit Rücklaufsperrung, HAEM-o-TRANS Blutsammelbeutel 700 ml	20
79.8400.220	HAEM-o-TRANS Blutsammelbeutel 700 ml 200 µm Vorfilter, Rücklaufsperrung, doppelt steril verpackt	50
79.8400.230	HAEM-o-TRANS Transfusionsgerät 10 µm Mit integriertem Kaskadenfilter 175 µm, 40 µm und 10 µm, einfach steril verpackt	10
79.8400.270	HAEM-o-TRANS Drainagebeutel 700 ml Mit Rücklaufsperrung, einfach steril verpackt	10

Technische Änderungen vorbehalten

10_350_0000_100 Diese Publikation kann Informationen zu Produkten enthalten, die evtl. nicht in jedem Land verfügbar sind

Vertrieb durch:

SARSTEDT AG & Co. KG
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon: +49 2293 305 0
Telefax: +49 2293 305 3450
Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com