

# Appareils de transfusion



- Pour la transfusion de produits sanguins sous la gravité
- Filtres tamis à pores fines pour l'élimination efficace des micro-agrégats
- Répond aux exigences de la norme EN ISO 1135-4



- 1 TRANSMED 10** – Filtre à cascade intégré avec pores de 175 µm, 40 µm et 10 µm
- 2 TRANSMED 40** – Filtre à cascade intégré avec pores de 175 µm et 40 µm
- 3 TRANSFLOW** – Filtre fin intégré avec pores de 40 µm
- 4 TRANSFLOW-N** – Filtre fin intégré avec pores de 40 µm

## Références

Réf.	Désignation	Cdt
79.8200.000	<b>1</b> TRANSMED 10	100
79.8200.100	<b>2</b> TRANSMED 40	100
79.8200.440	<b>3</b> TRANSFLOW	100
79.8200.490	<b>4</b> TRANSFLOW-N	100

Distribution par :

SARSTEDT AG & Co. KG  
 P.O. Box 12 20  
 D-51582 Nümbrecht  
 Phone: +49 2293 305 0  
 Fax: +49 2293 305 3992  
 export@sarstedt.com  
 www.sarstedt.com